

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
一般外科	NEY026798W01	MNEY021530	“因諾美”喉返神經電極監測組	“INOMED” C2 Nerve Monitor with Accessories-Laryngeal Electrode Set	28000	將貼片電極黏貼於喉管，將其接收電極區放置於喉頭肌肉附近，藉此在手術時，能接收到醫師由探棒做電刺激所產生的神經電生理訊號	無	無
一般外科	NEZ024626001	MNEZ02U010	“聖芮絲”安可兒探針與附件10Ga	EnCor Probe, Upright-10Ga	16990	真空輔助乳房切片針相對於健保給付切片針，可在相同之傷口大小下全自動取得大量高品質之組織樣本，提高病理確診率，降低偽陰性發生，並可減少患者接受不必要之開放性切片，結摺醫療資源	併發症可能包含了皮膚,血管,肌肉,器官的受傷,出血,血腫及感染.	無
一般外科	SAY023875001	MSDPLS1804	柯惠可吸收傷口縫合裝置V-Loc180 VLOCL0604	V-Loc 180 Absorbable Wound Closure Device	1750	V-Loc 180可吸收傷口縫合裝置包含一倒鉤可吸收線,一端配備手術針,另一端則是環狀作用器.倒鉤裝置和環狀端作用器的設計可使組織縫合不需進行手術線節結.	請勿重複滅菌使用.V-Loc 180 傷口縫合裝置僅適用連續縫合法.不建議使用於筋膜縫合，胃腸吻合，心血管手術，神經手術.	與傳統縫線相比不須打結可減少縫合時間並增加縫合處牢固度
一般外科	SAY023875001	MSDPLS1814	柯惠可吸收傷口縫合裝置V-Loc180 VLOCL0614	V-Loc 180 Absorbable Wound Closure Device	1750	V-Loc 180可吸收傷口縫合裝置包含一倒鉤可吸收線,一端配備手術針,另一端則是環狀作用器.倒鉤裝置和環狀端作用器的設計可使組織縫合不需進行手術線節結.	請勿重複滅菌使用.V-Loc 180 傷口縫合裝置僅適用連續縫合法.不建議使用於筋膜縫合，胃腸吻合，心血管手術，神經手術.	與傳統縫線相比不須打結可減少縫合時間並增加縫合處牢固度
一般外科	SAY023891001	MSDPLS0904	柯惠可吸收傷口縫合裝置V-Loc90 VLOCM0604	V-Loc 90 Absorbable Wound Closure Device	1750	V-Loc 90可吸收傷口縫合裝置包含一倒鉤可吸收線,一端配備手術針,另一端則是環狀作用器.倒鉤裝置和環狀端作用器的設計可使組織縫合不需進行手術線節結.	請勿重複滅菌使用.V-Loc 90 傷口縫合裝置僅適用連續縫合法.不建議使用於筋膜縫合，胃腸吻合，心血管手術，神經手術.	與傳統縫線相比不須打結可減少縫合時間並增加縫合處牢固度

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
一般外科	TTZ034001001	MTTZ033023	“愛惜康”斯爾止可吸收性止血粉	“Ethicon” SURGICEL Powder Absorbable Haemostatic Powder	26000	SURGICEL止血粉被血液完全浸透之後,就會膨脹成一種呈褐色或黑色的凝膠狀物質,該物質有助於形成凝塊,因此可作為控制局部出血的止血輔助劑。當正確使用最低所需量時,SURGICEL 止血粉可在注入部位被吸收,而且幾乎不會引起組織反應。除了其局部止血性能,SURGICEL 止血粉在體內亦具抗菌作用,可抑制多種革蘭氏陽性和革蘭氏陰性細菌,包括需氧菌和厭氧菌	無	可滲透至出血點・30秒即可達到止血效果。SURGICEL 止血粉可在注入部位7-14天內被吸收,而且幾乎不會引起組織反應。除了其局部止血性能,SURGICEL 止血粉在體內亦具抗菌作用,可抑制多種革蘭氏陽性和革蘭氏陰性細菌,包括需氧菌和厭氧菌。
一般外科	TTZ034020001	MTTZ033133	“愛惜康”斯爾止內視鏡施藥器	“Ethicon” SURGICEL Endoscopic Applicator	3640	本產品旨在用於透過一個5m或更大的外套管針向出血的部位投送止血劑。本產品配有一個柔性施藥器頭・設在剛性套管內。該剛性套管不能單獨使用。	無	本產品配有一個柔性施藥器頭・設在剛性套管內。
一般外科、大腸直腸外科	BBY020233001	MBBY020010	“安培”內視鏡專用檢體袋	INZII RETRIEVAL SYSTEM,10MM	4330	本產品用於傳統腹腔鏡手術時由腹腔中取出檢體組織或器官之用	無	無類似功能之健保給付品項
一般外科、婦產科	WDZ014171001	MWDZ01E000	蓋那客安得喜(小片)	GYNECARE INTERCEED (TC7) ABSORBAB	8500			
一般外科、大腸直腸外科、胸腔外科	SAZ030139001	MSAZ03EE45	“柯惠”三階梯式縫合釘釘匣(含縫釘線補強材料)EGIATRS45A MT、EGIATRS45AXT	“Covidien” Endo GIA Reinforced Reload with Tri- Staple Technology	27000			無

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
一般外科、大腸直腸外科、胸腔外科、泌尿外科、婦產科、耳鼻喉科	SAY030932001	MSAY021837	柯惠利嘉修爾鈍頭腹腔鏡閉合器/分割器LF1837	"Covidien" Ligasure Blunt Tip Sealer\Divider Nano-Coated 37cm	28000	本產品為雙極電外科裝置，適用於需要結紮或分割血管、組織束及淋巴管的開放式手術。本產品可被用於直徑7mm(含)以下的血管(動脈、靜脈、肺動脈、肺靜脈等)。本產品適用於一般外科手術及專科手術，例如泌尿科、血管科、胸腔科及婦科手術。LigaSure系統尚未被證實可有效用余輸軟管節育術(Tubal Sterilization)或輸卵管凝結術(Tubal coagulation)之節育用途，故請勿將利嘉修爾系統用於這些手術。	無	無
一般外科、大腸直腸外科、胸腔外科、泌尿外科、婦產科、耳鼻喉科	SAY032513001	MSAY021944	柯惠利嘉修爾馬里蘭鉗口閉合器/分割器LF1944	"Covidien" Ligasure Maryland Jaw Sealer\Divider One-step Sealing, Nano-coated 44cm	28000			N/A
一般外科、大腸直腸外科、胸腔外科、泌尿外科、婦產科、耳鼻喉科	SAY032513001	MSAY021937	柯惠利嘉修爾馬里蘭鉗口閉合器/分割器LF1937	"Covidien" Ligasure Maryland Jaw Sealer\Divider One-step Sealing, Nano-coated 37cm	28000			N/A

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
一般外科、大腸直腸外科、胸腔外科、泌尿外科、婦產科、耳鼻喉科	SAY032513001	MSAY021923	柯惠利嘉修爾馬里蘭鉗口閉合器/分割器LF1923	"Covidien" Ligasure Maryland Jaw Sealer\Divider One-step Sealing, Nano-coated 23cm	28000			N/A
一般外科、大腸直腸外科、耳鼻喉科、泌尿外科	SAY031704001	MSAY03LF20	柯惠 利嘉修爾艾賽克含塗層分離器	LigaSure Exact Dissector Nano-Coated	28000			無
一般外科、大腸直腸外科、泌尿外科、婦產科、耳鼻喉科、胸腔外科	TKY032548001	MTKY031348	“柯惠”索尼西迅彎鉗無線超音波刀系統	“Covidien” Sonicision Curved Jaw Ultrasonic Dissection System	33000	適用於當需要控制出血及使熱傷害最小時之軟組織切割。本器材可被用為一般、整形、兒科、婦科、泌尿科、暴露骨科結構(例如脊柱及關節空間)及其他開放或內視鏡手術中、電外科手術、雷射、鋼製手術刀之輔助物或取代物。索尼西迅彎鉗無線超音波刀器材可被用於凝結直徑小於5mm的獨立的血管。索尼西迅13cm的器材也適用於耳鼻喉科手術。	無	無
一般外科、大腸直腸外科、整形外科、胸腔外科、小兒外科	FSZ019640001	MFSZ01K315	“ 曲克” 拜爾迪賽疝氣支撐物 (13x15cm)	“ Cook” Biodesign Hernia Graft	37700	用來修補腹部疝氣或腹壁缺陷。使其復發率低於1%	無	1.Biodesign為生物性材質,無外來物反應 2.可使用於感染病人 3.不易沾黏,降低復發率及感染發生機率,避免二次手術

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
一般外科、大腸直腸外科、整形外科、胸腔外科、小兒外科	FSZ019640002	MFSZ01K322	“曲克”拜爾迪賽疝氣支撐物(13*22cm)	“Cook” Biodesign Hernia Graft	46150	用來修補腹部疝氣或腹壁缺陷。使其復發率低於1%	無	1.Biodesign為生物性材質,無外來物反應 2.可使用於感染病人 3.不易沾黏,降低復發率及感染發生機率,避免二次手術
一般外科、大腸直腸外科、整形外科、胸腔外科、小兒外科	FSZ019640003	MFSZ01K220	“曲克”拜爾迪賽疝氣支撐物(20*20cm)	“Cook” Biodesign Hernia Graft	71500	用來修補腹部疝氣或腹壁缺陷。使其復發率低於1%	無	1.Biodesign為生物性材質,無外來物反應 2.可使用於感染病人 3.不易沾黏,降低復發率及感染發生機率,避免二次手術
一般外科、大腸直腸外科、整形外科、胸腔外科、小兒外科	FSZ019640004	MFSZ01K230	“曲克”拜爾迪賽疝氣支撐物(20*30cm)	“Cook” Biodesign Hernia Graft	97500	用來修補腹部疝氣或腹壁缺陷。使其復發率低於1%	無	1.Biodesign為生物性材質,無外來物反應 2.可使用於感染病人 3.不易沾黏,降低復發率及感染發生機率,避免二次手術
一般外科、胸腔外科、大腸直腸外科	SAZ030139002	MSAZ03EE60	“柯惠”三階梯式縫合釘釘匣(含縫釘線補強材料)EGIATR60AMT, EGIATR60AXT	“Covidien” Endo GIA Reinforced Reload with Tri-Staple Technology	27500			無

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
一般外科、 婦產科、大 腸直腸外 科、泌尿外 科	SAY032674001	MSAY034418	"柯惠"利嘉修爾塗 層彎型大鉗口開放 式手術閉合器/分 割器	"Covidien" LigaSure Impact Curved, Large Jaw, Open Sealer/Divider, Nano-coated	28000	本產品為雙極電外科裝置，適用於需要結紮或分割血管、組織束及淋巴管的開放式手術。本產品可被用於直徑7mm(含)以下的血管(動脈、靜脈、肺動脈、肺靜脈等)。本產品適用於一般外科手術及專科手術，例如泌尿科、血管科、胸腔科及婦科手術。LigaSure系統尚未被證實可有效用余輸軟管節育術(Tubal Sterilization)或輸卵管凝結術(Tubal coagulation)之節育用途，故請勿將利嘉修爾系統用於這些手術。	無	無

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
心臟內科	CBZ020238001	MCBZ02R000	"奧爾" 速高冠狀動脈擴張導管	"ORBUSNEICH" SCOREFLEX CORONARY DILATATION CATHETER	21000	1. 0.011"鎳鈦合金導線與0.014"導引線呈180度，使球囊於低充氣壓力時便可有效控制病變，重塑達到良好的病變擴張效果。 2. 前端三段材料縮細設計增進穿過病變組織的能力。 3. TiFo摺疊設計使球囊折疊緊密，降低球囊輪廓，增進穿過病變組織的能力。	可能的潛在併發症和不良反應：1.死亡。2.急性心肌梗塞。3.冠脈完全閉塞。4.冠脈內膜撕裂、穿孔、破裂或損傷。5.出血或血腫。6.擴張後血管再狹窄。7.不穩定性心絞痛。8.心律不齊，包括心室頻脈。9.藥物反應，造影劑過敏反應。10.低血壓。11.感染。12.冠脈痙攣。13.動靜脈瘤。14.血栓症。15.病變導致球囊破裂。	健保給付之一般球囊無法順利擴張血管時，會需要使用多條不同尺寸之高壓球囊或健保不給付之Cutting Balloon。 Scoreflex可以順利達成擴張血管的效果，並當一般球囊來使用，可節省使用多支球囊的時間與耗材成本，並減少因Dissection而需要放置一支或多支支架的機會。 Scoreflex為最新改良版本的 Focused Force Angioplasty Balloon (F.F.A)，主要特點為在一個low-profile的球囊導管上增加了一條0.010英吋的極細Nitinol wire記憶性金屬鋼絲，並把結構改變，讓所使用的0.014英吋的導引導線暴露出來，用這兩條Wire (0.010" Nitinol Wire 加0.014"的 Steerable Guide Wire) 來做集中壓力

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
心臟內科	CBZ031524001	MCBZ03BB02	“柏朗”恩喜阿法嵌入擴張氣球導管	“B. Braun” Lacrosse NSE ALPHA Coronary Dilatation Catheter	42000	1.刀片為Nylon材質，過彎性好，可進行kissing適合用於開口病灶、分岔病灶等。2.刀片嵌入擴張能力強。且導管設計在擴張過後可以消扁成較小的profile，適合用於leopard-crawl技術-以低壓力反覆進行逐步擴張不易擴張的鈣化病灶。3.使用本品進行病灶前處理與使用Rotablator®或Conventional balloon/cutting balloon相比，發生重大撕裂的百分比(2.6 % vs. 12.5 %, P=0.045)及剩餘狹窄百分比皆較低(18.8±9.7 vs. 25.6±15.0, P=0.004)，有統計學上明顯的差異。4.可減少composite acute event(bailout stenting + unsuccessful acute result)，即減少使用一般氣球預擴張後需要進行的bail-out stenting的機率。	無	1.使用本品進行病灶前處理的重大撕裂與剩餘狹窄百分比較低：本品Vs Rotablator®或Conventional balloon/cutting balloon: a.發生重大撕裂百分比(2.6 % vs. 12.5 %, P=0.045) b.剩餘狹窄百分比(18.8±9.7 vs. 25.6±15.0, P=0.004) 2.減少病灶預擴張後需要進行bailout stenting的機率：與使用一般氣球相比，NSE ALPHA進行病灶前處理(pre-dilate)後的composite acute event比例較低，有統計上顯著的差異。故使用NSE ALPHA進行病灶前處理，減少composite acute event (bailout stenting + unsuccessful acute result)，即減少需要進行bailout stenting的機率。
心臟內科	CGZ027742001	MCGZ028572	“波士頓科技”可調控鞘管套組	“Boston Scientific” Zurpaz Steerable Sheath Set	55000	可調控導管導引器，把多種心臟血管用導管引入心臟	請詳見中文仿單說明	可調控導管導引器

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
心臟內科	CGZ029136001	MCGZ02SANT	“聖猷達”可控式導引導管	“SJM” Agilis NxT Steerable Catheter	54600	1.可控式導管鞘上安裝有止血閥，可以儘量降低電極導管導入和/或調換過程中的失血量。2.側端安裝有三向活栓，可用於抽吸空氣或血液、輸液、血液採集和壓力監控。3.手柄帶旋轉控制環，可使尖端順時針偏轉>180度，逆時針偏轉>90度。4.可控導管鞘的特點是安裝有遠端排放孔，這有助於抽吸操作和減少空穴現象；另外，所提供的不透射線的尖端標記物可提高螢光鏡的可見性。	無特別說明	無類似產品
心臟內科	CXZ007774002	MCXZ00CWL1	“百歐森偉伯司特”電極導管-固定式尖端環狀型20極	"Biosense Webster"Electro physiology Catheter-Circular Curve LASSO Catheter 20 Poles	66000	本產品適用於繪製心臟構造的電生理圖並可記錄及刺激，用於複雜性心律不整手術之診斷導管	心導管手術的可能併發症:肺栓塞.心肌梗塞.中風.心包填塞.血管出血.局部血腫.瓣膜傷害.血胸及氣胸	無
心臟內科	CXZ007774004	MCXZ00CWL2	“百歐森偉伯司特”電極導管-20極可調式環狀解剖標測導管	"Biosense Webster"Electro physiology Catheter-Circular Curve LASSO 2515 Catheter 20 Poles	66000	本產品適用於繪製心臟構造的電生理圖並可記錄及刺激，用於複雜性心律不整手術之診斷導管	心導管手術的可能併發症:肺栓塞.心肌梗塞.中風.心包填塞.血管出血.局部血腫.瓣膜傷害.血胸及氣胸	無
心臟內科	CXZ023762001	MCXZ022515	“百歐森偉伯斯特”萊梭導航可調式環狀標測導管-Lasso 25-15NAVI	"Biosense Webster" LASSO 2515 Nav Variable Catheter	66000	本產品適用於繪製心臟構造的電生理圖並可記錄及刺激，用於複雜性心律不整手術之診斷導管	心導管手術的可能併發症:肺栓塞.心肌梗塞.中風.心包填塞.血管出血.局部血腫.瓣膜傷害.血胸及氣胸	無

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
心臟內科	CXZ026698001	MCXE02BNAV	奔瑞導航安可高密度標測導管	“Biosense Webster” PENTARAY NAV eco High-Density Mapping Catheter	100000	適用於心臟內部結構的多極電生理繪圖，搭配相容的CARTO 3 EP電生理構圖系統使用時，可提供定位資訊。	心導管手術的不良反應，包括肺栓塞.心肌梗塞.中風.心包填塞.瓣膜破損.氣胸和血胸	無
心臟內科	CXZ027612001	MCXZ028564	"波士頓科技"因特拉高解析定位導管	“Boston Scientific” IntellaMap Orion High Resolution Mapping Catheter	120000	具有64電極進行心臟結構電生理標示(記錄或刺激)	請詳見中文仿單說明	高解析定位

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
心臟內科	CXZ031211001	MCXZ030016	“雅德拜斯”高密度網格定位導管	Advisor HD Grid Mapping Catheter · Sensor Enabled	137000	本產品適用於心臟內心臟結構的多電極電生理定位,用於記錄或刺激。此導管適用於在心臟的心房及心室區域內取得電圖	此裝置應該只能由受過完整經靜脈電生理研究技術訓練的醫師使用,或者在這些醫師的監督下使用。心臟導管介入術程序存在潛在的大量X光暴露問題,可能因為X光射束強度和螢光造影時間的緣故,導致病患和實驗室人員產生急性輻射傷害,以及增加身體和基因影響的風險。因此,本導管運用於懷孕婦女身上時,請務必審慎考量。導管陷入心臟或血管內,是電生理程序的可能併發症。血管穿孔或剝離是進行任何電極放置時的固有風險,請務必小心操縱導管,以避免裝置組件損壞、血栓栓塞、腦血管意外、心臟損傷、穿孔、心包積液或填塞。電刺激相關的險可能包括但不限於誘發心律不整,例如心房纖維顫動(AF)、需要心臟整流的心室性心搏過速(VT)以及心室纖維顫動(VF)遇到阻力時請	收集心臟腔室區域內更多訊號,定位更精確,更快完成手術,成功率更高

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
心臟內科	FHZ030303001	MFHZ03CMEU	“美敦力”泰瑞斯可吸收式抗菌網袋	“Medtronic” Tyra Absorbable Antibacter	40000	本產品適用於安全地包覆心臟節律器或去顫器，當植入身體時，創造穩定的環境。此抗菌網袋含有輔助藥物 rifampicin 及 minocycline，已經證實活體內可降低節律器或去顫器植入手術後的細菌感染。本裝置只可配合心臟節律器及植入式去顫器使用。	本產品禁用於有以下狀況之病患：對於下列藥物過敏或有敏感病史者: tetracyclin, rifampicin 或 Glycoprene II 全身性紅斑狼瘡 (SLE) 病患，因 minocycline 證實會使其症狀惡化	無替代健保品項
心臟內科	WDZ003710004	MTYZ110303	安適康快寧敷墊	Anscare chitoclot pad	1500	止血時間快速	無	此類產品無健保
心臟內科、 心臟血管外科	CGZ029268001	MCGZ021830	“波士頓科技”艾地可周邊血管攝影導管	“ Boston Scientific ” OptiCross 18 Periphe	59000	本產品是一種無菌短軌攝影導管。導管本身具備高扭力、高旋轉性、高彈性的超音波探頭，在周邊血管手術中提供準確性高之血管超音波影像	血管穿孔、剝離、受傷或損壞、血管痙攣、出血、血腫、血管血栓症、栓塞、中風、血管創傷、血管急性閉合、感染等	適用於周邊血管內超音波檢查使用，且可施行經皮血管介入性手術的病患
心臟內科、 心臟血管外科	HHZ026238001	MHHZ020202	“斯特勞布”機械性血栓清除系統-Rotarex S導管 (6Fr及8F)	“ Straub ” Mechanical Thrombectomy System-	133120	Rotarex S導管結合 Straub醫療驅動系統主要係用於心肺、冠狀動脈、與腦血管循環以外之血管新生、亞急性、與慢性阻塞處血栓、血栓栓塞、與動脈血栓物質的經皮腔內移除。	血管破裂	本產品可快速有效的除血管或是支架內之血栓，減少再次阻塞之機率
心臟內科、 心臟血管外科	HHZ028794001	MHHZ020050	“波士頓科技”安傑特血栓清除導管組(50cm)	“ Boston Scientific ” AngioJet AVX OTW Thro	113000	是AngioJet Ultra血栓清除系統組件之一，系統之另一組件為多用除AngioJet Ultra Console單獨包裝和銷售，僅能與AngioJet Ultra Console一起使用	已處理血管的突發閉合、心律異常、急性心肌梗塞、血腫、溶血、穿刺部份的感染、對造影劑起反應、血栓形成/阻塞	用於分解並清除動靜脈間血管通路(直徑≥3.mm)中的血栓

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
心臟內科、 心臟血管外科	HHZ028794002	MHHZ020090	“波士頓科技” 安傑特血栓清除導管組(90cm)	“ Boston Scientific” AngioJet Solent Proxi	123000	是AngioJet Ultra血栓清除系統組件之一，系統之另一組件為多用除AngioJet Ultra Console單獨包裝和銷售，僅能與AngioJet Ultra Console一起使用	已處理血管的突發閉合、心律異常、急性心肌梗塞、血腫、溶血、穿刺部份的感染、對造影劑起反應、血栓形成/阻塞	用於分解並去除以下部位的血栓：*上肢與下肢周邊動脈血管直徑≥3.mm*上肢周邊靜脈血管直徑≥3.mm*髂股靜脈與下肢靜脈血管直徑≥3.mm*動靜脈接通管直徑≥3.mm
心臟內科、 心臟血管外科	HHZ028794002	MHHZ020120	“波士頓科技” 安傑特血栓清除導管組(120cm)	“ Boston Scientific” AngioJet Solent Omni	123000	是AngioJet Ultra血栓清除系統組件之一，系統之另一組件為多用除AngioJet Ultra Console單獨包裝和銷售，僅能與AngioJet Ultra Console一起使用	已處理血管的突發閉合、心律異常、急性心肌梗塞、血腫、溶血、穿刺部份的感染、對造影劑起反應、血栓形成/阻塞	用於分解並去除以下部位的血栓：*上肢與下肢周邊動脈血管直徑≥3.mm*上肢周邊靜脈血管直徑≥3.mm*髂股靜脈與下肢靜脈血管直徑≥3.mm*動靜脈接通管直徑≥3.mm
心臟內科、 心臟血管外科	HHZ028794002	MHHZ020145	“波士頓科技” 安傑特血栓清除導管組(145cm)	“ Boston Scientific” AngioJet Solent Dista	142000	是AngioJet Ultra血栓清除系統組件之一，系統之另一組件為多用除AngioJet Ultra Console單獨包裝和銷售，僅能與AngioJet Ultra Console一起使用	已處理血管的突發閉合、心律異常、急性心肌梗塞、血腫、溶血、穿刺部份的感染、對造影劑起反應、血栓形成/阻塞	用於分解並去除以下部份的血栓：上肢與下肢周邊動脈血管
心臟內科、 心臟血管外科	HHZ028794003	MHHZ020150	“波士頓科技” 安傑特血栓清除導管組(105cm)	“ Boston Scientific” AngioJet ZelanteDVT O	123000	是AngioJet Ultra血栓清除系統組件之一，系統之另一組件為多用除AngioJet Ultra Console單獨包裝和銷售，僅能與AngioJet Ultra Console一起使用	已處理血管的突發閉合、心律異常、急性心肌梗塞、血腫、溶血、穿刺部份的感染、對造影劑起反應、血栓形成/阻塞	用於分解並去除以下部份的深層靜脈的血栓(DVT)：*直徑≥6.mm的髂股靜脈和下肢靜脈*直徑≥6.mm的上肢周邊靜脈

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
心臟內科、影像醫學科	CEZ029038001	MCVV02CO21	"安卓德"二氧化碳血管攝影注射系統-血管攝影用單次轉接器	"Angiodroid" The CO2 Injector-Single Use Adaptor for ANGIODROID	7200	此血管攝影用單次使用轉接器可連接二氧化碳血管攝影注射系統和病人端管路。本產品可將作為顯影劑使用之二氧化碳(CO2)按照所設定之壓力及體積注入血管	噁心 / 疼痛 / 頭暈 / 心搏過速 / 醫源性酸中毒	和含碘顯影劑相比，二氧化碳不會產生過敏反應且不會危害腎臟
心臟外科	FHZ020318001	MFHZ025200	愛德華"菲斯歐"二尖瓣膜修補環	" Edwards" Carpentier-Edwards Physio Annu	40000	本產品的特性在於具有選擇彈性 (selective flexibility) 。前段仍保有剛性以便於重塑 (remodeling) 。後段彈性則能保留心臟的活動能力。瓣膜修補環的瓣環面呈現馬鞍形，可貼合主動脈根部。	過敏反應, 貧血, 心絞痛, 心律不整, 死亡, 栓塞, 發燒, 感染, 心肌梗塞等.	無
心臟外科	FHZ029690004	MFHZ02GP06	普羅帕騰血管移植物(含肝素)	"GORE"PROPATEN Vascular Graft-Removable ringed	88000	長時間保留肝素固有活化特性，血管表面不易引發凝血反應，長時間保持抗凝血性		塗藥醫材，藥品名稱:Heparin
心臟外科	SAZ022546001	MSAZ020002	普克艾經皮血管縫合器系統	Perclose ProGlide Suture-Mediated Closur	12500	1. 縫線之特性，提供較值得信賴的血管壁閉合效果，傳統手壓式止血或填塞式止血並未真正將傷口閉合。	無	無
心臟外科	TTZ034031001	MTTZ030002	"泰爾茂"爾凝得外科手術封合劑	"TERUMO" AQUABRID Surgical Sealant	34450	本產品適用於主動脈手術中,做為標準心血管外科修補方法的密封輔助(例如縫線、U形釘、電燒與/或貼片) 適用部位為已縫合部位以及主動脈吻合(適合於剝離、破裂、動脈瘤).	無明顯副作用	膠體有彈性,減少血管傷害,止血效果更佳

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
心臟血管外科	CBZ027315001	MCBZ020004	“亞培”速彼諾周邊血管支架系統(4:7-20:200-20:200-6F)	Abbott Supera Peripheral Stent	29110			
心臟血管外科	CBZ029438001	MFHZ030016	“美敦力”艾布杜斯螺旋固定血管內固定錨系統(AAA)	“ Medtronic” Aptus Heli-FX EndoAnchor Sys	351000	本系統適用於提供血管內主動脈覆膜支架移植物和原生動脈之間的固定和封合。本系統適用於血管內覆膜支架移植 物已出現位移或滲漏或面臨此類併發症風險的病患，其必須增加徑向固定和/或封合才能重新獲得或維持適當的動脈瘤隔離。血管內固定錨可在初次放置覆膜支架移植時或在第二次（如：修復）手術時植入。	與螺旋固定血管內固定錨系統相關的潛在不良反應事件，包括但不限於：動脈瘤破裂、死亡、血管內固定錨栓塞、血管內腔滲漏（第III型）、腸內瘻管、無法更正 / 預防的第I型血管內腔滲漏、無法預防覆膜支架移植植物位移、感染、腎臟併發症（腎動脈阻塞 / 剝離或顯影劑引起的AKI）、中風、轉至外科進行開放修復、血管通道併發症，包含感染、疼痛、血腫、假性動脈瘤、動靜脈瘻管、血管受損，包括剝離、穿孔和痙攣。可能會發生其他與整體之血管內動脈瘤修復可能有關的不良反應事件。若需要其他可能不良反應事件的相關資訊，請參考覆膜支架移植植物使用操作說明。	無健保替代項目

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
心臟血管外科	CBZ029438002	MFHZ030018	“美敦力”艾布杜斯螺旋固定血管內固定錨系統(TAA)	“ Medtronic” Aptus Heli-FX EndoAnchor Sys	351000	本系統適用於提供血管內主動脈覆膜支架移植物和原生動脈之間的固定和封合。本系統適用於血管內覆膜支架移植物已出現位移或滲漏或面臨此類併發症風險的病患，其必須增加徑向固定和/或封合才能重新獲得或維持適當的動脈瘤隔離。血管內固定錨可在初次放置覆膜支架移植物時或在第二次（如：修復）手術時植入。	與螺旋固定血管內固定錨系統相關的潛在不良反應事件，包括但不限於：動脈瘤破裂、死亡、血管內固定錨栓塞、血管內腔滲漏（第III型）、腸內瘻管、無法更正 / 預防的第I型血管內腔滲漏、無法預防覆膜支架移植物位移、感染、腎臟併發症（腎動脈阻塞 / 剝離或顯影劑引起的AKI）、中風、轉至外科進行開放修復、血管通道併發症，包含感染、疼痛、血腫、假性動脈瘤、動靜脈瘻管、血管受損，包括剝離、穿孔和痙攣。可能會發生其他與整體之血管內動脈瘤修復可能有關的不良反應事件。若需要其他可能不良反應事件的相關資訊，請參考覆膜支架移植物使用操作說明。	無健保替代項目
心臟血管外科	CHZ009864001	MCHZ00S000	泰爾茂血管穿刺後止血器	Terumo ANGIO-SEALVASCULAR CLOSURE DEVICE	11590	Angioseal適用於閉合動脈穿刺而引起的股動脈開口。也適用於使病人在血管手術導引管取出之後可早日下床活動。	可能會有病人對一種或多種AngioSeal裝置組件產生過敏反應或是水腫	同樣療效無其他差異

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
心臟血管外科	CMZ024475001	MCMZ020003	阿波羅歐尼斯顱內輸送微導管	MTI Apollo Onyx Delivery Micro Catheter	35000	1.設計用於彎曲的遠端血管內超選擇性輸送醫師指定的栓塞劑 2.導管包含一段半硬性的近端管體和一段高度柔性的遠端管體, 易於解剖組織內推送導管 3.導管近端有一個標準型路厄氏接頭, 便於連接附件 4.導管外表面有塗層, 以提高潤滑度	無	無特別註記
心臟血管外科	FHZ030764001	MFHZ031020	美瑞特英雄人工血管	Merit HeRO Graft	125000	“美瑞特”英雄人工血管用於維持長期血液透析患者的長期血管通路，且該患者已用盡了適合瘻管或人工血管的周邊靜脈通路。適	無	無相似品
心臟血管外科、一般外科、泌尿外科	WWZ031648002	MWWZ030510	“柯惠”梅麗仙特止血貼片5cmX10cm	“Covidien” Veriset Hemostatic Patch	39000	1.本品可黏附於組織上，迅速形成屏障阻止血液流動，達到血液阻斷的作用。 2.不需長時間加壓，可降低出血處與周圍組織的傷害，增加使用安全感。 3.本品止血速度快，於1分鐘即能夠控制出血，減少病患出血量及組織的熱出血時間，也能縮短手術時間。 4.本品為可吸收材質，約28天後自體吸收。無添加人類及動物來源成分，減少過敏與疾病傳染發生之風險。	本產品可能的不良反應為無法達到止血效果(出血、血腫)、無法完全止血、異物反應(感染、發燒、血清腫、瘻管和/或疼痛)、組織反應(傷口刺激、發紅和/或腫脹)。另一常見於用於外科手術的止血製劑的不良反應為神經壓迫。	與健保止血紗布相比，本品針對組織出血，能快速凝血、短時間達到有效止血，且可被人體吸收，降低出血量、縮短手術時間，增進手術品質及病患的安全。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
心臟血管外科、一般外科、加護病房	CLZ019926001	MCCZ015118	巴德威力週邊置入中心導管	BARD POWER PICC 5FR TL	7390	1.可承受5psi 壓力 2. 中長期導管	空氣栓塞對銀或膠原蛋白的過敏反應(僅在含VitaCuff抗菌袖口的導管)出血臂神經叢損傷心律不整心包填塞導管藉由皮膚侵蝕導管栓塞導管閉塞導管相關的敗血症心內膜炎出口部位感染出口部位壞死滲出血纖維蛋白鞘形成血腫對植入器材無耐受力反應血管或內臟的裂傷心肌糜爛血管或內臟的穿孔靜脈炎自發的導管頂端的異位或縮回胸管損傷血栓性栓塞靜脈栓塞心室栓塞血管糜爛與局部及全身麻醉,外科手術及術後恢復有關的正常性危險	
心臟血管外科、整形外科、胸腔外科、一般外科、骨科	WWZ004222008	MWJZ002040	癒力安膠原蛋白傷口敷料(20mm*40mm*3mm)	Healiaid collagen wound dressing	14500	1.可促進血小板聚集,填補傷口處後,可防止血凝塊收縮引起的續發性裂 2.具有良好的生物相容性,有助於促進傷口癒合,可應用於各類傷口癒合	無	沒有同類品項
心臟血管外科、整形外科、胸腔外科、一般外科、骨科	WWZ004222009	MWWZ005050	癒力安膠原蛋白傷口敷料(50mm*50mm*3mm)	Healiaid collagen wound dressing	22750	1可促進血小板聚集,填補傷口處後,可防止血凝塊收縮引起的續發性裂 2具有良好的生物相容性,有助於促進傷口癒合,可應用於各類傷口癒合 3使用於外科手術上的止血。當結紮止血或傳統的止血方法無效或無法控制時,作為止血的輔助品	無	沒有同類品項

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
心臟血管外科、整形外科、胸腔外科、一般外科、骨科	WWZ004222010	MWJZ001010	癒力安膠原蛋白傷口敷料(100mm*100mm*3mm)	Healiaid collagen wound dressing	33750	1可促進血小板聚集,填補傷口處後,可防止血凝塊收縮引起的續發性裂 2具有良好的生物相容性,有助於促進傷口癒合,可應用於各類傷口癒合 3使用於外科手術上的止血。當結紮止血或傳統的止血方法無效或無法控制時・作為止血的輔助品	無	沒有同類品項
心臟血管外科、整形外科、胸腔外科、一般外科、骨科	WWZ004222013	MWJZ00WD01	癒力安膠原蛋白傷口敷料(1C.C粉狀)	Healiaid collagen wound dressing	8900	1可促進血小板聚集,填補傷口處後,可防止血凝塊收縮引起的續發性裂 2具有良好的生物相容性,有助於促進傷口癒合,可應用於各類傷口癒合 3使用於外科手術上的止血。當結紮止血或傳統的止血方法無效或無法控制時・作為止血的輔助品	無	沒有同類品項
心臟血管外科、整形外科、胸腔外科、一般外科、骨科	WWZ004222014	MWJZ00WD02	癒力安膠原蛋白傷口敷料(2C.C粉狀)	Healiaid collagen wound dressing	14500	1.可促進血小板聚集,填補傷口處後,可防止血凝塊收縮引起的續發性裂 2.具有良好的生物相容性,有助於促進傷口癒合,可應用於各類傷口癒合	無	沒有同類品項

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
心臟血管外科、整形外科、胸腔外科、一般外科、骨科	WWZ004222015	MWJZ00WD05	癒力安膠原蛋白傷口敷料(5C.C粉狀)	Healiaid collagen wound dressing	30000	1可促進血小板聚集,填補傷口處後,可防止血凝塊收縮引起的續發性裂 2具有良好的生物相容性,有助於促進傷口癒合,可應用於各類傷口癒合 3使用於外科手術上的止血。當結紮止血或傳統的止血方法無效或無法控制時,作為止血的輔助品	無	沒有同類品項
外科	BBY001745002	MBBY000507	記憶型取物袋5*7 " 吋	Endo Pocket 5 " x7"	1260	內視鏡手術時,將欲切除的組織部位放入此一袋中並取出,避免組織外漏	無	健保無此產品
外科	BBY001745002	MBBY000810	記憶型取物袋8*10 " 吋	Endo Pocket 8 " x10"	2590	內視鏡手術時,將欲切除的組織部位放入此一袋中並取出,避免組織外漏	無	健保無此產品
外科	BBY001745004	MBBY017509	普威分離式取物袋 7.5" *9"	Endo Bag Detachable 3x6 "	6070	內視鏡手術時,將欲切除的組織部位放入此一袋中並取出,避免組織外漏	無	健保無此產品
外科	BBY001745004	MBBY010306	普威分離式取物袋 3" *6"	Endo Bag Detachable 7.5x9" (12mm)	3310	內視鏡手術時,將欲切除的組織部位放入此一袋中並取出,避免組織外漏	無	健保無此產品
外科	BBY020233002	MBBY021215	" 安培" 內視鏡專用檢體袋 12/15MM	" Applied" Inzii Retrieval System	6130	內視鏡手術過程中可將檢體取出及放置用	無	無
外科	CDZ026467001	MCDZ0212TA	單一切口多器械導入套管組12MM	SILSPORT 12MM OBTURATOR	17000	單一切口套組,減少腹腔鏡手術傷口	無	無
外科	FBZ002908001	MFBSF20013	史麥特歐美加脊椎固定系統-聚醚醚酮平滑桿(短節)	SmartLoc Omega Spinal Fixation System-PE	34000	人體可吸收式的固定桿	腰部無法恢復原有的活動角度	該產品之材質能夠於體內自行吸收,減少異物感

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科	FBZ002908002	MFBSF20012	史麥特歐美加脊椎固定系統-聚醚醚酮平滑桿(長節)	SmartLoc Omega Spinal Fixation System-PE	44000	人體可吸收式的固定桿	腰部無法恢復原有的活動角度	該產品之材質能夠於體內自行吸收，減少異物感
外科	FBZ003167001	MFBSF1A006	飛梭囊袋椎體復位固定系統-單球囊	Vessel - X Bone Filling Container	90000	能使受壓迫性骨折之椎體撐起	可能導致具有骨鬆之椎體破裂	能使受壓迫性骨折之椎體撐起，並使骨水泥能安全及方便的灌入該椎體
外科	FBZ003167002	MFBSF1A007	飛梭囊袋椎體復位固定系統-雙球囊	Vessel-X Bone Filling Container -Standa	120000	能使受壓迫性骨折之椎體撐起	可能導致具有骨鬆之椎體破裂	能使受壓迫性骨折之椎體撐起，並使骨水泥能安全及方便的灌入該椎體
外科	FBZ003878001	MFBZ000000	康鉑腰椎椎間盤融合器每節置放2顆(鈦合金+PEEK)	Combo Lumbar Disc Cage	75000	使用鈦合金特殊材質，為X-RAY顯影之用	使腰部無法恢復原有的活動角度	使用鈦合金特殊材質，在術中X-RAY能夠清楚的觀察植入之位置
外科	FBZ003878002	MFBSFA0006	康鉑腰椎椎間盤融合器每節置放1顆(鈦合金+PEEK)	Combo Lumbar Disc Cage	101000	使用鈦合金特殊材質，為X-RAY顯影之用	使腰部無法恢復原有的活動角度	使用鈦合金特殊材質，在術中X-RAY能夠清楚的觀察植入之位置
外科	FBZ004070001	MFBSFA0009	康鉑頸椎椎間盤融合器(鈦合金+PEEK)	Combo Cervical Disc Cage	75000	使用鈦合金特殊材質，為X-RAY顯影之用	使腰部無法恢復原有的活動角度	使用鈦合金特殊材質，在術中X-RAY能夠清楚的觀察植入之位置
外科	FBZ005479002	MFBZ00AKK2	阿凡龍球囊椎體成型術套組(大號單球)-20mm	AVALON Kyphoplasty Kit(L-Uni)	75000	本產品為針對椎體骨折(VCF)病患所設計,以達到椎體骨折壓扁後可以回復原狀為目的,並同時達到減壓的效果,使病患得已於手術後立即恢復正常生理活動	若病人對骨水泥成分有過敏現象，須審慎用之	無
外科	FBZ008700001	MFBZ00E030	“施樂輝”內環固定鈕釦	“smith&nephew” EndoButton	18720	1. 帶連續纖維線圈 2. graft直接跨過線圈不需suture縫合 3. 提供最強固定 4. 提供5#及5# Ultrabraid高強度縫線	可能發生:傷口裂開/膽汁或尿液產生結石/傷口感染等	graft直接跨過線圈不需suture縫合,提供最強固定,傷口癒合快

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科	FBZ008700001	MFBZ00E015	“施樂輝”內環固定鈕釦	“smith&nephew” EndoButton	18720	1. 帶連續纖維線圈 2. graft直接跨過線圈不需suture縫合 3. 提供最強固定 4. 提供5#及5# Ultrabraid高強度縫線	可能發生:傷口裂開/膽汁或尿液產生結石/傷口感染等	graft直接跨過線圈不需suture縫合,提供最強固定,傷口癒合快
外科	FBZ008700001	MFBZ00E025	“施樂輝”內環固定鈕釦	“smith&nephew” EndoButton	18720	1. 帶連續纖維線圈 2. graft直接跨過線圈不需suture縫合 3. 提供最強固定 4. 提供5#及5# Ultrabraid高強度縫線	可能發生:傷口裂開/膽汁或尿液產生結石/傷口感染等	graft直接跨過線圈不需suture縫合,提供最強固定,傷口癒合快
外科	FBZ008700001	MFBZ00E040	“施樂輝”內環固定鈕釦	“smith&nephew” EndoButton	18720	1. 帶連續纖維線圈 2. graft直接跨過線圈不需suture縫合 3. 提供最強固定 4. 提供5#及5# Ultrabraid高強度縫線	可能發生:傷口裂開/膽汁或尿液產生結石/傷口感染等	graft直接跨過線圈不需suture縫合,提供最強固定,傷口癒合快
外科	FBZ008700001	MFBZ00E035	“施樂輝”內環固定鈕釦	“smith&nephew” EndoButton	18720	1. 帶連續纖維線圈 2. graft直接跨過線圈不需suture縫合 3. 提供最強固定 4. 提供5#及5# Ultrabraid高強度縫線	可能發生:傷口裂開/膽汁或尿液產生結石/傷口感染等	graft直接跨過線圈不需suture縫合,提供最強固定,傷口癒合快
外科	FBZ008700001	MFBZ00E020	“施樂輝”內環固定鈕釦	“smith&nephew” EndoButton	18720	1. 帶連續纖維線圈 2. graft直接跨過線圈不需suture縫合 3. 提供最強固定 4. 提供5#及5# Ultrabraid高強度縫線	可能發生:傷口裂開/膽汁或尿液產生結石/傷口感染等	graft直接跨過線圈不需suture縫合,提供最強固定,傷口癒合快
外科	FBZ011235002	MFBZ01S006	“好美得卡 奧斯得寧”采登特髌臼系統-Tritanium 髌臼	“Howmedica Osteonics” Trident Acetabul	97000	包括金屬髌臼和可選擇的髌臼墊	植入鬆動可能引起髌臼疼痛	多孔設計可多方向鎖入螺釘固定,使植入物放入髌臼窩時能更有效率的融合,更加穩固
外科	FBZ017369001	MFBSFCU000	“歐立奇”椎體前側置換裝置(ADD Plus)	“Ulrich” Anterior Distraction Device(ADD	132000	此產品具有上下微調功能,使產品能夠穩固的置於患部	頸部無法恢復原有的活動角度	能夠取代整個損壞之椎體,並能穩定的固定,使上下椎體融合

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科	FBZ017369002	MFBSFCU001	“歐立奇”椎體前側置換裝置(ADD)	“Ulrich” Anterior Distraction Device(ADD)	124000	此產品具有上下微調功能，使產品能夠穩固的置於患部	頸部無法恢復原有的活動角度	能夠取代整個損壞之椎體，並能穩定的固定，使上下椎體融合
外科	FBZ018461001	MFBSFCU002	“歐立奇”歐布立克椎體置換物	“Ulrich” Obelisc Vertebral Body Replacem	180000	此產品具有上下微調功能，使產品能夠穩固的置於患部	腰部無法恢復原有的活動角度	能夠取代整個損壞之椎體，並能穩定的固定，使上下椎體融合
外科	FBZ019242001	MFBZ01S005	“史賽克”曼特斯脊柱內固定系統-螺釘	“Stryker”Mantis Implants-Screw	24000	在微創手術中能夠方便使用，減少手術時間	使腰部無法恢復原有的活動角度	為微創手術所適用之產品，傷口小破壞性較低，術後復原較快
外科	FBZ019242002	MFBZ01S004	“史賽克”曼特斯脊柱內固定系統-固定桿	“Stryker”Mantis Implants-Rod	9500	用於固定除頸椎以外的脊柱器械(螺釘、固定桿)	植入物組件的彎曲、鬆脫或斷裂	為微創手術所適用之產品，傷口小破壞性較低，術後復原較快
外科	FBZ019512001	MFBEF10003	“史賽克 雷賓格爾” 手部骨板系統	“Stryker Leibinger” Hand Plating System	55000	此系統是由各式各樣基於適用範圍不同而組成的骨板及螺釘植體	未癒合或延遲癒合可能會成植體斷裂，手術創傷造成神經損傷	並無相關健保替代品項
外科	FBZ019512002	MFBZ01S001	“史賽克 雷賓格爾” 手部骨板系統-骨釘	“Stryker Leibinger” Hand Plating Syste	5000	此系統是由各式各樣基於適用範圍不同而組成的骨板及螺釘植體	未癒合或延遲癒合可能會成植體斷裂，手術創傷造成神經損傷	並無相關健保替代品項
外科	FBZ020605001	MFBZ02W029	“史耐輝”縫合錨釘及其附件	“smith&nephwe” OsteoRaptor Suture Anchor	26000	1. 可吸收材質 2. 最大承受拉力37.8lbs 3. 帶兩條Ultrabraid	可能發生:固定處鬆動或縫線錨釘產生倒拉/輕微發炎反應/外來異物反應/深層及淺層感染/過敏反應	可吸收材質,傷口癒合快
外科	FBZ021080001	MFBZ01S002	“史賽克 雷賓格爾”遠端橈骨固定系統-(骨釘,骨板)	“Stryker Leibinger” VariAx Distal Radi	55000	遠端橈骨固定系統及基礎系統適用於小型股骨折的內部固定，主要用於端橈骨骨折	僅顧程度不足可能導致植體鬆脫	骨板及骨釘的設計多元，方便使用者做更多適當的選擇，方便使用，其固定效果更加穩定

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科	FBZ022156001	MFBZ02F055	“史耐輝”福縫合錨釘	“smith&nephew” FOOTPRINT Ultra PK Suture	27040	1. 採用peek魚勾倒插設計，強度更佳 2. 主體附自動穿線器，無需靠手工one by one穿線 3. 主體備加壓固定軸承可強化縫線固定效果 4. 獨家具備Anchor反向移除功能	可能發生:縫線產生斷裂/固定處鬆動或縫線錨釘產生倒拉/輕微發炎反應/外來異物反應/深層及淺層感染/過敏反應	1. 採用peek魚勾倒插設計，強度更佳 2. 主體備加壓固定軸承可強化縫線固定效果
外科	FBZ022156001	MFBZ020045	“史耐輝”福縫合錨釘	“smith&nephew” FOOTPRINT Ultra PK Suture	27040	1. 採用peek魚勾倒插設計，強度更佳 2. 主體附自動穿線器，無需靠手工one by one穿線 3. 主體備加壓固定軸承可強化縫線固定效果 4. 獨家具備Anchor反向移除功能	可能發生:縫線產生斷裂/固定處鬆動或縫線錨釘產生倒拉/輕微發炎反應/外來異物反應/深層及淺層感染/過敏反應	1. 採用peek魚勾倒插設計，強度更佳 2. 主體備加壓固定軸承可強化縫線固定效果
外科	FBZ022590002	MFBZ02T055	“史耐輝”縫合錨釘	“smith&nepehw” Twintfix Ultra Suture Anch	31000	1. 採HA材質，可吸收不顯影 2. 雙孔帶線，不同顏色縫線方便在關節鏡中操作 3. 提供2條Ultradraid縫線，強度佳	可能發生:輕微發炎反應/外來異物反應/深層及淺層的感染/過敏反應	1. 雙孔帶線，不同顏色縫線方便在關節鏡中操作 2. 提供2條Ultradraid縫線，強度佳
外科	FBZ022873002	MFBSF20055	“柯史密克米爾”脊椎後方固定系統-螺釘	“Cosmic MIA” Posterior minimally invasiv	33000	在微創手術中能夠方便使用，減少手術時間	腰部無法恢復原有的活動角度	為微創手術所適用之產品，傷口小破壞性較低，術後復原較快
外科	FBZ022873003	MFBSF20110	“柯史密克米爾”脊椎後方固定系統-固定桿	“Cosmic MIA” Posterior minimally invasiv	9500	在微創手術中能夠方便使用，減少手術時間	腰部無法恢復原有的活動角度	為微創手術所適用之產品，傷口小破壞性較低，術後復原較快
外科	FBZ023047001	MFBZ02Z015	多孔鈮金屬頸椎融合器TMS	TMS	62000	抗菌.高摩擦.增加骨融合率	無	抗菌.高摩擦.增加骨融合率
外科	FBZ023854001	MFBZ02Z016	多孔鈮金屬頸椎VBR-S (Corpectomy)	VBR-S (Corpectomy)	144000	抗菌.高摩擦.增加骨融合率	無	抗菌.高摩擦.增加骨融合率
外科	FBZ023854002	MFBZ02Z014	多孔鈮金屬腰椎VBR-L (Corpectomy)	VBR-L (Corpectomy)	149000	抗菌.高摩擦.增加骨融合率	無	抗菌.高摩擦.增加骨融合率

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科	FBZ024347001	MFBZ02S003	“好美得卡 奧斯得寧”人工髌臼組件系統-Tritanium 髌	“Howmedica Osteonics” Tritanium Acetab	78000	髌臼罩可與Tritent聚乙烯襯墊合用	植入鬆動可能引起髌臼疼痛	設有特殊塗層，使植入物放入髌臼窩時能更有效率的融合，使其更加穩固
外科	FBZ024352001	MFBZ02Z006	開創者經皮椎弓根螺釘 PathFinder(兩節)	1.PathFinder(兩節)	115000	微創	無	傷口小.減少感染
外科	FBZ024352002	MFBZ02Z029	開創者經皮椎弓根螺釘 PathFinder(三節)	PathFinder(三節)	146000	微創	無	傷口小.減少感染
外科	FBZ024352003	MFBZ02Z030	開創者經皮椎弓根螺釘 PathFinder(四節)	PathFinder(四節)	180000	微創	無	傷口小.減少感染
外科	FBZ024352005	MFBZ02Z033	捷邁開創者脊椎微創系統經皮椎弓根螺釘	PathFinder Screw	22000	微創	無	傷口小.減少感染
外科	FBZ024352006	MFBZ02Z031	捷邁開創者脊椎微創系統連接桿	PathFinder Rod(短)	23000	微創	無	傷口小.減少感染
外科	FBZ024352007	MFBZ02Z032	捷邁開創者脊椎微創系統連接桿	PathFinder Rod(長)	27000	微創	無	傷口小.減少感染
外科	FBZ024624001	MFBZ02Z035	多孔鈦金屬經錐孔腰椎融和支架TM Ardis空心(側開型)	TM Ardis 空心 (TLIF)	116000	抗菌.高摩擦.增加骨融合率	無	抗菌.高摩擦.增加骨融合率
外科	FBZ024932002	MFBHL1S000	“ 雙動式人體組配型髌關節重建組件:金屬內墊	MDM Liner	89000	髌臼杯內墊的內徑能容納相應的股骨頭。髌臼杯內墊可在杯內自由移動	植入物可能會因創傷、劇烈運動、固定不當和使用期限等因素的單獨作用或組合作用而發生疲勞破裂	並無相關健保替代品項
外科	FBZ025163001	MFBZ020005	“ 史耐輝” 縫合錨釘	“ smith&nephew “ HEALIOCIL PK Suture Anchor	32240	1. 獨家中空設計，減少36%材質 2. 在鎖入screw的同時也將bone鎖入，增加癒合速度 3. 雙條不同顏色縫線方便在關節鏡中操作 4. 提供Ultrabraid縫線，強度佳	可能發生:輕微發炎反應/外來異物反應/深層及淺層的感染/過敏反應	1. 在鎖入screw的同時也將bone鎖入，增加癒合速度2. 雙條不同顏色縫線方便在關節鏡中操作 3. 提供Ultrabraid縫線，強度佳

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科	FBZ025597001	MFBZ00H005	“好美得卡奧斯得寧”三項能整體膝關節組件-超高分子量	“HOWMEDICAN OSTEONICS” TRIATHLON X3 TOTAL	40000	本產品包含脛骨基座、脛骨襯墊、髌骨組件等，他們一起用於全膝關節置換術	植入物組件彎曲、鬆脫或折損	其耐磨程度較高，能夠延伸其使用年限
外科	FBZ025605002	MFBZ02ASBG	“百特”艾融骨替代物(可塑形)	“Baxter” Actifuse Shape Bone Graft Sub	30500	1.新一代具生物相容性、骨引導性及骨，刺激性的矽磷酸鈣骨移植替代物，增加骨母細胞附著，加速骨生成。2.不須調配，可直接單獨使用。3.與自體骨移植效果相當。4.抗沖水性，能持續作用於使用部位。5.吸收時間與骨生成時間一致，持續骨生長作用直到被新生骨取代。6.病人體質不利骨銘新生時（骨質疏鬆、吸菸、年老者），可刺激骨銘生長。	目前無已知副作用。	“瑞安”生骨替代物二代:主要成份為 60% 氫氧基磷灰石（HA）與 40% 二鈣磷酸鹽（TCP），僅提供骨框架而不具骨刺激性。產品外觀為顆粒狀，不具有黏性與可塑性，創傷手術時無法提供固定能力，亦無法抵抗沖水。牛來源可能有疾病傳染風險。
外科	FBZ026645001	MFBZ020017	“史耐輝”縫合錨釘	“smith&nephew” SUTUREFIX Ultra Suture And	23400	1.Ultrabraid縫線材質直徑1.7mm 2.主體獨創解鎖倒拉設計、操作方便簡單 3.不鏽鋼主體及鍍鈦合金推桿較易成功植入	可能發生:輕微發炎反應/外來異物反應/深層及淺層感染/過敏反應	1.主體獨創解鎖倒拉設計、操作方便簡單 2.不鏽鋼主體及鍍鈦合金推桿較易成功植入
外科	FBZ027149001	MFBZ020002	“史耐輝”縫合錨釘	“smith&nephew” 2.0Suture Anchors with Nee	31200	1. 2.0mm微創手術專用，PEEK材質 2. 提供2-0 Ultrabraid縫線，強度佳	可能發生:1.輕微的發炎2.外來異物反應3.深層及淺層的感染4.過敏反應	提供2-0 Ultrabraid縫線，強度佳
外科	FBZ027634001	MFBZ00H004	“好美得卡奧斯得寧”三項能整體脛骨內墊(超高分子量聚	“HOWMEDICAN OSTEONICS” TRIATHLON X3 TIBIA	59000	本產品有十字韌帶保留型、後穩定型等設計。提供不同厚度和限制程度的脛骨內墊	外周神經疾病、神經損傷、循環系統損害和異位骨形成均可能發生	其耐磨程度較高，能夠延伸其使用年限

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科	FBZ027640003	MFBZ000003	優勝妥脊椎後側固定系統-螺釘(微創系統)	uCentum comprehensive posterior system-S	28000	在微創手術中能夠方便使用，減少手術時間	使腰部無法恢復原有的活動角度	為微創手術所適用之產品，傷口小破壞性較低，術後復原較快
外科	FBZ027640004	MFBZ000002	優勝妥脊椎後側固定系統-固定桿(微創系統)	uCentum comprehensive posterior system-R	10000	在微創手術中能夠方便使用，減少手術時間	使腰部無法恢復原有的活動角度	為微創手術所適用之產品，傷口小破壞性較低，術後復原較快
外科	FBZ028228001	MFBZ02Z013	多孔鈦金屬經錐孔腰椎融和支架TM Ardis22(後開型)	TM Ardis22(PLIF)	68000	抗菌.高摩擦.增加骨融合率	無	抗菌.高摩擦.增加骨融合率
外科	FBZ028228002	MFBZ02Z034	多孔鈦金屬經錐孔腰椎融和支架TM Ardis實心(側開型)	TM Ardis 實心 (TLIF)	89000	抗菌.高摩擦.增加骨融合率	無	抗菌.高摩擦.增加骨融合率
外科	FBZ028336001	MFBZ020028	“阿碩柯爾”縫合錨釘	“ ArthroCare” Q-FIX Soft Suture Anchor	32500	1.2.8 mm All suture anchor 帶兩條二號MagnumWire縫線,強度佳 2.減少異物感，球狀植入物設計平均pull out受力面積 3. 依照病人Bone quality去擴大增強固定效果 4.全部可承受145N的pull out強度	可能發生:1.輕微的發炎2.外來異物反應3.深層及淺層的感染4.過敏反應	1.2.8 mm All suture anchor 帶兩條二號MagnumWire縫線,強度佳 2.減少異物感，球狀植入物設計平均pull out受力面積
外科	FBZ028600003	MFBA040003	“迅弗斯”去礦物質骨基質骨骼替代品-泥膠3cc	“ SurFuse” Demineralized Bone Matrix-Putt	69000	具有高度的骨成長因子	可能導致脂肪栓塞或材料在血流中的栓塞	本產品是由捐贈者的骨組織加工製成
外科	FBZ028600004	MFBA040001	“迅弗斯”去礦物質骨基質骨骼替代品-泥膠0.5cc	“ SurFuse” Demineralized Bone Matrix-Putt	21000	具有高度的骨成長因子	可能導致脂肪栓塞或材料在血流中的栓塞	本產品是由捐贈者的骨組織加工製成，具有較高
外科	FBZ028600005	MFBA040002	“迅弗斯”去礦物質骨基質骨骼替代品-泥膠1cc	“ SurFuse” Demineralized Bone Matrix-Putt	32000	具有高度的骨成長因子	可能導致脂肪栓塞或材料在血流中的栓塞	本產品是由捐贈者的骨組織加工製成

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科	FBZ028701001	MFBZ02Z024	"亞羅士"普洛斯去礦化骨填充物團狀1 C.C.	Puros DBM RPM Putty,1 C.C.	28000	增加骨融合	無	內涵骨生長成分,可加速骨融合
外科	FBZ028701002	MFBZ02Z001	"亞羅士"普洛斯去礦化骨填充物團狀2.5 C.C.	Puros DBM RPM Putty,2.5 C.C.	43000	增加骨融合	無	內涵骨生長成分,可加速骨融合
外科	FBZ028701003	MFBZ02Z002	"亞羅士"普洛斯去礦化骨填充物團狀5 C.C.	Puros DBM RPM Putty,5 C.C.	62000	增加骨融合	無	內涵骨生長成分,可加速骨融合
外科	FBZ028701008	MFBZ02Z003	"亞羅士"普洛斯去礦化骨填充物團狀帶骨5 C.C.	Puros DBM RPM Putty with Chips,5 C.C.	82000	增加骨融合	無	內涵骨生長成分,可加速骨融合
外科	FBZ028701010	MFBZ02Z004	"亞羅士"普洛斯去礦化骨填充物膏狀帶骨1 C.C.	Puros DBM RPM Paste,Cancellous,1 C.C.	37000	增加骨融合	無	內涵骨生長成分,可加速骨融合
外科	FBZ028701011	MFBZ02Z005	"亞羅士"普洛斯去礦化骨填充物膏狀帶骨3 C.C.	Puros DBM RPM Paste,Cancellous,3 C.C.	63000	增加骨融合	無	內涵骨生長成分,可加速骨融合
外科	FBZ029607001	MFBZ020055	"史耐輝"縫合錨釘	"smith&nephew" HEALICOIL REGENESORB Suture	39000	1.全新螺紋設計・鎖入Bone裡更強的 Pullout 力度達35ibf 2.錨釘唯一使用Ultratape縫線・提供更寬更多的接觸面積 3.加入硫酸鈣成份比起PLLA-HA讓病人術後骨質吸收更快更完整	可能發生:1.輕微的發炎2.外來異物反應3.深層及淺層的感染4.過敏反應	加入硫酸鈣成份比起PLLA-HA讓病人術後骨質吸收更快更完整
外科	FBZ029634001	MFBZ02S100	"西曼"鎖定骨板系統/鈦金屬解剖型鎖定骨板	"ChM" Locking Plates and Screws System/T	81000	鈦合金鎖定骨板骨釘・符合人體工學設計・鈦金屬相容性高	無	互鎖式骨釘骨板・成角穩定性減少手術失敗率極縮短術後恢復時間・且鈦金屬生物相容性優於健保不銹鋼

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科	FBZ029634002	MFBZ02S090	“西曼”鎖定骨板系統/鈦金屬加壓鎖定骨板	“ChM” Locking Plates and Screws System/T	79000	鈦合金鎖定骨板骨釘，符合人體工學設計，鈦金屬相容性高	無	互鎖式骨釘骨板，成角穩定性減少手術失敗率極縮短術後恢復時間，且鈦金屬生物相容性優於健保不銹鋼
外科	FBZ029634003	MFBZ02S095	“西曼”鎖定骨板系統/鈦金屬多軸向小骨鎖定骨板	“ChM” Locking Plates and Screws System/Tit	60000	鈦合金鎖定骨板骨釘，符合人體工學設計，鈦金屬相容性高	無	互鎖式骨釘骨板，成角穩定性減少手術失敗率極縮短術後恢復時間，且鈦金屬生物相容性優於健保不銹鋼
外科	FBZ029634005	MFBZ02S110	“西曼”鎖定骨板系統/鈦金屬中空鎖定螺釘	“ChM” Locking Plates and Screws System/T	13700	鎖定鈦金屬螺釘，生物相容性高	無	鈦金屬生物相容性優於健保不銹鋼
外科	FBZ030017001	MFBZ020004	“阿碩柯爾”內環固定鈕釦	“ArthroCare” ULTRABUTTON Adjustable Fixab	32500	1.以線卡線方式，提供更好的固定效果，亦能減少Bone Loss 2.操作簡單減少手術麻醉時間 3.使用高耐磨性UHMWPE縫合線固定，強度更佳 4.可調式設計 5.縫線獨特加強變寬設計，可降低移植物因縫線太細而切斷受損的機會	可能發生:傷及周圍組織/深層及淺層感染/過敏反應	1.以線卡線方式，提供更好的固定效果，亦能減少Bone Loss 2.操作簡單減少手術麻醉時間

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科	FSZ017436001	MFSZ01C001	“柯惠”舒法定帕瑞得人工編網	“Covidien” Sofradim PARIETEX Meshes	18000	1. 前腹膜腹腔鏡術式 (TEP)專用的人工編網，以最佳符合解剖上的結構,分左、右邊供病患使用。2. 獨特以2D + 3D編織構造: 強化2D部分的修補結構，同時增加手術操控性、加強病灶修補的功能。而柔軟的3D解剖性編織結構，更能保護重要血管組織等的敏感地帶。 3. 獨特採親水性 polyester (聚酯) 材質，與組織服貼性佳，更能促進細胞生長植入,真正強化修補效果。4. 材料屬性較不易皺縮、移位，也因而疼痛感降低。5. 產品帶伸縮線，術中易於精確置放。	使用本產品後，也可能出現因使用人工編網進行壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於): (1) 血清腫、血腫 (2) 復發 (3) 慢性疼痛 (4) 感染 (5) 內臟沾粘 (6) 對產品成分產生過敏反應	與健保給付品項之療效比較 1. 專為先進之前腹膜腹腔鏡術式使用，病患傷口小、術後恢復快。 2. 特有之親水性材質與獨特的編織方式，使得本產品與組織服貼性佳、促進細胞生長效率。 3. 符合解剖上修補原理的設計，可同時覆蓋直疝、斜疝與股疝發生的位置。
外科	FSZ017697002	MFSZ01UHSV	“愛惜康”優全補疝氣系統 UHSOV1	ULTRAPRO HERNIA SYS MESH OVAL	13000	疝氣網片	無	工字型疝氣修補網片，固定力更佳，較不易位移或復發
外科	FSZ017697002	MFSZ01UHSM	“愛惜康”優全補疝氣系統 UHSM1	ULTRAPRO HERNIA SYS MESH MEDIUM	13000	疝氣網片		工字型疝氣修補網片，固定力更佳，較不易位移或復發
外科	FSZ017697002	MFSZ01UHSL	“愛惜康”優全補疝氣系統 UHSL1	ULTRAPRO HERNIA SYS MESH LARGE	13000	可用於疝氣修補	無	工字型疝氣修補網片，固定力更佳，較不易位移或復發

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科	FSZ019507001	MFSZ01C002	“柯惠”舒法定帕瑞挺寶格麗編網	“COVIDIEN” Sofradim PARIETENE Progrip	13000	1. 本品包含可自體吸收的Polylactic Acid形成似魔鬼氈效果的固定系統，取代了縫線的角色，提供全面均勻的固定效應。2. 本品只分左、右邊，不分大小，操作簡單且固定迅速。可減少縫線操作時間、手術時間縮短。3. 此產品提供疝氣病人免縫線固定機制，減低病人因縫線固定的不舒適感與慢性疼痛感。4. 植入15個月後，本網膜自體吸收重量減少一半，病人異物感更低。	使用本產品後，也可能出現因使用網狀貼布進行腹部壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於):(1)血清腫、血腫(2)復發(3)慢性疼痛(4)感染(5)內臟沾粘(6)對產品成分產生過敏反應	“魔鬼氈”設計的網膜(1)縮短手術時間(2)減少病人住院天數(3)病人可免縫線固定而疼痛感減少、恢復快(4)為部分可吸收材質，15個月後，整體重量減少一半，病人異物感更低。
外科	SAY019832001	MSAY01AR9F	哈默尼克福克斯弧形剪刀 9cm	Harmonic Focus+	25000	為高階超音波能量器械，用於組織切割和止血	無	無
外科	SAY025101001	MSAY020123	愛惜康哈墨尼克手術剪 23cm	HARMONIC ACE Shears and AdaptiveTissue T	26500	為高階超音波能量器械，用於術中切割和止血	無	N/A
外科	SAY025101001	MSAY020136	愛惜康哈墨尼克手術剪 36cm	HARMONIC ACE Shears and AdaptiveTissue T	26500	為高階超音波能量器械，用於術中切割和止血	無	N/A
外科	SAY025753001	MSAY024318	柯惠利嘉修爾彎型大鉗口開放式手術閉合器/分割器 LF431	Covidien LigaSure Impact Curved, Large Ja	28000	射頻能量輸出，最高可結紮至7mm血管，有效縮短手術時間並降低出血率	無	無同類健保給付品
外科	SAY026194001	MSAY021637	柯惠利嘉修爾鈍頭腹腔鏡閉合器/分割器LF1637	Covidien LigaSure Blunt Tip Laparosc	28000	射頻能量輸出，最高可結紮至7mm血管，有效縮短手術時間並降低出血率	無	無同類健保給付品

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科	SAY032761001	MSAY031450	“愛惜康”安喜凝強化型組織密封器 Enseal X1,450mm	“ETHICON” EnSeal X1 Tissue Sealer,450mm	29000	進階雙極電燒刀，加強凝血功能，增加手術效率	無	增加手術效率，減少手術部位出血
外科	SAY032761001	MSAY031370	“愛惜康”安喜凝強化型組織密封器 Enseal X1,370mm	“ETHICON” EnSeal X1 Tissue Sealer,370mm	29000	進階雙極電燒刀，加強凝血功能，增加手術效率	無	增加手術效率，減少手術部位出血
外科	SAY032761001	MSAY031250	“愛惜康”安喜凝強化型組織密封器 Enseal X1,250mm	“ETHICON” EnSeal X1 Tissue Sealer,250mm	29000	進階雙極電燒刀，加強凝血功能，增加手術效率	無	增加手術效率，減少手術部位出血
外科	SAZ032687001	MSAZ032342	“愛惜康”愛喜龍環形電動吻合器	"Ethicon" Echelon Circular Powered Staplers	21500	用於全消化道端-端，端-側，和側-側吻合。	與電動外科吻合器吻合相關的不良反應和殘餘風險包括潛在性出血，組織損傷，引入非無菌物體表面或病原轉移，或意外組織反應	1.3D環抱釘子結構設計，避免滲漏風險 2.GST釘槽設計，只壓迫出釘孔洞保護其餘組織 3.電動方式出釘，擊發穩定成釘更加完整
外科	SAZ032687001	MSAZ032300	“愛惜康”愛喜龍環形電動吻合器	"Ethicon" Echelon Circular Powered Staplers	21500	用於全消化道端-端，端-側，和側-側吻合。	與電動外科吻合器吻合相關的不良反應和殘餘風險包括潛在性出血，組織損傷，引入非無菌物體表面或病原轉移，或意外組織反應	1.3D環抱釘子結構設計，避免滲漏風險 2.GST釘槽設計，只壓迫出釘孔洞保護其餘組織 3.電動方式出釘，擊發穩定成釘更加完整
外科	SCZ026161001	MSCZ028808	LAPROCLIP 8MM LPW可吸收性血管夾單發匣 6發	LAPRO-CLIP 8MM Clip, X6	10900	可吸收血管夾，減少異物殘留	無	無
外科	SCZ026161002	MSCZ028812	LAPROCLIP 12MM LPW可吸收性血管夾單發匣 6發	LAPRO-CLIP 12MM Clip, X6	10900	可吸收血管夾，減少異物殘留	無	無
外科	SSZ028574001	MS80283140	可納特組織縫合裝置	Cor-Knot Device Kit	45000			
外科	SSZ028574002	MS80283095	可納特組織縫合緊固圈(單)	Cor-Knot Device Fastern(Single)	5200			

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科	STZ010476001	MSTZ014006	“柯惠”人工網膜螺旋固定器	“ Covidien” Fixation Products with Helica	17000	1. 本產品主要應用於內視鏡修補手術彌補材料的固定及不同手術組織的拉合，例如疝氣手術。可減少人工網膜移位、進而提高人工網膜修補能力。2. 拋棄式釘槍，含3個釘子。增加手術精確度、安全且迅速，可有效縮短手術時間。3. 鈦金屬材質釘體，為螺旋狀尖形結構設計，對困難斜角度之固定更能發揮效率地固定組織上。4. 釘槍進入體內直徑僅5mm，傷口微小、恢復快。適用於腹腔鏡或開腹式手術，取代傳統縫線固定的角色。5. 植入大面積人工網膜mesh時，更能有效縮短手術時間。6. 減緩病人術後因使用傳統縫線易引起的疼痛。	鈦金屬為外來物，因此病人未來可能有異物感、或沾黏的潛在發生。	1. 健保給付品項無此類商品。2. 主要使用於腹腔鏡手術，病患傷口小、術後恢復快。
外科	TAY029894001	MSAY01HD20	“愛惜康”哈默尼克進階手術剪HD1000i 20CM	“ ETHICON” HARMONIC HD 1000i SHEARS 20CM	30000	為高階超音波能量器械，適用於術中軟組織之切割止血	無	無
外科	TAY029894001	MSAY01HD36	“愛惜康”哈默尼克進階手術剪HD1000i 36CM	“ ETHICON” HARMONIC HD 1000i SHEARS 36CM	30000	為高階超音波能量器械，適用於術中軟組織之切割止血	無	無
外科	TKY027404001	MSAY000045	哈默尼克進階手術剪45CM	Harmonic ACE+7 45cm	27000	為高階超音波能量器械	無	本產品適用於止血及軟組織切割。
外科	TKY027404001	MSAY000036	哈默尼克進階手術剪36CM	Harmonic ACE+7 36cm	27000	為高階超音波能量器械	無	本產品適用於止血及軟組織切割。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科	TSZ010846001	MTSZ010003	“安培”凝膠式腹腔鏡手通路裝置120MM	GEPORT LAPAROSCOPIC SYSTEM	27000	可協助醫師在腹腔鏡手術中手部在腹腔活動自如,且保持腹腔積氣,不散失	無	無
外科	TSZ028377002	MTSZ028303	“安培”亞歷西斯牽引器(大)9-14CM	“Applied” ALEXIS RETRACTERS	3125	用於手術時輔助建立通道撐開保護切口之用	無	無
外科	TSZ028377003	MTSZ028304	“安培”亞歷西斯牽引器(超大)11-17CM	“Applied” ALEXIS RETRACTERS	3875	用於手術時輔助建立通道撐開保護切口之用	無	無
外科	TSZ028377004	MTSZ010002	“安培”亞歷西斯牽引器(中)5-9CM	“Applied” ALEXIS RETRACTERS	2500	用於手術時輔助建立通道撐開保護切口之用	無	無
外科	TSZ028377005	MTSZ010001	“安培”亞歷西斯牽引器(小)2.5-6CM	“Applied” ALEXIS RETRACTERS	2250	用於手術時輔助建立通道撐開保護切口之用	無	無
外科	TSZ028377006	MTSZ028313	“安培”亞歷西斯牽引器(極小)1-3CM	“Applied” ALEXIS RETRACTERS	2700	用於手術時輔助建立通道撐開保護切口之用	無	無
外科	TSZ028377006	MTSZ010000	“安培”亞歷西斯牽引器(超小)2-4CM	“Applied” ALEXIS RETRACTERS	2125	用於手術時輔助建立通道撐開保護切口之用	無	無
外科	TSZ028702001	MTSZ020100	“安培”焦點腹腔鏡通路裝置100MM	“Applied” GelPOINT Advanced Access Platfo	40000	用於腹腔鏡手術過程中使用器械經由本產品進入患者的腹腔	無	無
外科	TSZ028702002	MTSZ020070	“安培”焦點腹腔鏡通路裝置70MM	“Applied” GelPOINT Advanced Access Platfo	29000	用於腹腔鏡手術過程中使用器械經由本產品進入患者的腹腔	無	無
外科	TSZ028720001	MTSZ021414	“愛惜康”思達飛抗菌對稱型免打結傷口縫合裝置 SXPP1A414	“ETHICON” STRATAFIX Symmetric PDS Plus Knotless Tissue Control Device	2300	抗菌免打結高線性張力縫線	與普通可吸收縫線同樣有組織發炎排斥的可能性	抗菌避免術後感染，高縫線強度避免傷口裂開，免打結高效率降低病患麻醉時間減少醫院成本

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科	TSZ028720001	MTSZ020416	“愛惜康”思達飛抗菌對稱型免打結傷口縫合裝置 SXPP1A416	“ETHICON” STRATAFIX Symmetric PDS Plus Knotless Tissue Control Device	2300	抗菌免打結高線性張力縫線	與普通可吸收縫線同樣有組織發炎排斥的可能性	抗菌避免術後感染，高縫線強度避免傷口裂開，免打結高效率降低病患麻醉時間減少醫院成本
外科	TSZ028720001	MTSZ020429	“愛惜康”思達飛抗菌對稱型免打結傷口縫合裝置 SXPP1A429	“ETHICON” STRATAFIX Symmetric PDS Plus Knotless Tissue Control Device	2300	抗菌免打結高線性張力縫線	與普通可吸收縫線同樣有組織發炎排斥的可能性	健保給付之縫線必須打結，張力較不平均，影響傷口癒合
外科	TSZ028720001	MTSZ024110	“愛惜康”思達飛抗菌對稱型免打結傷口縫合裝置 SXPP1A411	“ETHICON” STRATAFIX Symmetric PDS Plus Knotless Tissue Control Device	2300	抗菌免打結高線性張力縫線	與普通可吸收縫線同樣有組織發炎排斥的可能性	抗菌避免術後感染，高縫線強度避免傷口裂開，免打結高效率降低病患麻醉時間減少醫院成本
外科	TSZ028720001	MTSZ020423	“愛惜康”思達飛抗菌對稱型免打結傷口縫合裝置 SXPP1A423	“ETHICON” STRATAFIX Symmetric PDS Plus Knotless Tissue Control Device	2300	抗菌免打結高線性張力縫線	與普通可吸收縫線同樣有組織發炎排斥的可能性	抗菌避免術後感染，高縫線強度避免傷口裂開，免打結高效率降低病患麻醉時間減少醫院成本
外科	TSZ028720001	MTSZ020424	“愛惜康”思達飛抗菌對稱型免打結傷口縫合裝置 SXPP1A424	“ETHICON” STRATAFIX Symmetric PDS Plus Knotless Tissue Control Device	2300	抗菌免打結高線性張力縫線	與普通可吸收縫線同樣有組織發炎排斥的可能性	抗菌避免術後感染，高縫線強度避免傷口裂開，免打結高效率降低病患麻醉時間減少醫院成本
外科	TSZ028720001	MTSZ02A415	“愛惜康”思達飛抗菌對稱型免打結傷口縫合裝置 SXPP1A415	“ETHICON” STRATAFIX Symmetric PDS Plus Knotless Tissue Control Device	2300	抗菌免打結高線性張力縫線	與普通可吸收縫線同樣有組織發炎排斥的可能性	抗菌避免術後感染，高縫線強度避免傷口裂開，免打結高效率降低病患麻醉時間減少醫院成本

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科	TSZ028720001	MTSZ020418	“愛惜康”思達飛抗菌對稱型免打結傷口縫合裝置 SXPP1A418	“ETHICON” STRATAFIX Symmetric PDS Plus Knotless Tissue Control Device	2300	抗菌免打結高線性張力縫線	與普通可吸收縫線同樣有組織發炎排斥的可能性	抗菌避免術後感染，高縫線強度避免傷口裂開，免打結高效率降低病患麻醉時間減少醫院成本
外科	TSZ028720001	MTSZ024130	“愛惜康”思達飛抗菌對稱型免打結傷口縫合裝置 SXPP1A413	“ETHICON” STRATAFIX Symmetric PDS Plus Knotless Tissue Control Device	2300	抗菌免打結高線性張力縫線	與普通可吸收縫線同樣有組織發炎排斥的可能性	抗菌避免術後感染，高縫線強度避免傷口裂開，免打結高效率降低病患麻醉時間減少醫院成本
外科	TSZ028720001	MTSZ020421	“愛惜康”思達飛抗菌對稱型免打結傷口縫合裝置 SXPP1A421	“ETHICON” STRATAFIX Symmetric PDS Plus Knotless Tissue Control Device	2300	抗菌免打結高線性張力縫線	與普通可吸收縫線同樣有組織發炎排斥的可能性	抗菌避免術後感染，高縫線強度避免傷口裂開，免打結高效率降低病患麻醉時間減少醫院成本
外科	TSZ028720001	MTSZ024259	“愛惜康”思達飛抗菌對稱型免打結傷口縫合裝置 SXPP1A425	“ETHICON” STRATAFIX Symmetric PDS Plus Knotless Tissue Control Device	2300	抗菌免打結高線性張力縫線	與普通可吸收縫線同樣有組織發炎排斥的可能性	抗菌避免術後感染，高縫線強度避免傷口裂開，免打結高效率降低病患麻醉時間減少醫院成本
外科	TTZ020377002	MTTZ02F010	“百特”伏血凝止血劑	“Baxter” Floseal Hemostatic Matrix	22000	1.為一種Gelatin和凝血酶基質，用於滲血到噴血狀況的止血。2.雙重止血路徑；上端Gelatin膨脹限制血流，同時高濃度凝血酶與血液中的Fibrinogen接觸形成穩固的纖維凝塊。3.針對軟硬組織出血都能快速有效的止血。4.不須身體凝血因子就能達到止血效果。5.只限用於止血功能。6.符合生理性，6至8週即可被人體吸收。	如同其他的血漿製品，極少數人有可能產生過敏反應。臨床試驗過程中，未曾有因使用相同人類凝血酶成份的不同產品，而產生不良反應的報告。輕微的不良反應可以抗組織胺來處理。嚴重低血壓反應需要立即以當前的休克處理準則介入處理。	止血棉。1.止血棉止血時間長易影響手術品質，且移除後有再出血的疑慮。2.Floseal 能針對組織出血快速有效止血，需自費。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科	TTZ030696004	MTTZ03BA14	“巴德”亞瑞絲達可吸收止血顆粒-14cm塗佈器	“Bard”Arista AH FlexiTip Applicator 14 cm	3000	止血顆粒專用加長型塗佈器	無	亞瑞絲達可吸收止血顆粒專用，加長型塗佈器，於內視鏡(Laparoscopic)或機器人(Robotic)器械手術使用
外科	TTZ030696005	MTTZ03AA38	“巴德”亞瑞絲達可吸收止血顆粒-38cm塗佈器	Arista AH FlexiTip XL Applicator 38 cm	3000	止血顆粒專用加長型塗佈器	無	亞瑞絲達可吸收止血顆粒專用，加長型塗佈器，於內視鏡(Laparoscopic)或機器人(Robotic)器械手術使用
外科	TTZ032338001	MTTZ03WA81	穩可疑可溶性止血紗布8cm X100cm	Woundclot Advanced Bleeding Control	30000	由生物性再生纖維素所組成的水溶性止血紗製成。利用專利分子生物技術，使產品可保有長時間的結構強度，延長分解時間，持續吸收血液，並可以促發自身的止血機制，加速凝血達到止血的效果。長效的凝膠狀態可以加強其物理水合性質，黏附於傷口表面，因此不需另外加壓達到止血效果。	無	7天內完全吸收、可以止住所有類型出血

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科	TTZ032338002	MTTZ03WA82	穩可凝可溶性止血紗布 8cm X20cm	Woundclot Advanced Bleeding Control	15000	由生物性再生纖維素所組成的水溶性止血紗製成。利用專利分子生物技術，使產品可保有長時間的結構強度，延長分解時間，持續吸收血液，並可以促發自身的止血機制，加速凝血達到止血的效果。長效的凝膠狀態可以加強其物理水合性質，黏附於傷口表面，因此不需另外加壓達到止血效果。	無	7天內完全吸收、可以止住所有類型出血
外科	TTZ032338003	MTTZ03WA10	穩可凝可溶性止血紗布 10cm X10cm	Woundclot Advanced Bleeding Control	30000	由生物性再生纖維素所組成的水溶性止血紗製成。利用專利分子生物技術，使產品可保有長時間的結構強度，延長分解時間，持續吸收血液，並可以促發自身的止血機制，加速凝血達到止血的效果。長效的凝膠狀態可以加強其物理水合性質，黏附於傷口表面，因此不需另外加壓達到止血效果。	無	7天內完全吸收、可以止住所有類型出血

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科	TTZ032338004	MTTZ03WA57	穩可凝可溶性止血紗布5cm X7.5cm	Woundclot Advanced Bleeding Control	18000	由生物性再生纖維素所組成的水溶性止血紗製成。利用專利分子生物技術，使產品可保有長時間的結構強度，延長分解時間，持續吸收血液，並可以促發自身的止血機制，加速凝血達到止血的效果。長效的凝膠狀態可以加強其物理水合性質，黏附於傷口表面，因此不需另外加壓達到止血效果。	無	7天內完全吸收、可以止住所有類型出血
外科	TTZ032338005	MTTZ03WA05	穩可凝可溶性止血紗布	Woundclot Advanced Bleeding Control	12000	由生物性再生纖維素所組成的水溶性止血紗製成。利用專利分子生物技術，使產品可保有長時間的結構強度，延長分解時間，持續吸收血液，並可以促發自身的止血機制，加速凝血達到止血的效果。長效的凝膠狀態可以加強其物理水合性質，黏附於傷口表面，因此不需另外加壓達到止血效果。	無	7天內完全吸收、可以止住所有類型出血
外科	WDZ011522001	MWDZ010459	潔美快可敷片(滅菌) #459	"Z-Medica" QuikClot Dressing(Sterile)	8000	產品中的高嶺土成分能協助活化人體XII因子加快凝血	無已知的禁忌症	無相同成份之健保給付品項,與一般紗布相比可減少75%加壓止血時間

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科	WWZ004212001	MWWZ001811	“海昌”膠原蛋白基質-1.8 ml(粉)	“Horien” Collagen Matrix	15000	天然之膠原蛋白特性會促進血小板凝聚、活化，可吸收滲出之血/體液、提供立體結構空間促進血塊凝集並加強其凝集強度。可協助傷口癒合、保護傷口表面、防止傷口受到感染。	無	目前無類似健保給付產品
外科	WWZ004212002	MWWZ000045	“海昌”膠原蛋白基質4.5ml	“Horien” Collagen Matrix	30000	天然之膠原蛋白特性會促進血小板凝聚、活化，可吸收滲出之血/體液、提供立體結構空間促進血塊凝集並加強其凝集強度。可協助傷口癒合、保護傷口表面、防止傷口受到感染。	無	目前無類似健保給付產品
外科	WWZ005730001	MWWZ000102	亞比斯*可拉膠原蛋白敷料1*2	ABCcolla Collagen Matrix	7200	1.100%天然膠原蛋白，能提供良好的細胞生長環境，快速促進傷口癒合。2.FDA Approval及SCCO2超臨界二氧化碳專利技術證明(I588263及I600660)。3.具良好的生物相容性及可吸收性，不需額外換藥，大量簡化傷口照護流程。4.適用於補(植)皮傷口，可降低傷口疼痛及維持濕潤，癒合更有效。5.操作方便簡單，不需二次手術取出。6.多種規格尺寸，可應用於不同大小傷口類型。	過敏、疼痛、腫脹等。如發生以上症狀，立即停止使用並通知醫療人員。	無健保品

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科	WWZ005730002	MWWZ000202	亞比斯*可拉膠原蛋白敷料2*2	ABCcolla Collagen Matrix	9000	1.100%天然膠原蛋白，能提供良好的細胞生長環境，快速促進傷口癒合。 2.FDA Approval及SCCO2超臨界二氧化碳專利技術證明(I588263及I600660)。 3.具良好的生物相容性及可吸收性，不需額外換藥，大量簡化傷口照護流程。 4.適用於補(植)皮傷口，可降低傷口疼痛及維持濕潤，癒合更有效。 5.操作方便簡單，不需二次手術取出。 6.多種規格尺寸，可應用於不同大小傷口類型。	過敏、疼痛、腫脹等。如發生以上症狀，立即停止使用並通知醫療人員。	無健保品
外科	WWZ005730003	MWWZ000203	亞比斯*可拉膠原蛋白敷料2*3	ABCcolla Collagen Matrix	13000	1.100%天然膠原蛋白，能提供良好的細胞生長環境，快速促進傷口癒合。 2.FDA Approval及SCCO2超臨界二氧化碳專利技術證明(I588263及I600660)。 3.具良好的生物相容性及可吸收性，不需額外換藥，大量簡化傷口照護流程。 4.適用於補(植)皮傷口，可降低傷口疼痛及維持濕潤，癒合更有效。 5.操作方便簡單，不需二次手術取出。 6.多種規格尺寸，可應用於不同大小傷口類型。	過敏、疼痛、腫脹等。如發生以上症狀，立即停止使用並通知醫療人員。	無健保品

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科	WWZ005730004	MWWZ000304	亞比斯*可拉膠原蛋白敷料3*4	ABCcolla Collagen Matrix	18000	1.100%天然膠原蛋白，能提供良好的細胞生長環境，快速促進傷口癒合。 2.FDA Approval及SCCO2超臨界二氧化碳專利技術證明(I588263及I600660)。 3.具良好的生物相容性及可吸收性，不需額外換藥，大量簡化傷口照護流程。 4.適用於補(植)皮傷口，可降低傷口疼痛及維持濕潤，癒合更有效。 5.操作方便簡單，不需二次手術取出。 6.多種規格尺寸，可應用於不同大小傷口類型。	過敏、疼痛、腫脹等。如發生以上症狀，立即停止使用並通知醫療人員。	無健保品
外科	WWZ005730005	MWWZ000505	亞比斯*可拉膠原蛋白敷料5*5	ABCcolla Collagen Matrix	26000	1.100%天然膠原蛋白，能提供良好的細胞生長環境，快速促進傷口癒合。 2.FDA Approval及SCCO2超臨界二氧化碳專利技術證明(I588263及I600660)。 3.具良好的生物相容性及可吸收性，不需額外換藥，大量簡化傷口照護流程。 4.適用於補(植)皮傷口，可降低傷口疼痛及維持濕潤，癒合更有效。 5.操作方便簡單，不需二次手術取出。 6.多種規格尺寸，可應用於不同大小傷口類型。	過敏、疼痛、腫脹等。如發生以上症狀，立即停止使用並通知醫療人員。	無健保品

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科、婦產科	FSZ018915002	MFSZ015086	“健臻”防粘黏薄膜 5086-02 (6片, 7*13CM)	“Genzyme” Seprafilm Adhesion Barrier	24190	Seprafilm防粘黏薄膜是一種無菌、生物可吸收、半透明的粘黏阻隔膜，由玻尿酸鈉(HA)與羧酸甲基纖維素(CMC)兩種陰離子多醣類組合而成，同時藉由活化劑EDC (1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride) 將上述生化聚合物做化學上的修改而成。Seprafilm在包裝的期限內須儲存於36~86°F(2~3°C)下。“健臻”防粘黏薄膜用於暫時阻隔組織表面之粘黏發生，該薄膜在正常組織修復過程進行時分隔了易發生粘黏組織。使用時，‘健臻’防粘黏薄膜可在腹部骨盆腔中減少粘黏發生的機會。在放置約24至48小時後，薄膜將轉變成含水膠，緩慢地於一週內會被吸收；所有成分在28天內會被排出體外。	目前無任何研究報告指出Seprafilm防粘黏薄膜的禁忌症。	健保無類似產品
外科、泌尿外科、婦產科	BBY012476001	MBBY010001	利拿內視鏡組織擷取袋(3*6 EB75)	LINA EASY BAG	1200	取出器官或結石可暫時放置其中而不引起染污	無	造成腹腔內的染污

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科、神經外科	FBZ032704001	MFBZ030512	"葛柔波絲"可柔尼 頸椎融合器	"GLOBUS" COLONIAL ACDF TPS Spacer	88000	本產品為頸椎融合裝置,可用於提供骨性成熟的患者在椎間盤切除術後的結構 穩定。本產品是透過頸椎前路來植入,且具有多種高度和外型可滿足各種患者的解剖需求。本產品也可搭配填充自體骨移植材料。 本產品由可透射本產品為頸椎融合裝置,可用於提供骨性成熟的患者在椎間盤切除術後的結構 穩定。本產品是透過頸椎前路來植入,且具有多種高度和外型可滿足各種患者的解剖需求。本產品也可搭配填充自體骨移植材料。 本產品由可透射線的PEEK聚物成。線的PEEK聚物成。	本產品系統其中一個在風險為死亡,其它潛在風險可能需要額外手術,包含: 裝置組件斷裂 固定失效 無法癒合 椎體斷裂 神經損傷 血管或內臟損傷	有別於健保給付之椎間融合器,本產品與骨接觸面增加鈦合金噴塗,提供更好的固定與骨長入效果,提高術後融合及穩定性

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科、神經外科	FBZ032857001	MFBZ030817	"葛柔波絲"瑟斯登 腰椎融合器	"GLOBUS" SUSTAIN Radiolucent TPS Spacer	128000	本產品為椎體融合裝置,可用於提供骨性成熟的患者其椎體結構穩定。本產品具有多種高度和外型滿足各種患者的解剖需求。本產品軸心中空,可讓骨移植材料放置其中。本產品上下表面皆有突起處,可抓住相鄰椎骨終板以防止脫出。本產品由可透射線的PEEK聚合物製成,且不透射線標記為鈦合金或。另外本產品具有純鈦電漿噴塗塗層。	本產品系統其中一個潛在風險為死亡,其它在風可能需要額外手術,包含: 裝置組件斷裂 固定失效 無法癒合 椎體斷裂,神經損傷 血管或內臟損傷 某些退化性疾病或潛在生理條件如糖尿病、類風濕性關節炎或骨質疏鬆,可能改變療合過程,因而增加植入物或椎骨斷裂的風險。患者在先前脊椎手術需要治療與先前沒有手術的相比可能會有不同的臨床結果	有別於健保給付之椎間融合器,本產品與骨接觸面增加鈦合金噴塗,提供更好的固定與骨長入效果,提高術後融合及穩定性
外科、神經外科	FBZ032866001	MFBZ031032	"葛柔波絲"拉提斯 腰椎融合器	"GLOBUS" LATIS Spacer	180000	本產品為腰椎融合裝置,可用於提供骨性成熟之患者在椎間盤切除術後的結構穩定,本產品提供的外型可透過後路及椎間孔或側路手術進入椎節,植入後可轉變成所需的外型。本產品上下表面皆有突起處,可抓住相鄰椎骨終板以防止脫出	裝置組件斷裂 固定失效 無法癒合 椎體斷裂 神經損傷 血管或內臟損傷	比起健保給付之椎間融合器,本產品設計能於更小的手術傷口放入,其撐開後能更穩定且大面積覆蓋於相鄰椎骨終板,提高術後效果
外科、婦產科	FSZ018915001	MFSZ014301	健臻防沾黏薄膜 #4301-02	SEPRAFILM ADHESION BARRIER	15000	無	無	美國食品藥物檢驗局FDA於1996年核准,全球已經超過四百萬人次使用,體內停留7天,有效形成物理屏障,玻尿酸有很好的組織相容性,不會殘留,有血的環境下也可以使用,不需要縫合

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科、婦產科、泌尿外科、心臟血管外科、胸腔外科	TTZ030696003	MTTZ03BAH5	“巴德”亞瑞絲達可吸收止血顆粒	“Bard” Arista AH Absorbable Hemostatic Particles	34500	本產品為輔助止血之器材，適用於外科手術中，當壓迫、結紮和其他常規操作(包括縫合及電燒等)對控制毛細微血管、靜脈和小動脈出血無效或無法實施時使用。	本產品對於神經及眼科手術的安全性和有效性尚未確立。	使用傳統外科手術止血療法(如健保給付止血棉)，止血時間較長需等自體凝血，且止血棉移除後有再出血的疑慮，影響手術品質。而其它自費性止血劑產品只有凝膠劑型和敷料棉片，本產品為粉末顆粒(新劑型)，具有臨床上各種優勢，可彌補其他止血劑劑型材質的不足。
外科、整形外科	THZ034994001	MTHZ034001	“易莫斯”止血氧化纖維	Emosist Oxidized Regenerated Cellulose	4500	1, 快速止血: 易莫斯可在2到8分鐘內達到良好的止血效果。2, 吸收完全: 易莫斯留在體內1到2週後可完全被吸收，且對周圍組織幾乎無特异性反應。	在血管外科手術期間在血管周圍用此產品後可能導致血管收縮的情況，儘管無法確認有直接關聯，但還是要小心以避免過度壓縮血管。	紡織性質，具有各方向張力不易溶解
外科、整形外科	THZ034994002	MTHZ034002	“易莫斯”止血氧化纖維	Emosist Oxidized Regenerated Cellulose	7000	1, 快速止血: 易莫斯可在2到8分鐘內達到良好的止血效果。2, 吸收完全: 易莫斯留在體內1到2週後可完全被吸收，且對周圍組織幾乎無特异性反應。	在血管外科手術期間在血管周圍用此產品後可能導致血管收縮的情況，儘管無法確認有直接關聯，但還是要小心以避免過度壓縮血管。	紡織性質，具有各方向張力不易溶解
外科、整形外科	THZ034994003	MTHZ034003	“易莫斯”止血氧化纖維	Emosist Oxidized Regenerated Cellulose	16250	1, 快速止血: 易莫斯可在2到8分鐘內達到良好的止血效果。2, 吸收完全: 易莫斯留在體內1到2週後可完全被吸收，且對周圍組織幾乎無特异性反應。	在血管外科手術期間在血管周圍用此產品後可能導致血管收縮的情況，儘管無法確認有直接關聯，但還是要小心以避免過度壓縮血管。	紡織性質，具有各方向張力不易溶解

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
外科、整型外科	FSZ031626001	MFSZ032535	“馬適得”可吸收防沾黏薄膜-25x35x0.02mm	“MAST” Orthowrap Bioresorbable Adhesion Barrier Film-25*35*0.02mm	23400			健保無相似產品
外科、整型外科	FSZ031626005	MFSZ035070	“馬適得”可吸收防沾黏薄膜-50x70x0.02mm	“MAST” Orthowrap Bioresorbable Adhesion Barrier Film-05*70*0.02mm	32890			健保無相似產品
外科、整型外科	SAY019832001	MSAY01AR17	哈默尼克福克斯弧形剪刀 17cm HAR17F	Harmonic Focus Long+	25000	為高階超音波能量器械，用於術中切割和止血	N/A	無健保對應品項
外科、整型外科	TKY017079008	MTKY014855	軟顎手術用氣化棒	Channelling ReFlex Ultra 55	14000	針對軟顎及舌根肥厚之病患，可有效的利用低溫氣化棒來有效達到體積縮小之功能，另外手術中的傷口小、出血量也少、傷口復原的速度也很快。	無	無
耳鼻喉科	FSZ018591001	MFSZ010407	"曲克"拜爾迪賽4層支撐物4*7	"Cook" Biodesign 4-layer tissue graft 4x7cm	20000	本產品用在植入並強化軟組織。	無	1.Biodesign為生物性材質,無外來物反應 2.可使用於感染病人 3.不易沾黏,降低復發率及感染發生機率,避免二次手術
耳鼻喉科	TKY017079001	MTKY015872	扁桃腺手術用氣化棒	Evac 70 Xtra Wand	14000	針對扁桃腺肥厚之病患，可有效的利用低溫氣化棒來切除之功能，另外手術中因溫度低所以出血時可有效止血、傷口復原的速度也很快。	正常使用下，無	無健保給付之品項，故無從比較

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
耳鼻喉科	TKY017079004	MTKY018898	腺樣體手術用氣化棒	PROcise mAx	18000	針對腺樣體及舌根肥厚之病患，可有效的利用低溫氣化棒來切除之功能，另外手術中因溫度低所以出血時可有效止血、傷口復原的速度也很快。	正常使用下，無	無健保給付之品項，故無從比較
耳鼻喉科	TKY017079007	MTKY014845	鼻手術用氣化棒	Channelling ReFlex Ultra 45	14000	針對下鼻甲肥厚之病患，可有效的利用低溫氣化棒來有效達到體積縮小之功能，另外手術中的傷口小、出血量也少、傷口復原的速度也很快。	正常使用下，無	無健保給付之品項，故無從比較
耳鼻喉科	TKY017079011	MTKY017071	小兒喉顯微手術用氣化棒	PROcise MLW Plasma Wand	27000	針對聲帶肉芽及腫瘤之病患，可有效的利用低溫氣化棒來切除之功能，另外手術中因溫度低所以出血時可有效止血、傷口復原的速度也很快。	正常使用下，無	無健保給付之品項，故無從比較
耳鼻喉科	TKY029471001	MTKY026895	黏膜下鼻甲用手術氣化棒	Turbinator Wand	18000	針對下鼻甲肥厚之病患，可有效的利用低溫氣化棒來有效達到體積縮小之功能，另外手術中的傷口小、出血量也少、傷口復原的速度也很快。	正常使用下，無	無健保給付之品項，故無從比較

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
耳鼻喉科	WDY015399001	MWDY010800	"史賽克"那梭波鼻用敷料	"Stryker" NasoPore Nasal Dressing	3310	為高分子聚合物，不需再填塞紗布，直接附著在傷口上而止血，可降低手術後鼻腔內填塞所造成的壓迫或疼痛感，較無脹痛及吞嚥異物感，使用後2~7天會自行碎化如黏液自然排出體外，不須取出，不會有抽出時疼痛及再出血，組織修復良好，依使用需求使用兩條或以上。	極少數患者因容易出血之特殊體質，造成術後傷口出血情形，須再補填塞	新功能類別，無相似之健保給付品，且可降低術後因填塞造成的壓迫或疼痛感及吞嚥時的異物感。生物科技材質可自行碎化，免於抽除紗條時的疼痛及傷口再出血。較無組織沾黏風險，傷口修復良好
耳鼻喉科	WDY015399002	MWDY010802	"史賽克"那梭波鼻用敷料	"Stryker" NasoPore Nasal Dressing	2950	為高分子聚合物，不需再填塞紗布，直接附著在傷口上而止血，可降低手術後鼻腔內填塞所造成的壓迫或疼痛感，較無脹痛及吞嚥異物感，使用後2~7天會自行碎化如黏液自然排出體外，不須取出，不會有抽出時疼痛及再出血，組織修復良好，依使用需求使用兩條或以上。	極少數患者因容易出血之特殊體質，造成術後傷口出血情形，須再補填塞	新功能類別，無相似之健保給付品，且可降低術後因填塞造成的壓迫或疼痛感及吞嚥時的異物感。生物科技材質可自行碎化，免於抽除紗條時的疼痛及傷口再出血。較無組織沾黏風險，傷口修復良好

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
耳鼻喉科	WDY015399003	MWDY010008	"史賽克" 那梭波鼻用敷料 (滅菌) FD	"Stryker" Nasopore Nasal Dressing (Sterile) FD	8500	1. 材質柔軟，提高舒適性，減輕病患術後腫脹疼痛感。 2. 填塞後36-48小時內，提供傷口優良的止血效果。 3. 隨後自行碎化成膠狀物質覆蓋在傷口表面，可預防傷口沾黏的併發症。並避免移除敷料時的疼痛與再出血。 4. 更快速的碎化速度：5-7天即可完全碎化，大幅縮短病患填塞時間。 5. 可作為局部藥物釋放載體，幫助傷口修復。	無	無健保品
耳鼻喉科	WDY023013001	MWDY021672	"荷摩史黛絲" 內鉑克鼻腔內固定夾板 (滅菌)	"Hemostasis" NexPak XL Intranasal Splint (sterile)	8960	1. 隔離手術創傷所破壞的組織或結構。 2. 隔離和防止鼻腔內黏膜表面之間的黏著。 3. 有助於控制和減少出血。	無	天然材質，止血效果佳, 術後結痂少
耳鼻喉科	WDY030124003	MWDY031808	"荷摩史黛絲" 波仕克仕止血敷料/鼻腔內固定夾板	Hemostasis" PosiSepX Hemostat Dressing/Intranasal Splint	4400	本產品由殼聚糖聚合物 (Chitosan) 所製成止的止血敷料暨鼻內夾板，適用於接受鼻腔與鼻竇手術患者，作為鼻腔固定夾板與止血用；能減少出血和水腫，以及防止隔膜和鼻腔之間的黏著。	無	PosiSepX為使用最新醫療科技天然可自動降解之 Chitosan-NOCC 的材質，有較佳的生物相容性且可主動止血、抗菌、抗發炎、防沾黏，病患術後疼痛感有效降低且有較佳的癒後傷口。
耳鼻喉科、神經外科	TTZ035833001	MTTZ031217	斯爾弗含凝血酶止血基質組	Surgiflo Haemostatic Matrix Kit with Thrombin	38000			目前無類似健保給付產品

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
耳鼻喉科、神經外科、骨科	THZ029023001	MTHZ0308ML	斯爾弗止血劑8ml	SURGIFLO Hemostatic Matrix	25500	本產品具有止血效能	1.不得將此產品注入血管。2.對豬明膠過敏者無法適用。	比起傳統使用紗布止血的方式，流體凝膠能夠更有效的深入到體內的出血處，且能夠有效阻止細小微血管之出血情形，也能夠更快速的達到止血的效果。
耳鼻喉科、整形外科	FSZ018591002	MFSZ010710	"曲克"拜爾迪賽4層支撐物7*10	"Cook" Biodesign 4-layer tissue graft 7x10cm	21644	本產品用在植入並強化軟組織。	無	1.Biodesign為生物性材質,無外來物反應 2.可使用於感染病人 3.不易沾黏,降低復發率及感染發生機率,避免二次手術
耳鼻喉科、整形外科	FSZ018591003	MFSZ010720	"曲克"拜爾迪賽4層支撐物7*20	"Cook" Biodesign 4-layer tissue graft 7x20cm	32760	本產品用在植入並強化軟組織。	無	1.Biodesign為生物性材質,無外來物反應 2.可使用於感染病人 3.不易沾黏,降低復發率及感染發生機率,避免二次手術
泌尿外科	FSZ024080002	MFSZ021015	"百歐瑟"二氧化鈦疝氣修補網	TiO2 Mesh Surgical Mesh Implant	12200	本品為修復腹腔壁組織缺陷，需要非吸收性組織增強材料時之植入網片。相關應用包括所有常用之腹股溝疝氣及切口疝氣(incisional Hernia)修補。本品適用傳統一般及腹腔鏡手術。		TiO2 二氧化鈦塗層,具有親水性，有利於細胞生長及減少異物感。 大孔徑，減少產生變型收縮。
泌尿外科	TKY021893001	MTKY020535	"安培"腹腔鏡組織夾持鉗、剪刀及剝離器	Laparoscopic Scissors	4400	用於婦產科或一般外科內視鏡手術中鬆動及切斷組織	無	單次使用,無須重新消毒,減少醫院人事上的成本

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
泌尿外科、 一般外科、 大腸直腸外科、婦產科	SAY035848001	MSAY0305MM	安培5mm 及馬里蘭式組織凝結刀	"Applied" Voyant 5mm & Maryland Fusion Device	28000	本產品為雙極電外科裝置，與"安培"電燒灼裝置配合使用，藉由將射頻電外科能量作用至裝置鉗口抓捕之脈管（血管及淋巴管）或組織束，並產生密封結紮閉合的效果，且內含之切割刀片可被外科醫師啟動用於分割切除組織。本產品可以密封及分割直徑最大7mm的血管和組織，並可以將其固定抓捕在裝置鉗口中，且裝置鉗口可360°旋轉方便抓捕夾取。	需注意是否因使用本產品產生鄰近組織或器官損傷穿孔、組織壞死、內部血管損傷、腹腔內沾黏、痙攣性腹痛、傷口感染等潛在併發症副作用。	無類似功能之健保給付品。
泌尿外科、 一般外科、 大腸直腸外科、婦產科	SAY036020001	MSAY031545	"安培"精細式組織凝結刀	"Applied" Voyant Fine Fusion Device	28000	本產品為雙極電外科裝置，與"安培"電燒灼裝置配合使用，藉由將射頻電外科能量作用至裝置鉗口抓捕之脈管（血管及淋巴管）或組織束，並產生密封結紮閉合的效果，且內含之切割刀片可被外科醫師啟動用於分割切除組織。本產品可以密封及分割直徑最大7mm的血管和組織，並可以將其固定抓捕在裝置鉗口中，且裝置鉗口可360°旋轉方便抓捕夾取。	需注意是否因使用本產品產生鄰近組織或器官損傷穿孔、組織壞死、內部血管損傷、腹腔內沾黏、痙攣性腹痛、傷口感染等潛在併發症副作用。	無類似功能之健保給付品。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
泌尿外科、 一般外科、 婦產科	TKY030220001	MTKY03LY01	奧林柏斯開放性手術用前端驅動握把 超音破電刀	“OLYMPUS” THUNDERBEAT Front-actuated Grip Types	28500	產品是設計與超音波凝固切開裝置、電燒灼裝置；雙極雷聲刀換能器搭配使用。本產品的閉合及切割模式適用於開放性外科手術、腹腔鏡的一般手術、婦科手術及內視鏡手術等。設計而言，這些裝置可閉合及割開直徑達7毫米以下的血管、組織束及淋巴管。	無	超音波跟雙極兩種能量同時輸出 更快的切割速度 可以減少手術時間 並提高效率
泌尿外科、 一般外科	FSZ031023001	MFSZ031510	“柯惠”普羅固力腹腔鏡自固吸收網狀編網	“Covidien” ProGrip Laparoscopic Self-Fixating Mesh	26000	1.腹腔鏡疝氣手術專用mesh，材質為聚酯，親水性佳、有促進細胞生長的特性。 2.網膜有一面是聚乳酸微鉤，有自固定功能，不需使用釘子再固定人工網膜，最後還會透過水解在體內分解和吸收。 3.網膜另一面為可吸收膠原蛋白薄膜，可使網膜更容易拿取和置放。 4.有左右邊及符合解剖構造的設計，更服貼於腹股溝區域。	使用本產品相關的可能併發症為典型與手術植入材料相關的併發症：血清腫、血腫、復發、發炎、慢性疼痛、感染、對本產品成分產生過敏反應。	(1) 本品為半可吸收的網膜。其單絲聚乳酸不僅有固定網膜在組織上，植入後再透過水解在體內自行分解和吸收。(2) 不需使用釘子固定，可減少因釘子引起的疼痛感。(3)聚乳酸固定面可加強以往固定不到的血管、神經區，增加疝氣修補的安全性。(4)健保品項為平面無特殊設計的人工網膜，且建議須使用釘子固定網膜，防止移位。
泌尿外科、 婦產科	FSZ026181001	MFSZ02SREM	「尼奧麥迪克」雷泌克司女性尿道懸吊帶系統	“Neomedic” “CONTASURE remeex female adj	149000	擁有終身可調整特性，可提供醫師更準確之調整，給予最好的尿失禁控制。	無	擁有終身可調整特性，可提供醫師更準確之調整，給予最好的尿失禁控制。
泌尿外科、 婦產科	FSZ027976001	MFSZ02NL01	「尼奧麥迪克」妮都蕾斯無針式網片	「Neomedic」 CONTASURE NEEDLELESS	30000	為單一傷口尿失禁手術～無需由鼠蹊部或腹部做牽引	無	為單一傷口尿失禁手術～無需由鼠蹊部或腹部做牽引

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
泌尿外科、 婦產科	FSZ031551001	MFSZ02CL11	"愛沛斯"愛適達迷你懸吊手術系統	"APIS" I-STOP (MINI-STOP) Sling System	35000	本產品適用於治療女性尿失禁	醫療器材報告(MDRs), 記載針對用於應力性尿失禁(stress urinary incontinence, SUI) 修護之手術用網片/懸吊帶類產品之常見併發症。	此產品為可調整型女性單一切口尿失禁懸吊帶, 無健保同類型品項
胃腸肝膽內 科	CDZ018163001	MCDZ012536	"史泰瑞" 手動式胃腸科-非電力取出圈刀	"STERIS"Roth Net retriever-standard	3510			檢體取出完整, 提高檢出率。
胃腸肝膽內 科	CDZ018307001	MCDZ01P032	"波士頓科技"華勒斯膽道支架系統	Boston ScientificWallFlex Biliary RX Stent	57790	本產品, 是一組預載了自膨式膽道金屬支架的彈性遞送系統。支架係由構成圓柱狀網格的金屬不透射線物質所製成。其上覆蓋一層半透明的矽橡膠聚合物, 以防止腫瘤朝金屬網格內生長。支架近端有一條縫線穿過, 以便在初期的支架置入程序中萬一出現置入錯誤時, 可協助移除支架。支架兩端向外膨脹展開, 可降低支架置入膽道後的移位風險。遞送系統設計為與管路同軸。外管用以在支架展開前將之束攏, 並可視需要在支架部分展開後重新束攏支架。僅供單一病患使用。請勿重複使用、重新處理或重新滅菌。	疼痛,出血,支架阻塞	徑向擴張, 較健保品項擴張效果也好

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
胃腸肝膽內科	CDZ030323001	MCDZ021530	"美安科技"膽道支架	"M.I.Tech" HANAROSTENT Biliary Stent	58000	第二代編織型Hook & Cross 鍍鈦合金金屬支架, 順應性極佳, 有防止位移裝置, 有拉索以調整位置	可能副作用, 疼痛, 出血, 發燒, 破裂, 發炎, 支架閉塞, 腫瘤通過支架內生長, 腫瘤向左右兩端支架增生, 黏膜增生, 支架移位, 支架錯位, 穿孔水腫, 侵蝕, 死亡(非一般疾病進展造成),	無健保品項可以比較
胃腸肝膽內科	CFY011894001	MCFY01BMSU	"波士頓科技"單次使用止血導管	"Boston Scientific" Gold Probe Single-Use	11600	附有灌注能力的雙極電燒導管	灼傷, 刺激	不容易沾黏造成反覆出血, 止血的效果也更好
胃腸肝膽內科	CGZ027931001	MCGZ026610	"波士頓科技"史拜史庫柏數位通道與遞送導管	"Boston Scientific" SpyScope DS Access and Delivery Catheter	85000			無健保品項
胃腸肝膽內科	CRY011476001	MCRY01P015	"波士頓科技"康柏細胞刷	Boston Scientific Combo Cath Cytology Bru	8590			無健保品項
胃腸肝膽內科	CRY019245001	MCRY010149	康美細胞取樣刷149R	ConMed Cytology Brush	835	無	無	使用內視鏡擷取細胞
胃腸肝膽內科	NEZ032741001	MNEZ036270	"波士頓科技"史拜畢德活體組織夾	"Boston Scientific" SpyBite Biopsy Forceps	17000	本產品為為無菌、單次使用器械。本產品是由遠端鉗口所組成，並經由器械近端的線軸和拇指環把手連接彈性線圈。將線軸往前往後滑動可開啟和關閉鉗口。鉗口設計可撕開組織並將其固定在鉗口內。本產品設計為可經由內視鏡採集組織檢體，進行組織學檢查。切勿將這些器械用於適用功能之外的用途。	•出血 •穿孔 •感染 •腹膜炎 •發炎	無健保品項

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
胃腸肝膽內科	SSZ000797001	MSSZ00FF26	微創可旋轉重複開閉軟組織夾	“Micro-Tech” Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device	2000	適用於內視鏡下做標記，消化道內黏膜及黏膜下層的止血。可重複閉合，確定後再擊發，內視鏡手術時配合使用此器械，可快速止血或縫補穿孔之傷口，並可大幅減少手術時間。	患者可能組織發炎、穿孔、出血或者黏膜損傷。	無
胃腸肝膽內科	SSZ000797001	MSSZ00DD23	微創可旋轉重複開閉軟組織夾	“Micro-Tech” Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device	890	適用於內視鏡下做標記，消化道內黏膜及黏膜下層的止血。可重複閉合，確定後再擊發，內視鏡手術時配合使用此器械，可快速止血或縫補穿孔之傷口，並可大幅減少手術時間。	患者可能組織發炎、穿孔、出血或者黏膜損傷。	無
胃腸肝膽內科	SSZ000797001	MSSZ00MTCD	微創可旋轉重複開閉軟組織夾	Micro-Tech Sterile Repositionable Hemostasis Clipping device	970	可重複開合，確定後再擊發。內視鏡手術時配合使用此器械，可快速止血或縫補傷口，並可大幅減少手術時間。	患者可能組織發炎、穿孔、出血或者黏膜損傷。	可旋轉並重複開合，有效提高操作者的成功率，並節省手術時間。
胃腸肝膽內科	SSZ016876001	MSSZ010144	內視鏡止血釘 (40Pc/盒;90°)	Rotatable Clip	350	腸胃出血時,可關閉傷口,止血用	無	無健保品項
胃腸肝膽內科	SSZ016876001	MSSZ010146	內視鏡止血釘 (40Pc/盒;90°L)	Rotatable Clip	350	腸胃出血時,可關閉傷口,止血用	無	無健保品項
胃腸肝膽內科	SSZ016876001	MSSZ010147	內視鏡止血釘 (40Pc/盒;135°L)	Rotatable Clip	390	腸胃出血時,可關閉傷口,止血用	無	無健保品項
胃腸肝膽內科	SSZ016876001	MSSZ010145	內視鏡止血釘 (40Pc/盒;135°)	Rotatable Clip	350	腸胃出血時,可關閉傷口,止血用	無	無健保品項

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
胃腸肝膽內科	SSZ032546001	MSSZ031620	“優勢益”消化道止血夾系統	Padlock Clip Pro-select defect closure system	58500	適用於軟式內視鏡檢查胃腸道組織加壓止血或治療胃腸器官壁損傷，以期達到內視鏡標記病變，止血及閉合小於20mm之腸胃道管腔。	1.位於食道中的病變和較小的胃彎曲可能難以用前視內窺鏡治療。 2.夾住過硬或嚴重纖維化病變以止血可能更困難。 3.若夾子在24小時內脫落，可能會發生再出血。 4.在存在細菌汙染的情況下使用夾子可能會增加或延長感染。 5.雖然發生率低，但復發性出血，無效夾閉或內鏡併發症可能導致需要手術治療。	無
胃腸肝膽內科	SSZ032546001	MSSZ031616	“優勢益”消化道止血夾系統	Padlock Clip defect closure system	58500	適用於軟式內視鏡檢查胃腸道組織加壓止血或治療胃腸器官壁損傷，以期達到內視鏡標記病變，止血及閉合小於20mm之腸胃道管腔。	1.位於食道中的病變和較小的胃彎曲可能難以用前視內窺鏡治療。 2.夾住過硬或嚴重纖維化病變以止血可能更困難。 3.若夾子在24小時內脫落，可能會發生再出血。 4.在存在細菌汙染的情況下使用夾子可能會增加或延長感染。 5.雖然發生率低，但復發性出血，無效夾閉或內鏡併發症可能導致需要手術治療。	無
胃腸肝膽內科	SSZ032743001	MSSZ03GC12	“美迪格”皇冠麗止血夾	“Medi-Globe” CrownClip Hemostasis Clip System	1800			
胃腸肝膽內科	SSZ035455001	MSSZ031120	"瑞翁" 止血夾	"Zeon" ZEOCLIP	450	的位置，可以重複開合試夾，讓醫師確認夾在最適當的位置及深度的位置，可以重複開合試夾，讓醫師確認夾在最適當的位置及深度	無	無，現行市面上所有經內視鏡止血夾均自費品項

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
胃腸肝膽內科、大腸直腸外科	SAY030695001	MSAY030260	"柯惠"雙極系統—雙極電燒鉗(滅菌)	"Covidien" HET Bipolar System - Bipolar Forceps(Stelire)	28000	低溫治療痔瘡一級與二級;一次治療所有內痔;術後無疼痛感	無	無同等品項
胃腸肝膽內科、影像醫學科	CDZ023568001	MCDZ02BB06	博娜膽道支架	Bonastent Biliary Stent	58000	分 3 種設計：無包膜、部分包膜、全包膜 · 醫師會視病人情形做選擇，其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長； 兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置，並有效防止支架置放後的位移情況發生。可用於因惡性腫瘤壓迫或阻塞膽道系統而造成黃疸的病人，使其膽汁流通順暢，改善黃疸症狀，有助於提升病人的生活	可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等	健保給付之塑膠支架,其孔徑狹小,約莫2個月需更換,博娜膽道支架屬於金屬支架,具有較大擴張內徑,相較有較長通順期效.
神經內科	NEY022120W01	MNEY020050	安寶同軸針狀電極 50mm	"Ambu" Neuroline Concentric Needle Electrodes	170			
神經內科	NEY022120W01	MNEY020038	安寶同軸針狀電極 38mm	"Ambu" Neuroline Concentric Needle Electrodes	170			
神經內科	NEY022175W01	MNAN010038	安寶單極針狀電極 38mm	"Ambu" Neuroline Monopolar Needle Electrode	290			

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
神經外科	CDZ022887001	MCDZ027001	“美敦力”史卓塔腦脊髓液腰椎腹膜閥及分流系統	"Medtronic" PS Medical Strata NSC Lumboperitoneal Valve and Shunt System	175500			無
神經外科	FBZ010389001	MFBZ01MPC2	美敦力派羅米鈦質骨網系統-二節	"Medtronic" Pyramesh C Titanium Mesh	110000	此系統是專門為置換椎體以協助骨科矯正手術及脊椎固定之用，只適用頸胸腰椎段。派羅米鈦質骨網是一圓柱形植入器材，兩端開放式，中空，外壁為菱形網紋，壁孔與中空部份為放置植骨材料以協助達到堅固的骨融合效果之用。等高平切的兩端開口緊抓上下椎體的終板，可防止植入裝置被排擠推出。		健保品項的矯正及固定效果較差，但本產品是置換椎體，可以很好的協助骨科矯正手術及脊椎固定不變形
神經外科	FBZ010389002	MFBZ01MPC3	美敦力派羅米鈦質骨網系統-三節	"Medtronic" Pyramesh C Titanium Mesh	138000	此系統是專門為置換椎體以協助骨科矯正手術及脊椎固定之用，只適用頸胸腰椎段。派羅米鈦質骨網是一圓柱形植入器材，兩端開放式，中空，外壁為菱形網紋，壁孔與中空部份為放置植骨材料以協助達到堅固的骨融合效果之用。等高平切的兩端開口緊抓上下椎體的終板，可防止植入裝置被排擠推出。		健保品項的矯正及固定效果較差，但本產品是置換椎體，可以很好的協助骨科矯正手術及脊椎固定不變形

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
神經外科	FBZ024668002	MFBZ021622	“尼歐”環狀顱骨固定器	“Neos Surgery” Cranial Loop	14000	一體成形之全PEEK材質製造，具有良好的固定效果及耐衝擊性，可以有效防止術後追蹤影像錯誤判讀(Artifact)	無	手術時間大幅縮短，更為堅固
神經外科	FBZ032991001	MFBZ031515	"歐梭比恩"腰椎後側路椎間融合器-PLIF	Orthobion TSC Posterior/ Transforaminal Lumbar Interbody Fusion Cages	80000			此產品為市面上唯一奈米級鈦塗層，鈦塗層厚度僅250mm，相較一般健保PEEK cage更有助提高骨整合效率、減少表面磨損量，但同時仍保留PEEK材質的彈性係數。
神經外科	FBZ032991002	MFBZ031424	"歐梭比恩"腰椎後側路椎間融合器-TLIF	"Orthobion" TSC Posterior/ Transforaminal Lumbar Interbody Fusion Cages	125000			此產品為市面上唯一奈米級鈦塗層，鈦塗層厚度僅250mm，相較一般健保PEEK cage更有助提高骨整合效率、減少表面磨損量，但同時仍保留PEEK材質的彈性係數。
神經外科	FBZ033667001	MFBZ031412	“瓦里歐”頸椎椎間融合器	“Valeo”II Cervical Interbody Fusion Device	120000	“瓦里歐”椎間融合器是由氮化矽(一種陶瓷材料)製成。具抗菌功能。適用於退化性椎間盤病變的骨骼成熟患者，伴有一個椎節段或兩個連續椎節段的神經根症狀。L2至S1一個椎節段或兩個連續的椎節段。造成疼痛、壞死或過敏，以及對植入物的反應，感染的話可能需要去除裝置。		氮化矽材質具有抗菌功能且親合度高於健保PEEK,可增加骨融合度。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
神經外科	FBZ033741001	MFBZ031423	“貝克骨”立薩椎間支撐固定系統	“BACKBONE” LISA-Lumbar Implant for Stiffness Augmentation	130000	本產品利用“非融合”的技術來穩定脊柱，避免因為融合手術後脊椎鄰近節因為脊椎壓力不均而導致加速退化。本產品固定在脊突之間，並可利用聚酯編織固定帶和鈦合金箔環進行固定，可以有效維持脊椎動態穩定性，並保持脊椎原有的活動角度。	無	無健保品項
神經外科	FFZ005390017	MFFZ001560	"合碩"顱骨固定夾-解剖可拆式,D15mm	"CUSMED" connectCMF Flap Fixator- Low Profile Replaceable Type,D15mm	30000	適用於顱顏骨外科重建手術後，用於固定頭顱骨缺損處/骨折處，設計可適用於每位病患頭骨厚度，可緊密夾合，固定效果佳且美觀	無	健保給付品項為金屬材質會有些許的假影干擾，對術後追蹤不便，本產品為PEEK材質在X光下為透光設計，術後追蹤清楚方便，且植入工具為拋棄式，降低感染風險，術中可因應病患頭骨形狀做微調，可緊密夾合，固定效果佳且美觀
神經外科	FFZ006543005	MFFZ001411	"合碩"鑽孔蓋-引流鑽孔蓋 14mm/11mm	"CirFix" Burr Hole Cover-for Shunt & ICP 14mm/11mm	35500	適用於顱顏骨外科重建手術後，搭配引流管用於固定頭顱骨缺損處/骨折處，設計可適用於每位病患頭骨厚度，可緊密夾合，固定效果佳且美觀	無	健保給付品項為金屬材質會有些許的假影干擾，對術後追蹤不便，本產品為PEEK材質在X光下為透光設計，術後追蹤清楚方便，且植入工具為拋棄式，降低感染風險，術中可因應病患頭骨形狀做微調，缺角設計搭配引流管使用，可緊密夾合，固定效果佳且美觀

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
神經外科	FNX011181001	MFNX01C222	"柯特曼"顱骨切開手術器械-自動停止安全鑽頭	Codman Disposable Perforator	4400	本產品適用於顱骨的鑽洞，能在完成鑽孔且鑽孔點上之壓力解除時會自動停止。	無	可自動停止，增加手術安全性與縮短手術時間
神經外科	FNX011181001	MFNX01C221	"柯特曼"顱骨切開手術器械-自動停止安全鑽頭	Codman Disposable Perforator	4400	本產品適用於顱骨的鑽洞，能在完成鑽孔且鑽孔點上之壓力解除時會自動停止。	無	可自動停止，增加手術安全性與縮短手術時間
神經外科	FNX011402001	MFNX011060	Midas高速鑽頭BA	Legend 10 cm, 3 mm Ball Fluted	5300			
神經外科	FNX025309001	MFNX021730	Midas高速鑽頭 MH 10MH30	Legend 10cm,3mm Match	5300			
神經外科	FNX027953001	MFNX02M04D	安史別克超高速電鑽鑽頭-M-4D-G1・M-8N-18-G1	High Speed Electric Burrs	5900	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	無	
神經外科	TKZ035064001	MTKZ030510	"戴諾斯"高頻熱凝儀附件	"DTI"OWL RADIO FREQUENCY GENERATORS ACCESSORIES	20000	本產品藉由射頻探針放電刺激或注入顯影劑並使用X光進行神經定位。再經由本產品使用局部麻醉藥劑注射和射頻燒灼來阻斷神經傳導。適用範圍包含脊椎、肩膀、膝蓋、腳踝和腕關節。	射頻神經阻斷術並不會造成行動傷害,但任何手術都有可能造成以下可能性傷害: 1.感染 2.因為穿刺的出血 3.因為局部麻醉、類固醇等藥物注射造成的傷害 常理來說,射頻治療手術在電擊穿刺針取出過程中,可能因餘點殘留而造成經過皮膚的灼傷。	無同類特材
神經外科、骨科	FBZ005692006	MFBZ00PEEK	"兆峰"脊椎固定系統-雅尼曼標準桿/預彎桿(短) PEEK	"Megaspine" Spinal Stabilization System – Animate Standard Rod / Pre-bend(S) / PEEK	45000	傷口小，術後復原快	無	傷口小 住院日少 恢復快

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
神經外科、 骨科	FBZ005692008	MFBZ00MSAC	"兆峰"脊椎固定系統-雅尼曼中空螺釘	"Megaspine" Spinal Stabilization System – Animate Cannulated Screw	24000	傷口小、術後復原快	無	傷口小 住院日少 恢復快
神經外科、 骨科	FBZ005692011	MFBZ00MS60	"兆峰"脊椎固定系統-萌愛六微創中空螺釘	"Megaspine" Spinal Stabilization System-MI6 Cannulated Screw/MIS	22000	傷口小、術後復原快	可能導致鄰近節病變	傷口小 住院日少 恢復快
神經外科、 骨科	FBZ005692012	MFBZ00T490	牽引預彎桿L40-90	Traction Pre-bend Rod (S)	15000	微創系統，傷口小，減低術後疼痛及感染風險	可能導致鄰近節病變	傷口小 住院日少 恢復快
神經外科、 骨科	FBZ005692014	MFBZ00MS62	"兆峰"脊椎固定系統-萌愛六微創中空系統/2節/微創	"Megaspine" Spinal Stabilization System-MI6 System /2 Level /MIS	117000	傷口小，術後復原快	可能導致鄰近節病變	傷口小 住院日少 恢復快
神經外科、 骨科	FBZ009879001	MFBZ00J008	信迪思辛納斯植入物	Synex	141000	用於前路手術在植入胸椎T5-T12(Green color)，植入腰椎L1-L4(Blue color)。用來支持前柱的脊椎。可用於單節和雙節段融合。適用於原發性或續發性胸腰椎的腫瘤、胸腰椎體的骨折、創傷後的脊柱後凸、退化性疾病或傳染病，如切除部分椎體。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷,過敏反應肇因於無法適應植入物材質。	無

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
神經外科、 骨科	FBZ010561003	MFBZ01M004	美敦力思迪M8經皮脊椎固定系統：短節固定桿	Medtronic CD Horizon M8 Sextant Percutan	12100	本產品是由多種形狀和尺寸的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲，如同Medtronic其他脊椎系統的植入組件，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身定做。本產品適用於微創手術，所造成的傷口較小，病患恢復較快。	本產品並非作為獨立提供脊椎固定的器械，在缺乏融合的情況下，器材若每天暴露於機械應力，它和/或它的其中一個或多個組建都可能被拉出、彎曲或折斷。	相較之下健保品項的療效傷口較大、出血較多、恢復較慢
神經外科、 骨科	FBZ017077001	MFBZ01J004	“信迪思”椎體替代裝置(> 30mm)	Synmesh 2L	120000	用於前路手術在植入胸椎T5-T12(Green color)，植入腰椎L1-L4(Blue color)。用來支持前柱的脊椎。可用於單節和雙節段融合。適用於原發性或續發性胸腰椎的腫瘤、胸腰椎椎體的骨折、創傷後的脊柱後凸、退化性疾病或傳染病，如切除部分椎體。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷,過敏反應肇因於無法適應植入物材質。	無
神經外科、 骨科	FBZ017775002	MFBZ01J007	微博脊椎固定骨桿	Viper Rod	17000	1、傷口小，出血量減少。 2、減低手術的創傷及感染的機會。 3、復原快、住院時間縮短。	疼痛、不適或異物感	由於手術方式不同，所以破壞肌肉層較少，固病人術後幾天後就可以下床活動
神經外科、 骨科	FBZ017775004	MFBZ01J006	微創中空螺絲脊椎固定器三節	VIPER 3L	125000	1、傷口小，出血量減少。 2、減低手術的創傷及感染的機會。 3、復原快、住院時間縮短。	疼痛、不適或異物感	由於手術方式不同，所以破壞肌肉層較少，固病人術後幾天後就可以下床活動

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
神經外科、 骨科	FBZ018350001	MFBZ01J010	VECTRA-T 2L 可 活動式頸椎骨板二 節	VECTRA-T 2L	54000	1.為頸椎前側內固定系統，其骨板可translational 2mm，可增加Bone fusion機會。 2.Screw具Fixed angle有14°range，7°offset。 3.Screw具vaviable angle直徑：φ4.0、φ4.5mm長度：14mm、16mm。 4.Plate長度23～109mm可以依照病人不同體型作選擇。 5.Plate寬度19及25mm厚度，具Clip lock系統，使用簡易，可有效減少手術時間。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷,過敏反應肇因於無法適應植入物材質。	無
神經外科、 骨科	FBZ018350002	MFBZ01J011	VECTRA-T 3L 可 活動式頸椎骨板三 節	VECTRA-T 3L	64000	孔洞直徑φ4.0 / 4.5 孔洞長度：L28,30,32,34,36,38,40,42,44,46mm 骨板長度：37,39,41,43,45,47,49,51,53,55mm 骨板具有移除裝置,活動長度5mm (骨板*1搭配骨釘*6)	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷,過敏反應肇因於無法適應植入物材質。	無
神經外科、 骨科	FBZ018350003	MFBZ01J012	VECTRA-T 4L 可 活動式頸椎骨板四 節	VECTRA-T 4L	73000	植入物和器械容易操作 螺釘與骨板可固定角度與可變角度來提供使用 可搭配前頸椎椎間融合術使用 提供較大範圍1節至4節內的長度 螺絲可以自攻直徑Diaφ4.0 : 4.5mm	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷,過敏反應肇因於無法適應植入物材質。	無

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
神經外科、 骨科	FBZ018350004	MFBZ01J013	VECTRA-T 5L 可 活動式頸椎骨板五 節	VECTRA-T 5L	83000	植入物和器械容易操作 螺釘與骨板可固定角度 與可變角度來提供使用 可搭配前頸椎椎間融合 術使用 提供較大範圍1 節至4節內的長度 螺絲 可以自攻直徑Diaφ 4.0：4.5mm	植入物變形失效肇因 於植入物選擇錯誤或 內固定過度負荷,過敏 反應肇因於無法適應 植入物材質.	無
神經外科、 骨科	FBZ020179001	MFBZ02J011	OPAL斜向無損傷 可旋轉復位脊椎融 合器	OPAL	80000	1.利用旋轉功能增加椎 間盤高度並達到復位效 果 2.子彈型設計及可 旋轉設計可降低神經損 傷	植入物變形失效肇因 於植入物選擇錯誤或 內固定過度負荷,過敏 反應肇因於無法適應 植入物材質.	無
神經外科、 骨科	FBZ022176001	MFBZ02J007	“信迪思”帝寶非創 傷性腰椎側後路融 合器	T-PAL	80000	用工具控制轉換植入物 的方向，可以將植入物 放置於椎間前緣最適合 位置。	過敏、疼痛	無
神經外科、 骨科	FBZ026494001	MFBZ02H001	賓得士膠原基人工 骨-10x10x10mm	Pentax Refit Collagen Bone Matrix Implan	27000	本產品由屬於骨骼中無 機成分的低結晶性磷酸 鈣與有機成分的膠原蛋 白所構成，具有良好生 物相容性，為孔隙度達 92~98%的白色多孔體 ，益於骨組織長入，修 復該組織。	無	1.為海綿狀人工骨容 易操作使用。 2.含 80%羟基磷灰石與 20%膠原蛋白，此 比率接近真實骨頭 成分，並有95% 的 孔洞率，可加速 骨生長。
神經外科、 骨科	FBZ026494002	MFBZ02H010	賓得士膠原基人工 骨- 10x30x20mm	Pentax Refit Collagen Bone Matrix Implan	87000	本產品由屬於骨骼中無 機成分的低結晶性磷酸 鈣與有機成分的膠原蛋 白所構成，具有良好生 物相容性，為孔隙度達 92~98%的白色多孔體 ，益於骨組織長入，修 復該組織。	無	1.為海綿狀人工骨容 易操作使用。 2.含 80%羟基磷灰石與 20%膠原蛋白，此 比率接近真實骨頭 成分，並有95% 的 孔洞率，可加速 骨生長。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
神經外科、 骨科	FBZ028342006	MFBZ02DP01	帝富脊椎微博皮質 固定螺釘脊椎固定 系統-皮質中空側 孔固定螺釘(可配 合微創手術使用)	"DePuy Spine" Viper Cortical Fix Screw System - Cortical Fix Fenestrated Screw	45000			
神經外科、 骨科	FBZ029716001	MFBZ02SA04	信迪思亞克椎板成 形術系統/骨板 Laminar gap 4- 12mm Overall length 27-35mm	"Synthes"Arch Laminoplasty System/Plate	29000	適用於下頸椎和上胸椎 (C3-T3)的椎板成形 術；可用來支撐施行椎 板成形術所用的植骨， 以避免植骨材料被擠壓 出或侵犯到脊椎神經。	1.植入物變形失效肇因 於植入物選擇錯誤或 內固定過度負荷 2.過 民反映肇因於無法適 應植入物材質 3.癒合 遲緩肇因於血液循環 系統障礙 4植入物引起 的疼痛。	頸椎後開專用plate, 相較與健保顏顱或 外傷專用之plate， screw鎖入後不會突 起，較為平整,及穩 定。
神經外科、 骨科	FNX011402001	MFNX01TA11	Midas高速鑽頭 TA#8TA11	Legend Tapered Tool-Fluted	5300	METAL CUTTER MC30可以快速安全切 割脊椎內固定,縮短醫 師手術時間,減少病人 麻醉時間與風險	拋棄式產品切勿重消 使用容易造成感染	
神經外科、 骨科	FNX011402001	MFNX02BA10	Midas高速鑽頭 BA#10BA10D	Legend Ball - Diamond	5300			
神經外科、 骨科	FNX011402001	MFNX0115BA	Midas高速鑽頭 BA#15BA50D	Legend Ball - Diamond	5300	METAL CUTTER MC30可以快速安全切 割脊椎內固定,縮短醫 師手術時間,減少病人 麻醉時間與風險	拋棄式產品切勿重消 使用容易造成感染	
神經外科、 骨科	FNX011402001	MFNX01BA30	Midas高速鑽頭 BA#10BA30	Legend Ball - Fluted	5300	METAL CUTTER MC30可以快速安全切 割脊椎內固定,縮短醫 師手術時間,減少病人 麻醉時間與風險	拋棄式產品切勿重消 使用容易造成感染	
神經外科、 骨科	FNX011402001	MFNX01A30D	Midas高速鑽頭 BA#10BA30D	Legend Ball - Diamond	5300	METAL CUTTER MC30可以快速安全切 割脊椎內固定,縮短醫 師手術時間,減少病人 麻醉時間與風險	無	

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
神經外科、 骨科	FNX011402001	MFNX01MH30	Midas高速鑽頭 MH#15MH30D	Legend Match Head Tool	5300	METAL CUTTER MC30可以快速安全切割 脊椎內固定,縮短醫師 手術時間,減少病人 麻醉時間與風險	拋棄式產品切勿重消 使用容易造成感染	
神經外科、 骨科	FNX011402001	MFNX01BA50	Midas高速鑽頭 BA#15BA50	Legend Ball - Fluted	5300	METAL CUTTER MC30可以快速安全切割 脊椎內固定,縮短醫師 手術時間,減少病人 麻醉時間與風險	拋棄式產品切勿重消 使用容易造成感染	
神經外科、 骨科	FNX011402001	MFNX01A40D	Midas高速鑽頭 BA#10BA40D	Legend Ball - Diamond	5300	METAL CUTTER MC30可以快速安全切割 脊椎內固定,縮短醫師 手術時間,減少病人 麻醉時間與風險	拋棄式產品切勿重消 使用容易造成感染	
神經外科、 骨科	FNX011402001	MFNX01LT08	Midas高速鑽頭 TD#8TD154	Legend Twist Drill	5300	METAL CUTTER MC30可以快速安全切割 脊椎內固定,縮短醫師 手術時間,減少病人 麻醉時間與風險	拋棄式產品切勿重消 使用容易造成感染	
神經外科、 骨科	FNX011402001	MFNX018TA3	Midas高速鑽頭 TA#F2/8TA23	Legend Tapered Tool	5300	METAL CUTTER MC30可以快速安全切割 脊椎內固定,縮短醫師 手術時間,減少病人 麻醉時間與風險	拋棄式產品切勿重消 使用容易造成感染	
神經外科、 骨科	FNX011402001	MFNX01BA10	Midas高速鑽頭 BA#10BA10D	Legend Ball - Diamond	5300	METAL CUTTER MC30可以快速安全切割 脊椎內固定,縮短醫師 手術時間,減少病人 麻醉時間與風險	拋棄式產品切勿重消 使用容易造成感染	
神經外科、 骨科	FNX011402001	MFNX0109AC	Midas高速鑽頭 AC#9AC75	Legend Acorn Tool Fluted	5300	METAL CUTTER MC30可以快速安全切割 脊椎內固定,縮短醫師 手術時間,減少病人 麻醉時間與風險	拋棄式產品切勿重消 使用容易造成感染	
神經外科、 骨科	FNX011402001	MFNX018TA1	Midas高速鑽頭 TA#8TA17	Legend Tapered Tool-Fluted	5300	METAL CUTTER MC30可以快速安全切割 脊椎內固定,縮短醫師 手術時間,減少病人 麻醉時間與風險	拋棄式產品切勿重消 使用容易造成感染	

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
神經外科、 骨科	FNX011402001	MFNX0108MH	Midas高速鑽頭 MH#8MH22	Legend Match Head Tool	5300			
神經外科、 骨科	FNX011402001	MFNX01MH22	Midas高速鑽頭 MH#10MH22	Legend Match Head Tool	5300	METAL CUTTER MC30可以快速安全切割 脊椎內固定,縮短醫師 手術時間,減少病人 麻醉時間與風險	拋棄式產品切勿重消 使用容易造成感染	
神經外科、 骨科	FNX011402001	MFNX01BA40	Midas高速鑽頭 BA#15BA40D	Legend Ball - Diamond	5300	METAL CUTTER MC30可以快速安全切割 脊椎內固定,縮短醫師 手術時間,減少病人 麻醉時間與風險	拋棄式產品切勿重消 使用容易造成感染	
神經外科、 骨科	FNX011402001	MFNX01D158	Midas高速鑽頭 TD#8TD158	Legend Twist Drill	5300			
神經外科、 骨科	FNX011402001	MFNX0101BA	Midas高速鑽頭 BA#10BA10	Legend Ball - Fluted	5300	METAL CUTTER MC30可以快速安全切割 脊椎內固定,縮短醫師 手術時間,減少病人 麻醉時間與風險	拋棄式產品切勿重消 使用容易造成感染	
神經外科、 骨科	FNX011402001	MFNX0108TD	Midas高速鑽頭 TD#8TD156	Legend Twist Drill	5300	METAL CUTTER MC30可以快速安全切割 脊椎內固定,縮短醫師 手術時間,減少病人 麻醉時間與風險	拋棄式產品切勿重消 使用容易造成感染	
神經外科、 骨科	FNX011402001	MFNX0110BA	Midas高速鑽頭 BA#10BA50	Legend Ball - Fluted	5300	METAL CUTTER MC30可以快速安全切割 脊椎內固定,縮短醫師 手術時間,減少病人 麻醉時間與風險	拋棄式產品切勿重消 使用容易造成感染	
神經外科、 骨科	FNX011402001	MFNX01LA09	Midas高速鑽頭 AC#9AC90	Legend Acorn Tool Fluted	5300	METAL CUTTER MC30可以快速安全切割 脊椎內固定,縮短醫師 手術時間,減少病人 麻醉時間與風險	拋棄式產品切勿重消 使用容易造成感染	
神經外科、 骨科	FNX011461001	MFNX010001	中接頭用鑽頭	PNEUMATIC HIGH PERFORMANC E INSTRCCES SORI	5900	開顱及開脊椎手術硬組 織安全有效率切除	無	使用低速鑽及手搖 鑽增加開刀失敗風 險

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
神經外科、 骨科	FNX011461001	MFNX010002	顯微彎接頭用鑽頭	PNEUMATIC HIGH PERFORMANC E INSTRCCES SORI	5900	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	無	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險
神經外科、 骨科	FNX016944001	MFNX01BA20	Midas高速鑽頭 BA#10BA20D	Legend Ball - Diamond	5300	METAL CUTTER MC30可以快速安全切割脊椎內固定,縮短醫師手術時間,減少病人麻醉時間與風險	拋棄式產品切勿重消使用容易造成感染	
神經外科、 骨科	FNX025309001	MFNX02BA60	Midas高速鑽頭 BA#10BA60	Legend Ball - Fluted	5300	METAL CUTTER MC30可以快速安全切割脊椎內固定,縮短醫師手術時間,減少病人麻醉時間與風險	拋棄式產品切勿重消使用容易造成感染	
神經外科、 骨科	FNX027953001	MFNX02M05B	安史別克超高速電鑽鑽頭-M-5B-G1	High Speed Electric Burrs	5900	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	無	無
神經外科、 骨科	FNX027953001	MFNX02S01R	安史別克超高速電鑽鑽頭-S-1R-G1 · S-6R-G1	High Speed Electric Burrs	5900	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	無	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險
神經外科、 骨科	FNX027953001	MFNX02M04B	安史別克超高速電鑽鑽頭-M-4B-G1	High Speed Electric Burrs	5900			
神經外科、 骨科	FNX027953001	MFNX02ACG1	安史別克超高速電鑽鑽頭-A-CRN-G1	High Speed Electric Burrs	5900	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	無	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險
神經外科、 骨科	FNX027953001	MFNX0203SD	安史別克超高速電鑽鑽頭-M-3SD-G1 · M-2SD-G1	無菌單包裝	5900			
神經外科、 骨科	FNX027953001	MFNX02S9AC	安史別克超高速電鑽鑽頭-S-9AC-G1	High Speed Electric Burrs	5900	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除		使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險
神經外科、 骨科	FNX027953001	MFNX0215SD	安史別克超高速電鑽鑽頭-MA15-15SD	High Speed Electric Burrs	5900	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	無	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險
神經外科、 骨科	FNX027953001	MFNX0202SB	安史別克超高速電鑽鑽頭-MA15-2SB	High Speed Electric Burrs	5900	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	無	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
神經外科、 骨科	FNX027953001	MFNX0204DC	安史別克超高速電 鑽鑽頭-L-4DC-G1	High Speed Electric Burrs	5900	開顱及開脊椎手術硬組 織安全有效率切除	無	使用低速鑽及手搖 鑽增加開刀失敗風 險
神經外科、 骨科	FNX027953001	MFNX02MA15	安史別克超高速電 鑽鑽頭-MA15- 2SD	High Speed Electric Burrs	5900	開顱及開脊椎手術硬組 織安全有效率切除	無	使用低速鑽及手搖 鑽增加開刀失敗風 險
神經外科、 骨科	FNX027953001	MFNX02M1SB	安史別克超高速電 鑽鑽頭-M-1SB-G1 · M-1R-G1	High Speed Electric Burrs	5900			使用低速鑽及手搖 鑽增加開刀失敗風 險
神經外科、 骨科	FNX027953001	MFNX02S08N	安史別克超高速電 鑽鑽頭-S-8N-18- G1 · S-8NS-G1	High Speed Electric Burrs	5900	開顱及開脊椎手術硬組 織安全有效率切除	無	使用低速鑽及手搖 鑽增加開刀失敗風 險
神經外科、 骨科	FNX027953001	MFNX02M2SB	安史別克超高速電 鑽鑽頭-M-2SB-G1	High Speed Electric Burrs	5900	開顱及開脊椎手術硬組 織安全有效率切除	無	使用低速鑽及手搖 鑽增加開刀失敗風 險
神經外科、 骨科	FNX027953001	MFNX02M03S	安史別克超高速電 鑽鑽頭-M-3SB-G1 · M-3B-G1	High Speed Electric Burrs	5900	開顱及開脊椎手術硬組 織安全有效率切除	無	使用低速鑽及手搖 鑽增加開刀失敗風 險
神經外科、 骨科	FNX027953001	MFNX0208NS	安史別克超高速電 鑽鑽頭-L-8NS-G1	High Speed Electric Burrs	5900			使用低速鑽及手搖 鑽增加開刀失敗風 險
神經外科、 骨科	FNX027953001	MFNX0205DX	安史別克超高速電 鑽鑽頭-L-5DX-G1	High Speed Electric Burrs	5900			使用低速鑽及手搖 鑽增加開刀失敗風 險
神經外科、 骨科	FNX027953001	MFNX0203SB	安史別克超高速電 鑽鑽頭-MA15- 3SB	High Speed Electric Burrs	5900	開顱及開脊椎手術硬組 織安全有效率切除	無	使用低速鑽及手搖 鑽增加開刀失敗風 險

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
神經外科、 骨科	FSZ031574001	MFSZ03FA03	佐美"防沾黏凝膠	FzioMed" Adhesion Barrier Gel	50000	本產品主要行程暫時性支機械屏障以避免組織沾黏的形成,本產品適用於後腰椎椎板切除術(Laminectomy)、腰椎椎板切開術(Laminotomy)或腰椎椎間盤切除術(discectomy)等術後，可減少疼痛、降低神經根病變、下肢虛弱及術後組織沾黏的發生、範圍擴大及惡化程度。勿將本產品注入血管內或讓它進入血管中。	手術可能引發的不良事件包括：發燒(發生於術後36 小時內)、發冷、疼痛、發紅、腫脹、搔癢、出血、瘀青、出血、血腫、血清腫	無
神經外科、 骨科	NEZ029454001	MNEZ029450	拋棄式皮下針狀電極	Disposable Subdermal Needle Electrode	240			
神經外科、 骨科、麻醉 疼痛科	TKZ029477001	MTKZ021775	"海利爾" 冷凝射頻切口探針組	" Halyard" COOLEF Cooled Radiofrequency pr	50000	以水冷式射頻方式中斷疼痛訊號來進行有效的疼痛控制	無	目前確實無健保給付品項可提供。
胸腔內科	CCZ032973001	MCCZ032500	"邁柯唯"橫膈膜電位導管	"Maquet" Edi catheter	19500	本產品是一種給予準備脫離呼吸器的病人較舒適的呼吸模式，減少病人與呼吸器不同步情形，進而增加病患拔管成功率與呼吸器使用天數。	橫膈膜電位導管的管灌腔比標準同尺寸的餵食管略小，施用營養品及治療藥物後可能造成結塊問題，必須用水沖洗橫膈膜電位導管的管灌腔。	市面上無同等品
骨科	CDY011315001	MCDY01010K	"靈威特"關節鏡手術引水導管	TUBE SET 10K ARTHRO INFLOW	2200	關節鏡手術中提供穩定壓力以抑制出血情況，利於手術進行	無	無

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	CDY013354001	MCDY01UP21	關節鏡手術注水幫浦用抽吸管	Tubing Set	3500	協助醫師在關節鏡手術中 維持病患關節腔壓力 (不容易出血) 同時可以保持畫面清晰 讓醫師手術過程效率更好 !	無	無
骨科	CDY022426001	MCDY025646	“史耐輝”關節鏡恆壓系統沖洗管	DYONICS25 INFLOW ONLY TUBE SET	4650	用於關節鏡手術，膝肩 髖關及小關節內沖洗液體的流量，以維持關節鏡壓力	無	無
骨科	FBZ000663001	MFBZ00U005	康膝人工膝關節：高耐磨聚乙烯髌骨植入物	UKNEE TOTAL KNEE SYSTEM:XPE PATELLA	41000	髌骨植入物有嵌入式及平置式兩種。材質由高交聯超高分子量聚乙烯製成，使用年限可延長4倍以上。可降低因磨耗導致的再置換率，除降低再次置換的醫療成本外，整體經濟效益可大幅提升。	同使用傳統襯墊之全人工膝關節置換手術可能的副作用:植入不當、植入物或體內骨、韌帶的鬆弛而引起脫位、半脫位、轉動、腿的長度變長或變短。脛骨、股骨或髌骨的骨折:手術中的骨折和再次手術、先天性畸形或已有嚴重骨質疏鬆症有關。感染、傷口敗血症、神經性疾病、心臟血管疾病、組織反應、皮膚結痂或傷口延遲癒合。	傳統之髌骨植入物，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯髌骨植入物，使用年限可延長4倍以上。除降低病人除降低再次置換的醫療成本外，也達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ001396003	MFBZ00U003	康膝人工膝關節: 高耐磨聚乙烯脛骨 關節面襯墊	U2 TOTAL KNEE SYSTEM:XPE TIBIAL INSERT	57000	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長4倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，除降低再次置換的醫療成本外，整體經濟效益可大幅提升。	1. 由上述禁忌症及注意事項中的某些因素所導致的植入物的鬆脫、彎曲、龜裂或斷裂等。2. 由於植入不當、植入物或體內骨、韌帶的鬆弛而引起的脫位、半脫位、轉動、腿的長度變長或變短。3. 脛骨、股骨或髌骨的骨折；手術中的骨折和再次手術、先天性畸形、或已有嚴重的骨質疏鬆症有關。4. 感染：包含急性的術後傷口感染及後來發生的深處傷口敗血症，還有關節滑膜炎。5. 神經性疼痛：特別是腓骨神經曾因外翻變形做過矯正者。6. 心臟血管疾病：傷口血腫、血栓性栓塞(包括靜脈栓塞以及肺栓塞)。7. 組織反應：組織對植入物產生異物反應，尤其是肥大關節炎之男性，未手術之前的活動角度很小或之前已有患過肌炎等，都很容易患骨化性肌炎，且之前已動過手術或	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ001396004	MFBZ00U004	康膝人工膝關節: 高耐磨聚乙烯脛骨 關節面襯墊 高貼 合式	U2 TOTAL KNEE SYSTEM:XPE TIBIAL INSERT,	80000	為符合ASTM F648[1]/ISO 5834[2]之 超高分子聚乙烯製成。 經過輻射照射及熱處理 製程的超高分子聚乙烯 可同時降低磨耗與氧化 的問題，延長產品的使 用壽命，降低病患需要 進行再置換手術的比 例。骨切量少，可保留 更多的骨本，更貼合的 關節面設計，接觸面積 大，減少襯墊磨損。高 交聯超高分子量聚乙烯 材質，除了降低病人對 墊片磨損之疑慮、提高 病人更換人工關節的意 願之外，也增進了病人 術後運動之意願及滿意 度。	植入不當、植入物或 體內骨、韌帶的鬆弛 而引起脫位、半脫 位、轉動、腿的長度 變長或變短。脛骨、 股骨或髌骨的骨折:手 術中的骨折和再次手 術、先天性畸形或已 有嚴重骨質疏鬆症有 關。感染、傷口敗血 症、神經性疾病、心 臟血管疾病、組織反 應、皮膚結痂或傷口 延遲癒合。	傳統治療方式之超 高分子聚乙烯墊片 ，仍有磨損之機會 ，新增之高交聯超 高分子量聚乙烯高 貼合式，UC墊片， 骨切量少，可保留 更多的骨本，更貼 合的關節面設計， 接觸面積大，減少 襯墊磨損,增加病人 之術後滿意度。
骨科	FBZ002662001	MFBZ00U002	康膝人工膝關節- 高耐磨聚乙烯脛骨 關節面襯墊穩定加 強型	U2 Total Knee System-XPE Tibial Insert,PSA	92000	適用於全人工膝關節置 換術，提供病患另一種 置換材料的選擇。實際 膝關節模擬磨耗試驗結 果也明顯證實高交聯超 高分子量聚乙烯墊片較 傳統墊片減少了76%的 磨損，假設病患在其他 條件都不改變的情況下 ，以同樣的生活習慣、 運動模式對膝關節磨耗 面做活動，墊片的使用 年限可延長4倍以上。 可降低因磨耗導致的再 置換率，除降低再次置 換的醫療成本外，整體 經濟效益可大幅提升。	同使用傳統襯墊之全 人工膝關節置換手術 可能的副作用:植入不 當、植入物或體內 骨、韌帶的鬆弛而引 起脫位、半脫位、轉 動、腿的長度變長或 變短。脛骨、股骨或 髌骨的骨折:手術中的 骨折和再次手術、先 天性畸形或已有嚴重 骨質疏鬆症有關。感 染、傷口敗血症、神 經性疾病、心臟血管 疾病、組織反應、皮 膚結痂或傷口延遲癒 合。	本公司實際膝關節 模擬磨耗試驗結果 也明顯證實高交聯 超高分子量聚乙烯 墊片較傳統墊片減 少了76%的磨損， 假設病患在其他條 件都不改變的情況 下，以同樣的生活 習慣、運動模式對 膝關節磨耗面做活 動，墊片的使用年 限可延長4倍以上。 可降低因磨耗導致 的再置換率，除降 低再次置換的醫療 成本外，整體經濟 效益可大幅提升。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ003103003	MFBZ00N000	尼諾斯注射式人工骨替代物(滅菌) 5cc	NuROs Injectable Bone Graft Substitute (	39000	適用於填充骨頭空隙或缺損，其強度足以支撐患部避免凹陷，填補於骨缺陷後能快速固化，且在骨頭癒合期間能被人體骨骼吸收取代。	1. 發現任何併發症的產生，可能需要再次手術或取出植入物。 2. 併發症包括但不限於： (1) 植入物毀損游移。 (2) 外觀輪廓變形。 (3) 植入部位組織萎縮。 (4) 水腫、紅腫及發炎反應。	健保給付品項療效比較說明書： 1.可注射使用，減少病患不適即感染風險 2.填補入骨缺損後，由於泥狀可塑形，故可與缺損面緊密連接 3.降解時間可達6個月，降解部位漸漸被新生骨所取代 4.可完全降解，被人體吸收

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ003129001	MFBZ00A013	愛派司下肢5.0骨釘骨板系統組	APS 5.0mm Locking Plate System	67000	APlus愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折提供較好的復位效果，本產品係由高抗疲勞強度鈦合金 (6Al4VTi) 所製成之解剖型互鎖式骨板系統。 1. 符合亞洲人解剖型骨板的形狀設計 2. 骨板有加壓式骨釘和雙向動力加壓螺洞，可針對骨斷裂處產生擠壓固定。 3. 骨板與骨釘有互鎖式(locking)功能，增加骨折復位後的穩定性。	無	1. 依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。 2. 骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。 3. 無必須彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會。 4. 骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度，可提早自主活動，增進生活品質。 5. 靠近關節部位骨板厚度較薄，能減少軟組織的刺激和傷害，骨頭功能恢復快。關節部份骨釘孔多，固定效果好，容易恢復，並且粉碎性骨折也可使用。 6. 鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金: (1) 具有高抗疲勞強度 (2) 高生物相容性 (3) 在人體內有高抗腐

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ003129002	MFBZ00A012	愛派司上肢4.0骨釘骨板系統組	APS 4.0mm Locking Plate System	63000	APlus 愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折提供較好的復位效果，本產品係由高抗疲勞強度鈦合金 (6Al4VTi) 所製成之解剖型互鎖式骨板系統。 1. 符合亞洲人解剖型骨板的形狀設計 2. 骨板有加壓式骨釘和雙向動力加壓螺洞，可針對骨斷裂處產生擠壓固定。 3. 骨板與骨釘有互鎖式(locking)功能，增加骨折復位後的穩定性。	無	1. 依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。 2. 骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。 3. 無必須彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會。 4. 骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度，可提早自主活動，增進生活品質。 5. 靠近關節部位骨板厚度較薄，能減少軟組織的刺激和傷害，骨頭功能恢復快。關節部份骨釘孔多，固定效果好，容易恢復，並且粉碎性骨折也可使用。 6. 鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金: (1) 具有高抗疲勞強度 (2) 高生物相容性 (3) 在人體內有高抗腐蝕強度 (4) 在體液中鈦合金表面會形成

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ003129004	MFBZ00A014	愛派司小型骨骨釘 骨板系統	APS Small Bone Locking Plate System	48000	APlus 愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折提供較好的復位效果，本產品係由高抗疲勞強度鈦合金 (6Al4VTi) 所製成之解剖型互鎖式骨板系統。 1. 符合亞洲人解剖型骨板的形狀設計 2. 骨板有加壓式骨釘和雙向動力加壓螺洞，可針對骨斷裂處產生擠壓固定。 3. 骨板與骨釘有互鎖式(locking)功能，增加骨折復位後的穩定性。	無	1. 依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。 2. 骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。 3. 無必須彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會。 4. 骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度，可提早自主活動，增進生活品質。 5. 靠近關節部位骨板厚度較薄，能減少軟組織的刺激和傷害，骨頭功能恢復快。關節部份骨釘孔多，固定效果好，容易恢復，並且粉碎性骨折也可使用。 6. 鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮 (6Al4VTi) 鈦合金: (1) 具有高抗疲勞強度 (2) 高生物相容性 (3) 在人體內有高抗腐蝕強度 (4) 在體液中鈦合金表面會形成

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ003129006	MFBZ00A016	愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組: 鎖定骨釘系統	APS Metal Plate & Screw System : Locking	7400	APlus 愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折提供較好的復位效果，本產品係由高抗疲勞強度鈦合金 (6Al4VTi) 所製成之解剖型互鎖式骨板系統。 1. 符合亞洲人解剖型骨板的形狀設計 2. 骨板有加壓式骨釘和雙向動力加壓螺洞，可針對骨斷裂處產生擠壓固定。 3. 骨板與骨釘有互鎖式(locking)功能，增加骨折復位後的穩定性。	無	1. 依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。 2. 骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。 3. 無必須彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會。 4. 骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度，可提早自主活動，增進生活品質。 5. 靠近關節部位骨板厚度較薄，能減少軟組織的刺激和傷害，骨頭功能恢復快。 關節部份骨釘孔多，固定效果好，容易恢復，並且粉碎性骨折也可使用。 6. 鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金: (1) 具有高抗疲勞強度 (2) 高生物相容性 (3) 在人體內有高抗腐蝕強度 (4) 在體液中鈦合金表面會形成
骨科	FBZ003129015	MFBZ003913	愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組: 橈尺骨手腕系統鎖定骨板	Radius Ulna Wrist System Locking plate	65000	獨特的三叉戟的設計，針對極遠端的橈尺骨骨折，有良好的固定效果。	無	近端圓鈍形尾端設計，減少軟組織刺激，便於微創手術植入。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ003129015	MFBZ00A017	愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:橈尺骨手腕系統鎖定骨	APS Metal Plate & Screw System : Radius U	58000	APlus愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折提供較好的復位效果，本產品係由高抗疲勞強度鈦合金 (6Al4VTi) 所製成之解剖型互鎖式骨板系統。 1. 符合亞洲人解剖型骨板的形狀設計 2. 骨板有加壓式骨釘和雙向動力加壓螺洞，可針對骨斷裂處產生擠壓固定。 3. 骨板與骨釘有互鎖式(locking)功能，增加骨折復位後的穩定性。	無	1. 依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。 2. 骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。 3. 無必須彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會。 4. 骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度，可提早自主活動，增進生活品質。 5. 靠近關節部位骨板厚度較薄，能減少軟組織的刺激和傷害，骨頭功能恢復快。關節部份骨釘孔多，固定效果好，容易恢復，並且粉碎性骨折也可使用。 6. 鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金: (1) 具有高抗疲勞強度 (2) 高生物相容性 (3) 在人體內有高抗腐蝕強度 (4) 在體液中鈦合金表面會形成

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ003129016	MFBZ00A022	腓骨遠端外側鎖定 骨板(雙?型)	FDH Locking Plate	64000	APlus愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折提供較好的復位效果，本產品係由高抗疲勞強度鈦合金 (6Al4VTi) 所製成之解剖型互鎖式骨板系統。 1. 符合亞洲人解剖型骨板的形狀設計 2. 骨板有加壓式骨釘和雙向動力加壓螺洞，可針對骨斷裂處產生擠壓固定。 3. 骨板與骨釘有互鎖式(locking)功能，增加骨折復位後的穩定性。	無	1. 依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。 2. 骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。 3. 無必須彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會。 4. 骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度，可提早自主活動，增進生活品質。 5. 靠近關節部位骨板厚度較薄，能減少軟組織的刺激和傷害，骨頭功能恢復快。關節部份骨釘孔多，固定效果好，容易恢復，並且粉碎性骨折也可使用。 6. 鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金: (1) 具有高抗疲勞強度 (2) 高生物相容性 (3) 在人體內有高抗腐

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ003129018	MFBZ00A021	脛骨近端內側鎖定 骨板(高位脛骨用)	HTO Tibia Locking Plate	89000	APlus 愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折提供較好的復位效果，本產品係由高抗疲勞強度鈦合金 (6Al4VTi) 所製成之解剖型互鎖式骨板系統。 1. 符合亞洲人解剖型骨板的形狀設計 2. 骨板有加壓式骨釘和雙向動力加壓螺洞，可針對骨斷裂處產生擠壓固定。 3. 骨板與骨釘有互鎖式(locking)功能，增加骨折復位後的穩定性。	無	1. 依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。 2. 骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。 3. 無必須彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會。 4. 骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度，可提早自主活動，增進生活品質。 5. 靠近關節部位骨板厚度較薄，能減少軟組織的刺激和傷害，骨頭功能恢復快。 關節部份骨釘孔多，固定效果好，容易恢復，並且粉碎性骨折也可使用。 6. 鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金：(1) 具有高抗疲勞強度 (2) 高生物相容性 (3) 在人體內有高抗腐蝕強度 (4) 在體液中鈦合金表面會形成
骨科	FBZ003129018	MFBZ00A115	愛派司金屬鎖定骨 板骨釘系統組:脛 骨近端內側鎖定骨 板	APS METAL PLATE&SCRE W SYSTEM : HTO Tibia	150000	經由客製化手術導板以矯正膝關節內翻的生物力學軸線。	無	經由手術後減低內側股骨髁與脛骨平台關節面的壓力，以提供膝關節內側磨損軟骨修復再生的環境。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ003129019	MFBZ00A006	愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:肱尺骨手肘系統鎖定骨	APS Metal Plate & Screw System : Humerus	63000	APlus愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折提供較好的復位效果，本產品係由高抗疲勞強度鈦合金 (6Al4VTi) 所製成之解剖型互鎖式骨板系統。 1. 符合亞洲人解剖型骨板的形狀設計 2. 骨板有加壓式骨釘和雙向動力加壓螺洞，可針對骨斷裂處產生擠壓固定。 3. 骨板與骨釘有互鎖式(locking)功能，增加骨折復位後的穩定性。	無	1. 依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。 2. 骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。 3. 無必須彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會。 4. 骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度，可提早自主活動，增進生活品質。 5. 靠近關節部位骨板厚度較薄，能減少軟組織的刺激和傷害，骨頭功能恢復快。關節部份骨釘孔多，固定效果好，容易恢復，並且粉碎性骨折也可使用。 6. 鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金: (1) 具有高抗疲勞強度 (2) 高生物相容性 (3) 在人體內有高抗腐

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ003129020	MFBZ00A018	遠端鎖骨?鎖定骨板(螺旋蛇型)	CAS Clavicle Locking Plate	60000	APlus 愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折提供較好的復位效果，本產品係由高抗疲勞強度鈦合金 (6Al4VTi) 所製成之解剖型互鎖式骨板系統。 1. 符合亞洲人解剖型骨板的形狀設計 2. 骨板有加壓式骨釘和雙向動力加壓螺洞，可針對骨斷裂處產生擠壓固定。 3. 骨板與骨釘有互鎖式(locking)功能，增加骨折復位後的穩定性。	無	1. 依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。 2. 骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。 3. 無必須彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會。 4. 骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度，可提早自主活動，增進生活品質。 5. 靠近關節部位骨板厚度較薄，能減少軟組織的刺激和傷害，骨頭功能恢復快。關節部份骨釘孔多，固定效果好，容易恢復，並且粉碎性骨折也可使用。 6. 鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金: (1) 具有高抗疲勞強度 (2) 高生物相容性 (3) 在人體內有高抗腐蝕強度 (4) 在體液中鈦合金表面會形成

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ003129022	MFBZ00A009	直式加壓骨板(迷你型)	1.5mm Mini L Locking Plate	46000	APlus愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折提供較好的復位效果，本產品係由高抗疲勞強度鈦合金 (6Al4VTi) 所製成之解剖型互鎖式骨板系統。 1. 符合亞洲人解剖型骨板的形狀設計 2. 骨板有加壓式骨釘和雙向動力加壓螺洞，可針對骨斷裂處產生擠壓固定。 3. 骨板與骨釘有互鎖式(locking)功能，增加骨折復位後的穩定性。	無	1. 依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。 2. 骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。 3. 無必須彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會。 4. 骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度，可提早自主活動，增進生活品質。 5. 靠近關節部位骨板厚度較薄，能減少軟組織的刺激和傷害，骨頭功能恢復快。關節部份骨釘孔多，固定效果好，容易恢復，並且粉碎性骨折也可使用。 6. 鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金: (1) 具有高抗疲勞強度 (2) 高生物相容性 (3) 在人體內有高抗腐

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ003129027	MFBZ00A023	跟骨外側骨板(迷你型)	2.0mm Mini straight Locking Plate	46000	APlus愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折提供較好的復位效果，本產品係由高抗疲勞強度鈦合金 (6Al4VTi) 所製成之解剖型互鎖式骨板系統。 1. 符合亞洲人解剖型骨板的形狀設計 2. 骨板有加壓式骨釘和雙向動力加壓螺洞，可針對骨斷裂處產生擠壓固定。 3. 骨板與骨釘有互鎖式(locking)功能，增加骨折復位後的穩定性。	無	1. 依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。 2. 骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。 3. 無必須彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會。 4. 骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度，可提早自主活動，增進生活品質。 5. 靠近關節部位骨板厚度較薄，能減少軟組織的刺激和傷害，骨頭功能恢復快。關節部份骨釘孔多，固定效果好，容易恢復，並且粉碎性骨折也可使用。 6. 鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金: (1) 具有高抗疲勞強度 (2) 高生物相容性 (3) 在人體內有高抗腐蝕強度 (4) 在體液中鈦合金表面會形成

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ003129040	MFBZ00A015	愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統/骨盆鎖定骨板	APS Metal Plate & Screw System : Pelvic	65000	APlus 愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折提供較好的復位效果，本產品係由高抗疲勞強度鈦合金 (6Al4VTi) 所製成之解剖型互鎖式骨板系統。 1. 符合亞洲人解剖型骨板的形狀設計 2. 骨板有加壓式骨釘和雙向動力加壓螺洞，可針對骨斷裂處產生擠壓固定。 3. 骨板與骨釘有互鎖式(locking)功能，增加骨折復位後的穩定性。	無	1. 依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。 2. 骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。 3. 無必須彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會。 4. 骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度，可提早自主活動，增進生活品質。 5. 靠近關節部位骨板厚度較薄，能減少軟組織的刺激和傷害，骨頭功能恢復快。關節部份骨釘孔多，固定效果好，容易恢復，並且粉碎性骨折也可使用。 6. 鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金: (1) 具有高抗疲勞強度 (2) 高生物相容性 (3) 在人體內有高抗腐蝕強度 (4) 在體液中鈦合金表面會形成
骨科	FBZ003457001	MFBZ00BST0	“寶楠”先鋒脊椎固定系統-天梯系列連結桿(短節)	Trend Spinal Fixation System STEP Series	30000	固定及穩定脊椎椎段，協助提供胸椎、腰椎、或薦椎融合的輔助固定。產品是由多種形狀和尺寸的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成。	無	無

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ003457007	MFBZ00BST4	“寶楠”先鋒脊椎固定系統-天梯系列 二節(Peek桿-短節)	Trend Spinal Fixation System-STEP Series	86000	本產品是由多種形狀和尺寸的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，如同其他脊椎系統的植入組件，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做，適用於腰椎，椎體L1~S1節段。	無	無
骨科	FBZ003457008	MFBZ00BST6	“寶楠”先鋒脊椎固定系統-天梯系列 三節(Peek桿-短節)	Trend Spinal Fixation System-STEP Series	109000	本產品是由多種形狀和尺寸的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，如同其他脊椎系統的植入組件，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做，適用於腰椎，椎體L1~S1節段。	無	無
骨科	FBZ004051004	MFBZ00BMS5	“寶楠”阿姆斯壯脊椎後路固定系統-元素萬向微創釘	Armstrong Posterior Spinal Fixation Syst	24000	固定及穩定脊椎椎段，協助提供胸椎、腰椎、或薦椎融合的輔助固定器材。由多種形狀和尺寸的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，如同其他脊椎系統的植入組件，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無	無

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ004051005	MFBZ00BMS2	“寶楠”阿姆斯壯 脊椎後路固定系統:微創系列 二節	Armstrong Posterior Spinal Fixation System:MISS Screw System	86000	固定及穩定脊椎椎段， 協助提供胸椎、腰椎、 或薦椎融合的輔助固定 器材。由多種形狀和尺 寸的脊椎固定桿、骨 釘、和鎖定螺絲組成， 如同其他脊椎系統的植 入組件，可嵌入各式構 造，並可依據個案的不 同而量身訂做。	無	無
骨科	FBZ004051006	MFBZ00BMS3	“寶楠”阿姆斯壯 脊椎後路固定系統:微創系列 三節	Armstrong Posterior Spinal Fixation Syst	109000	固定及穩定脊椎椎段， 協助提供胸椎、腰椎、 或薦椎融合的輔助固定 器材。由多種形狀和尺 寸的脊椎固定桿、骨 釘、和鎖定螺絲組成， 如同其他脊椎系統的植 入組件，可嵌入各式構 造，並可依據個案的不 同而量身訂做。	無	無

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ004068002	MFBZ00BMSC	“寶楠”格拉夫椎間填充塊 (微創手術用)-C型	G-Type Intervertebral Spacer-C Ring (MIS	47000	用於腰椎之椎間盤退化病變之融合固定手術，以提供支撐及固定，本產品有一個狹長中空之孔洞，並有多重曲面，是由單一方塊製成，在箭形翼狀的外觀有鏤空的設計。本產品為腰椎椎體間植入物，使用聚醚醚酮 (PEEK)，搭配定位追蹤顯影Mark Pin，並且所使用之器械均針對本植入物而特別設計。用於椎間盤的外科植入物。這是一種體內融合器，其主要功能是藉由體內撐開術對神經壓迫點進行減壓，並促進椎間盤融合。	可能的不良影響：手術醫師應在術前將可能發生之不良影響告知病患：因植入物引起之疼痛及（或）異物感 原發性及（或）續發性的感染 因手術創傷造成神經受損 延遲癒合或不癒合 對植入物之材質過敏 植入物之抗力作使骨密度降低	無

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ004090001	MFBZ00BMS0	“寶楠”彎月式椎間填充塊(微創手術用)	New Moon Intervertebral Spacer (MIS)	89000	用於腰椎之椎間盤退化病變之融合固定手術，以提供支撐及固定。本產品為腰椎椎體間植入物，本植入物使用符合ASTM F226醫療等級之聚醚醚酮(PEEK)材質以及符合ISO5832-3鈦合金材質，搭配定位追蹤顯影Mark Pin使用符合ISO5832-2純鈦材質。預先在本產品置入人工骨或自體骨是可以使填充塊上、下椎底椎板產生有效的融合。所使用之器械均針對本植入物而特別設計。為得到良好的效果，除非有特別標示，否則不可將彎月式椎間填充塊的任何零組件與其他系統或廠牌混合使用。正如所有的骨科和神經外科植入器材彎月式椎間填充塊的任何零組件在任何情況下不應重覆使用。	間接或可能的副作用 假關節 植入物下沉、位移或植入物失效。 原發性及(或)續發性的感染 對植入物之材質過敏	無
骨科	FBZ005273002	MFBZ000004	保諾士可注射型人工骨填充物(含操作工具)-3cc	Pross Injectable Bone Void Filler(Includ	32500	本產品為一高強度注射式人工骨，具有優異的臨床操作性及可塑性，可直接填入或以注射方式填補於骨空隙或骨缺損中，填入後會逐漸硬化，於硬化過程中放熱溫度低，不傷週邊組織，與骨骼組織密合度良好。	傷口併發症如血腫、部分滲出液、骨折、感染和其他術後可能併發症。植入物的破裂及擠壓產生的碎片。因外來植入物產生的過敏或發炎反應。術後骨骼畸形。骨縫隙間的骨質內生不完全。	傳統健保人工代用骨為顆粒型態，具骨傳導作用填補於缺損處;本特材為可注射式人工骨，與液體接觸不易崩散，填入後可與骨骼緊密結合，並提供硬度。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ005273003	MFBZ000001	保諾士可注射型人工骨填充物(含操作工具)-5cc	Pross Injectable Bone Void Filler(Includ	45000	顆粒狀人工骨,由磷酸鈣及硫酸鈣組成	極少數患者可能有患處紅腫,或其他一般手術會碰到的副作用	傳統健保人工代用骨為顆粒型態,具骨傳導作用填補於缺損處;本特材為可注射式人工骨,與液體接觸不易崩散,填入後可與骨骼緊密結合,並提供硬度。
骨科	FBZ005480002	MFBZ00U001	康膝人工膝關節-抗氧化高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯	U2 Total Knee System-E-XPE Tibial Insert	103000	E-XPE材料係建構於高交聯度聚乙烯材料上的技術。將維他命E混和進入原基材之中成型,並透過伽瑪射線(gamma ray)照射的方式,提高聚乙烯材料分子鏈間的交聯(cross-link)程度。由於維他命E的特性,可持續中和材料內的自由基,避免材料氧化,且在植入體內後仍能持續消除於體內環境中產生的自由基,達到長期抵抗氧化的功效。由於不需進行熱處理消滅自由基,E-XPE材料相較於XPE可提升2%的機械強度,且在老化測試下提升4倍的抗磨耗能力,是為大幅提升醫療品質的優質選擇。	同使用傳統襯墊之全人工膝關節置換手術可能的副作用:植入不當、植入物或體內骨、韌帶的鬆弛而引起脫位、半脫位、轉動、腿的長度變長或變短。脛骨、股骨或髌骨的骨折:手術中的骨折和再次手術、先天性畸形或已有嚴重骨質疏鬆症有關。感染、傷口敗血症、神經性疾病、心臟血管疾病、組織反應、皮膚結痂或傷口延遲癒合。	由於產品設計幾何外型並無不同,故在術後功能性表現的恢復與使用原舊有材料製作的產品雷同。然而在長期使用下,使用E-XPE材料之元件具有強大的抗老化效果,除具有更優異的抗磨耗表現外,更因磨耗減少而降低骨溶蝕及元件鬆脫的風險,因此可長時間維持功能性表現。此外,E-XPE材料較高之機械強度,也降低元件因疲勞性損傷(fatigue damage)造成手術失敗的風險。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ005480003	MFBZ001515	"聯合"康膝人工膝關節-抗氧化高耐磨聚乙烯髌骨植入物	"UNITED" U2 Total Knee System-E-XPE Patella	72000	有嵌入式與平置是兩種，都是圓頂形設計。E-XPE材料係建構於高交聯度聚乙烯材料上的技術。將維他命E混和進入原基材之中成型，並透過伽瑪射線照射的方式，提高聚乙烯材料分子鏈間之交聯程度。由於維他命E的特性，可持續中和材料內的自由基，避免材料氧化，且在植入體內後仍能持續消除於體內環境中產生的自由基，達到長期抵抗氧化的功效。E-XPE材料有較佳機械強度與抗磨耗能力，是為大幅提升醫療品質的優質選擇。	植入不當、植入物或體內骨、韌帶的鬆弛而引起脫位、半脫位、轉動、腿的長度變長或變短。脛骨、股骨或髌骨的骨折:手術中的骨折和再次手術、先天性畸形或已有嚴重骨質疏鬆症有關。感染、傷口敗血症、神經性疾病、心臟血管疾病、組織反應、皮膚結痂或傷口延遲癒合。	使用E-XPE材料之元件具有強大的抗老化效果，除具有更優異的抗磨耗表現外，更因磨耗減少而降低骨溶蝕及元件鬆脫的風險，因此可長時間維持功能性表現。此外，E-XPE材料較高之機械強度，也降低元件因疲勞性損傷造成手術失敗的風險。
骨科	FBZ006187001	MFBZ003H8H	泰德瑞骨釘骨板系統-鎖骨鎖定骨板系列3H~8H	Tandry Locking Plate System-Small Bone Locking Plate System	54000	材質：鈦金屬，功能：具鎖定功能，並符合人體解剖學設計 新型鎖定骨板，骨板與骨釘可互鎖，提供良好的固定效果，骨板本身採用符合人體解剖學的形狀設計，大幅縮短手術時間，針對粉碎性骨折的病患，提供更好的固定效果。	1. 對於植入物有過敏反應。 2. 血液循環系統障礙致使癒合遲緩。 3. 選擇錯誤的植入物或骨接合術產生超過負荷所導致的植入物失敗。 4. 植入物而引發的疼痛。	材質：不銹鋼，功能：傳統加壓設計，無鎖定功能 傳統骨板為非曲型骨板，術中需經過醫師折彎後，才能與病患的骨頭貼合，大幅增加手術時間，且固定效果差，容易發生二次手術之必要。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ006187002	MFBZ00TL03	泰德瑞骨釘骨板系統-上肢鎖定骨板系列3H~12H	Tandry Locking Plate System-Small Bone Locking Plate System	70000	材質：鈦金屬，功能：具鎖定功能，並符合人體解剖學設計 新型鎖定骨板，骨板與骨釘可互鎖，提供良好的固定效果，骨板本身採用符合人體解剖學的形狀設計，大幅縮短手術時間，針對粉碎性骨折的病患，提供更好的固定效果。	1. 對於植入物有過敏反應。 2. 血液循環系統障礙致使癒合遲緩。 3. 選擇錯誤的植入物或骨接合術產生超過負荷所導致的植入物失敗。 4. 植入物而引發的疼痛。	材質：不銹鋼，功能：傳統加壓設計，無鎖定功能 傳統骨板為非曲型骨板，術中需經過醫師折彎後，才能與病患的骨頭貼合，大幅增加手術時間，且固定效果差，容易發生二次手術之必要。
骨科	FBZ006187003	MFBZ00TL2H	泰德瑞骨釘骨板系統-長骨鎖定骨板系列2H~20H	Tandry Locking Plate System-Small Bone Locking Plate System	54000	材質：鈦金屬，功能：具鎖定功能，並符合人體解剖學設計 新型鎖定骨板，骨板與骨釘可互鎖，提供良好的固定效果，骨板本身採用符合人體解剖學的形狀設計，大幅縮短手術時間，針對粉碎性骨折的病患，提供更好的固定效果。	1. 對於植入物有過敏反應。 2. 血液循環系統障礙致使癒合遲緩。 3. 選擇錯誤的植入物或骨接合術產生超過負荷所導致的植入物失敗。 4. 植入物而引發的疼痛。	材質：不銹鋼，功能：傳統加壓設計，無鎖定功能 傳統骨板為非曲型骨板，術中需經過醫師折彎後，才能與病患的骨頭貼合，大幅增加手術時間，且固定效果差，容易發生二次手術之必要。
骨科	FBZ006187004	MFBZ002H12	泰德瑞骨釘骨板系統-小骨鎖定骨板系列2H~12H	Tandry Locking Plate System-Small Bone Locking Plate System	54000	材質：鈦金屬，功能：具鎖定功能，並符合人體解剖學設計 新型鎖定骨板，骨板與骨釘可互鎖，提供良好的固定效果，骨板本身採用符合人體解剖學的形狀設計，大幅縮短手術時間，針對粉碎性骨折的病患，提供更好的固定效果。	1. 對於植入物有過敏反應。 2. 血液循環系統障礙致使癒合遲緩。 3. 選擇錯誤的植入物或骨接合術產生超過負荷所導致的植入物失敗。 4. 植入物而引發的疼痛。	材質：不銹鋼，功能：傳統加壓設計，無鎖定功能 傳統骨板為非曲型骨板，術中需經過醫師折彎後，才能與病患的骨頭貼合，大幅增加手術時間，且固定效果差，容易發生二次手術之必要。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ006187005	MFBZ00TL02	泰德瑞骨釘骨板系統-下肢鎖定骨板系列2H~20H	Tandry Locking Plate System-Small Bone Locking Plate System	70000	材質：鈦金屬，功能：具鎖定功能，並符合人體解剖學設計 新型鎖定骨板，骨板與骨釘可互鎖，提供良好的固定效果，骨板本身採用符合人體解剖學的形狀設計，大幅縮短手術時間，針對粉碎性骨折的病患，提供更好的固定效果。	1. 對於植入物有過敏反應。 2. 血液循環系統障礙致使癒合遲緩。 3. 選擇錯誤的植入物或骨接合術產生超過負荷所導致的植入物失敗。 4. 植入物而引發的疼痛。	材質：不銹鋼，功能：傳統加壓設計，無鎖定功能 傳統骨板為非曲型骨板，術中需經過醫師折彎後，才能與病患的骨頭貼合，大幅增加手術時間，且固定效果差，容易發生二次手術之必要。
骨科	FBZ006190001	MFBZ004065	愛派司矛型微型鎖定骨板系統	APS Spear Locking Plate System-Spear Locking Plate	53800	適用於掌趾骨重建手術、掌趾骨之矯型及掌趾骨折固定，能符合病人不同解剖構造上的需求。		本產品為配合骨釘使用之固定用醫材，其依據解剖學及掌趾骨之矯型會恢復原理設計，鎖定骨板由鈦合金(Ti6AL4V)製成，不可搭配其他材質使用。
骨科	FBZ006305001	MFBZ002528	“脊固立”可擴張椎體強化系統	"Tripod-Fix"Vertebral Body Augmantation System	136350	本產品用於椎體擴張成型術，用微創手術進行，以緩解或消除椎體骨折壓迫所造成的疼痛。產品設計為三維立體撐開結構之植體。植體撐開擴張時能有效撐開骨小樑，形成三維立體空間，能灌入更多骨水泥，有效恢復因壓迫性骨折所造成的椎體塌陷。植體為永久植入，因三維立體的專利結構設計，也提供一個安全、不易傾斜的穩定支撐效果，避免二次的塌陷與手術風險。	• 對麻醉的不良反應。 • 過敏、發炎、感染。 • 疼痛或不適、無法進行日常活動。 • 骨水泥滲漏、植入物故障而需檢查或移除。	無相同療效之健保品

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ006926001	MFBZ000100	擎力美賽諾斯生物可吸收骨替代材料-1cc	XeliteMed CeraOss Bioactive Synthetic Putty- 1cc	35000	本產品是一種骨替代材料，主要材料組成包括磷酸三鈣及生物活性玻璃45S5。本產品具骨引導性 (Osteoconductive)，在骨組織中可逐漸被人體吸收並由新生骨取代，達成骨損傷修復目的。	當併發症產生時，可能需再次手術或取出植入物。副作用及併發症包括但不限於: 1. 手術部位的骨骼發生變形 2. 傷口併發症，包括水腫、血腫、手術部位受損、傷口感染、骨骼破裂、以及其他手術過程常見的併發症 3. 植入物失去、前突和/或移位 4. 植入部位組織萎縮	1. 健保給付品項不含生物活性玻璃，本產品含生物活性玻璃，可加強骨修復效果。2. 健保給付品項無法塑型且無抗沖刷能力，本產品可依臨床需求進行塑型且具抗沖刷能力。2. 健保給付品項於骨缺損處無法緊密貼合周圍骨組織，本產品可與植骨處周圍骨組織緊密貼合，減少空隙。
骨科	FBZ007071001	MFBZ001620	"亞太醫療"立掌鎖定骨板系統	"SYNTEC" HP Locking Plate System	54600	本骨板主要用於手部、腕關節、手指、足部、踝關節、腳趾、肘突和其他適用本產品尺寸的骨頭部位之骨折、重建手術、融合、重建(切骨術)和不癒合之穩定與固定。	代謝或系統性骨失調可能影響骨癒合或傷口癒合	傳統鋼板與骨頭密合度、服貼度不佳，因此不太適用於各部位關節患處，容易造成鋼板鬆動，螺釘抓附力不夠易鬆脫，造成需要進行二次手術之風險提升。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ007375001	MFBZ001455	“美立恒”群美人工骨-5g	“Medlion” Dreammed Bone Substitute	68900	因手術、外傷、感染、腫瘤切除以及關節重建等原因造成的骨缺損時所需之骨填充替代物。本產品適用於填充骨缺陷，其強度足以支撐患部避免凹陷，但不具有穩定骨骼之功效。填補於骨缺陷後能夠快速固化，且在骨癒合期間能被人體吸收取代	如出現任何禁忌時，施用前需經由專業醫事人員審慎評估。禁忌症包括但不限於：需反覆承受應力之部位。嚴重感染之傷口或周邊部位。無法支撐骨水泥施用之脆弱部位。骨骼尚未發育完全之患者。罹患骨骼代謝相關疾病之患者。孕婦或哺乳中的婦女。由於疾病或先天性畸形導致骨骼怪異或缺損之患者。罹患免疫系統或任何施用後會導致傷口治癒速度減緩之患者。發現任何併發症的產生，可能需要再次手術或取出植入物。併發症包括但不限於：1. 植入物毀損游移。2. 外觀輪廓變形。3. 植入部位組織萎縮。4. 水腫、紅腫及發炎反應。	1.可採用微創注射使用，減少病患不適及感染風險。2.具備高黏度流動性，可完全與不規則面緊密連接。3.搭配骨癒合時間控制降解速率，置於人體6-12個月後可完整降解吸收；而空隙部位可引導新生骨生長。4.可完全降解，被人體吸收。5.不具備異體組織，無感染或是傳染病風險。
骨科	FBZ007513002	MFBZ00Z003	超耐磨脛骨人工墊片 (AB12,CD12,CD34,EF34,EF56,GH56,G	Prolong Insert	57000	有效減少磨損	PE材質損耗	耐磨程度遠高於健保墊片
骨科	FBZ007804001	MFBZ004120	"信迪思" 2.4:5.0鎖定螺絲	英文品名 "Synthes" Locking Screw 2.4:5.0mm	3900	鎖定螺釘可提供較佳的固定效果	異物感	提供更加穩定性，病患可提早活動，避免併發症

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ007815004	MFBZ00S000	鈦合金鎖定加壓骨板	LCP 3.5	48000	與骨骼接觸面採小面積接觸設計，可減輕對外骨膜的壓迫，保存血液供應,加速骨骼癒合結構角度穩定，絕不鬆脫，適用骨質疏鬆病患及粉碎性骨折可配合微創經皮植接骨術(MIPO)，手術傷口小且美觀，康復較快材質為高強度鈦金屬，質輕，與人體相容性高，且術後不影響MRI檢查	異物感	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症
骨科	FBZ007815005	MFBZ000106	鎖定鎖骨骨勾加壓骨板	LCP HOOK	50000	為鎖骨斷裂專用骨板,針對遠端鎖骨骨折或脫臼設計，利用骨板之鈎狀凸固定關節，維持正常的角度，有別於傳統的骨釘固定效果，符合人體工學設計，使用時相當安全且可縮減手術時間。	異物感	提供較高穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症
骨科	FBZ007815014	MFBZ00S002	股骨脛骨微創骨折內固定系統	LISS	77000	限中文不同於傳統治療的骨釘骨板,以微創手術(MIPO)針對股骨下端的閉鎖性及開放性骨折'人工關節置換術後骨折及末端粉碎性骨折卓有成效,對患者組織破壞少,感染率低,快速痊癒傷口美觀.	異物感	提供較穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ007815016	MFBZ000265	鈦合金跟骨鎖定骨板	Calcaneal Locking Plate	63000	鈦合金遠端跟骨鎖定骨板針對骨幹骺端至關節的不平整部位提供了人體工學設計，預先以骨骼解剖造型的單一部位專用骨板，可以克服傳統骨板造型的死角，不再需要在術中耗時費心折彎，也避免減損骨板強度節省手術時間有助病患康復。	異物感	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症
骨科	FBZ007815019	MFBZ00S003	信迪思"4.5/5.0mm 鎖定加壓骨板	LCP 4.5/5 broad curve	48000	與骨骼接觸面採小面積接觸設計，可減輕對外骨膜的壓迫，保存血液供應,加速骨骼癒合結構角度穩定，絕不鬆脫，適用骨質疏鬆病患及粉碎性骨折可配合微創經皮植接骨術(MIPO)，手術傷口小且美觀，康復較快材質為高強度鈦金屬，質輕，與人體相容性高，且術後不影響MRI檢查	異物感	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症
骨科	FBZ008694001	MFBZ00S142	“施樂輝”全膝關節系統 - 氧化鋯股骨	Smith & Nephew Orthopaedic" Genesis Tot	150000	1.工具操作更方便、植入物設計符合生理解剖構造2.病人術後活動彎曲活動程度良好3.可依病人狀況搭配另外的股骨組件	1.植入物組件的鬆動、彎曲、裂縫貨斷裂。植入物斷裂可能在創傷、劇烈活動、不適當的對準或使用壽命期間發生。2.脛骨、股骨或臍骨斷裂。3.急性術後感染或深部感染或滑膜炎。4.外皮壞死或傷口遲發性癒合。5.血管損傷。	OXINUM(鈷鉍合金)股骨元件的專利設計，俱有陶瓷材料一樣的抗磨損特性，同時保有較好的整體強度。其對聚乙烯墊片磨損相較於健保品降低89%，有利於延長人工膝關節的體內存留時間。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ009500003	MFBZ00Z001	近端外側脛骨互鎖式骨板	Proximal Lateral Tibia locking plate	60000	1. 人體工學超薄設計 2. 互鎖式螺釘 3. 不鏽鋼材質	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。 不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。 對裝置材料過敏及其他反應。	骨板材質較硬,互鎖式螺釘提供3倍的固定力,關節面周邊做削薄設計,較不易有異物感,癒合速度較快可提早回復行動力
骨科	FBZ009500004	MFBZ00Z005	遠端外側脛骨互鎖式骨板	Distal Lateral Tibia locking plate	60000	1. 人體工學超薄設計 2. 互鎖式螺釘 3. 不鏽鋼材質	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。 不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。 對裝置材料過敏及其他反應。	骨板材質較硬,互鎖式螺釘提供3倍的固定力,關節面周邊做削薄設計,較不易有異物感,癒合速度較快可提早回復行動力
骨科	FBZ009500004	MFBZ00Z004	遠端內側脛骨互鎖式骨板	Distal Medial Tibia locking plate	60000	1. 人體工學超薄設計 2. 互鎖式螺釘 3. 不鏽鋼材質	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。 不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。 對裝置材料過敏及其他反應。	骨板材質較硬,互鎖式螺釘提供3倍的固定力,關節面周邊做削薄設計,較不易有異物感,癒合速度較快可提早回復行動力

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ009500006	MFBZ00Z002	近端肱骨互鎖式骨板	Proximal Humerus locking plate	60000	1. 人體工學超薄設計 2. 互鎖式螺釘 3. 不鏽鋼材質	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。 不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。 對裝置材料過敏及其他反應。	骨板材質較硬,互鎖式螺釘提供3倍的固定力,關節面周邊做削薄設計,較不易有異物感,癒合速度較快可提早回復行動力
骨科	FBZ012620001	MFBZ010200	"歐式"延長外固定器組	"Orthofix " Paediatric LRS Kit	160000			支架堅固不易變形,可矯正延長,不同部位有特殊固定夾可以更換,更有效的針對病人骨折、延長、矯正做治療
骨科	FBZ013894001	MFBZ02Z023	恩希比遠端外側股骨互鎖式骨板	NCB Distal Lateral Femur	63000	1. 人體工學超薄設計 2. 多角度互鎖式螺釘 3. 鈦合金材質 4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。 不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。 對裝置材料過敏及其他反應。	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力
骨科	FBZ017775001	MFBZ01J008	微博微創中空脊椎固定螺釘	Viper Screw	19000	1、傷口小,出血量減少。 2、減低手術的創傷及感染的機會。 3、復原快、住院時間縮短。	疼痛、不適或異物感	由於手術方式不同,所以破壞肌肉層較少,固病人術後幾天後就可以下床活動
骨科	FBZ017775003	MFBZ01J009	微博微創中空螺絲脊椎固定器二節	VIPER 2L	94000	1、傷口小,出血量減少。 2、減低手術的創傷及感染的機會。 3、復原快、住院時間縮短。	疼痛、不適或異物感	由於手術方式不同,所以破壞肌肉層較少,固病人術後幾天後就可以下床活動

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ018914001	MFBZ01T001	小型鎖定加壓骨板	CHAND	53000	依骨骼解剖預先造型小型鎖定加壓骨板及骨釘使得結構角度穩定，避免減損骨板強度，節省接骨治療手術時間，術中可靈活選擇，提供多種治療方法，有助病患康復。	異物感	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症
骨科	FBZ018914003	MFBZ014010	"信迪思"2.0mm 鎖定骨螺釘	"Synthes"2.0mm LCP locking screw	3900	鎖定螺釘可提供較佳的固定效果		提供更加穩定性，病患可提早活動，避免併發症
骨科	FBZ019220002	MFBZ010010	近端尺骨互鎖式骨板(鷹嘴)	Proximal Ulna locking plate	74000	鷹嘴突鎖定加壓骨板專為近端尺骨設計，符合解剖構造及形狀，提供穩定的支撐並減少周邊軟組織的刺激。 a. 解剖預塑造型設計，服貼於骨頭表面。b. 鎖定加壓孔設計，在近端提供夠多孔洞以供骨折塊的固定。c. 可採用微創方式置入。	異物感	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症
骨科	FBZ019220004	MFBZ01T000	肱骨下端內外側鎖定骨板	DHP	78000	LCP肱骨遠端鎖定加壓接骨板是LCP肘部鎖定骨板系列的一部分。該系列解剖型接骨板和成角穩定的鎖定螺釘設計保證肱骨遠端的穩定固定，尤其適用於骨質疏鬆患者。並結合高品質、人性化設計的手術器械，有效降低高難度外科手術的風險。	異物感	不可與不銹鋼材質內植物混用

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ019220005	MFBZ01T002	菲樂士鎖定加壓骨板	PHILOS	73000	針對遠端脛骨骨折所設計，對於踝關節面可提供穩固的支撐，並服貼於脛骨。可為脛骨關節面及骨幹骨折提供良好的固定，縮短骨折癒合時間，脛骨骨板的特殊塑形，可減低軟組織刺激。	異物感	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症
骨科	FBZ019261001	MFBZ010012	動力加壓骨板組	LCP DHS SYSTEM	72000	可不必將骨折部位打開，以較小傷口方式置入植入物，提供穩定支撐手術後可以較快下床行走。新式的螺旋刀片抗螺旋效果佳，分散應力，避免植入位置破裂，骨鬆患者無需移除骨質，穩定度大為提高。	異物感	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症
骨科	FBZ019340001	MFBZ01WBSS	“瑞德”拜奧屈距骨下關節植入系統	“Wright” Bioarch Subtalar Implant Syst	39000	1. 為鈦合金鈍螺紋中空植入物2. 專門設計給距下關節限制手術 (Subtalar Arthroereisis Implants)使用3. 產品設計符合解行解剖結構, 植入Sinus tarsi之中	感染。因植入物的存在而造成的疼痛、不適或異常感。	無

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ019480005	MFBZ01M007	奧斯特補骨洞去礦化異體植骨：泥膠0.5cc	Osteotech Grafton Demineralized Bone Mat	18000	“補骨洞”去礦化骨基質可以如自體植骨或異體骨塊(去礦化冷凍乾骨)般單獨使用，或與異體植骨或自體植骨或骨髓混合成植骨塊來使用。本產品只含成骨過程必須的生長因子，能在癒合過程中被宿主骨頭吸收、重塑並取代之。	使用去礦化異體植骨在植骨手術上，風險與傳統使用人工骨基本相同，這是因為兩種手術的主要步驟完全相同。	健保給付方案取用自體骨或健保人工骨進行手術。取用自體骨有術後取骨處傷口感染或傷口不癒合的風險。人工骨則有困難手術術後植骨成功率較低；因健保人工骨不含成骨過程必須之生長因子，而“補骨洞”含此因子，因而大幅提植骨成功率，避免術後因為脊椎不融合，骨折不癒合等問題，而需再次手術的可能。
骨科	FBZ019480006	MFBZ01M008	奧斯特補骨洞去礦化異體植骨：泥膠1.0cc	Osteotech Grafton Demineralized Bone Mat	30000	“補骨洞”去礦化骨基質可以如自體植骨或異體骨塊(去礦化冷凍乾骨)般單獨使用，或與異體植骨或自體植骨或骨髓混合成植骨塊來使用。本產品只含成骨過程必須的生長因子，能在癒合過程中被宿主骨頭吸收、重塑並取代之。	使用去礦化異體植骨在植骨手術上，風險與傳統使用人工骨基本相同，這是因為兩種手術的主要步驟完全相同。	健保給付方案取用自體骨或健保人工骨進行手術。取用自體骨有術後取骨處傷口感染或傷口不癒合的風險。人工骨則有困難手術術後植骨成功率較低；因健保人工骨不含成骨過程必須之生長因子，而“補骨洞”含此因子，因而大幅提植骨成功率，避免術後因為脊椎不融合，骨折不癒合等問題，而需再次手術的可能。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ019480007	MFBZ01M009	奧斯特補骨洞去礦化異體植骨：泥膠2.5cc	Osteotech Grafton Demineralized Bone Mat	57000	“補骨洞”去礦化骨基質可以如自體植骨或異體骨塊(去礦化冷凍乾骨)般單獨使用，或與異體植骨或自體植骨或骨髓混合成植骨塊來使用。本產品只含成骨過程必須的生長因子，能在癒合過程中被宿主骨頭吸收、重塑並取代之。	使用去礦化異體植骨在植骨手術上，風險與傳統使用人工骨基本相同，這是因為兩種手術的主要步驟完全相同。	健保給付方案取用自體骨或健保人工骨進行手術。取用自體骨有術後取骨處傷口感染或傷口不癒合的風險。人工骨則有困難手術術後植骨成功率較低；因健保人工骨不含成骨過程必須之生長因子，而“補骨洞”含此因子，因而大幅提植骨成功率，避免術後因為脊椎不融合，骨折不癒合等問題，而需再次手術的可能。
骨科	FBZ019738001	MFBZ015200	"艾克曼""梅約貼附性肘骨板系統	"Acumed" Mayo Clinic Congruent Elbow Plate System	68900			健保給付品為一般不銹鋼材質，生物相容性不足，異物感明顯。傳統有頭式螺釘設計，易有異物感，傳統螺距設計，穩定性較差，螺釘易鬆脫。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ019750001	MFBZ010003	艾克曼迷你貼附骨板系統	Acumed mini plate	53000	“艾克曼”貼附骨板系統中的骨釘、骨板、與其配件是用來提供骨折時的固定、融合，與切除。	過多的活動量、植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、移位與鬆脫。病人可能產生對植入物(外來物質)的過敏或排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異樣感。手術過程中所產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽、或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	無
骨科	FBZ019750001	MFBZ010004	艾克曼手腕貼附骨板系統	Acumed Acu-loc plate	57000	“艾克曼”貼附骨板系統中的骨釘、骨板、與其配件是用來提供骨折時的固定、融合，與切除。	過多的活動量、植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、移位與鬆脫。病人可能產生對植入物(外來物質)的過敏或排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異樣感。手術過程中所產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽、或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	無

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ019750001	MFBZ010002	艾克曼貼附骨板系統	Acumed clavicle/scapula/elbow/ankle plate	57000	“艾克曼”貼附骨板系統中的骨釘、骨板、與其配件是用來提供骨折時的固定、融合，與切除。	過多的活動量、植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、移位與鬆脫。病人可能產生對植入物(外來物質)的過敏或排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異樣感。手術過程中所產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽、或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	無
骨科	FBZ019793001	MFBZ010009	遠端前外側脛骨互鎖式骨板	Distal Lateral Tibia locking plate	72000	針對遠端脛骨骨折所設計，對於踝關節面可提供穩固的支撐，並服貼於脛骨。可為脛骨關節面及骨幹骨折提供良好的固定，縮短骨折癒合時間，脛骨骨板的特殊塑形，可減低軟組織刺激。	異物感	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症
骨科	FBZ019793003	MFBZ010008	近端內外側脛骨互鎖式骨板	Proximal Lateral Tibia locking plate	72000	針對近端脛骨骨折所設計，對於脛骨平台可提供穩固的支撐，並服貼於脛骨。可為脛骨關節面及骨幹骨折提供良好的固定，縮短骨折癒合時間，脛骨骨板的特殊塑形，可減低軟組織刺激。	異物感	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ019838001	MFBZ01WDLF	“瑞德”達扣鎖定式 骨板系統 前足	“Wright” Darco Locking Bone Plate syst	42000	1. 骨板形狀專門設計 給各類前足矯形或是創 傷手術使用，如包含各 類治療拇趾外翻及拇趾 僵硬之手術。2. 骨板 設計符合足部解剖結 構。3. 骨板為鈦合金 材質，生物相容性高， 所有板孔均有鎖定 (Locking)特性，增加 固定後穩定性。4. 系 統均有鎖定/非鎖定螺 絲釘(2.7mm)，供病人 情況做選擇。	植入物斷裂或鬆脫需 要再次手術。	無
骨科	FBZ019838002	MFBZ01WDLR	“瑞德”達扣鎖定式 骨板系統 後足	“Wright” Darco Locking Bone Plate syst	54000	1. 為鈦合金之雙頭螺 紋加壓中空埋頭螺釘， 螺釘可埋入骨頭內，不 會裸露在骨頭外。2. 產品配合使用工具齊全 ，適合各種創傷或矯形 手術。3. 提供齊全的 螺釘尺寸，適合各種手 術，尺寸包含3.2， 4.3mm	植入物斷裂或鬆脫需 要再次手術。	無
骨科	FBZ019987001	MFBZ01M006	庫欣活動式椎間輔 助穩定植入物	Cousin DIAM Prosthesis	111800	本產品適用於患有下背 痛且保守治療超過 6 個月仍難以根治，或下 背痛且出 現坐骨神經 痛超過 2 個月之腰椎 手術，適用椎間盤突出 或相關疾病及腰椎孔狹 窄。	1.發炎反應 2.永久韌 帶損傷 3.韌帶斷裂 4. 植入物的移除	無健保給付品項之 療效比較

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ020077001	MFBZ02ARDS	艾思瑞斯泰若普肌腱固定懸吊紐(AR-8921CDS)	"Arthrex" Tight-Rope Syndesmosis Repair System	46000	1.產品縫線材質為FiberWire材質較為穩固。2.可減少使用其他釘子固定，讓病患術後可盡早下床活動增加滿意度。3.操作方便，減少手術時間。	本產品是用於將韌帶固定在所附屬破裂骨端和關節端的小骨片段，此處多無法用骨螺絲固定，此系統也可與外固定和長髓釘包含骨板合併，配合骨折支撐帶和石膏使用。本產品可用於修復跟隨肌腱韌帶的破損，提供軟組織的固定生長，如肌腱韌帶重建。	健保需要二次手術拔除且傷口較大復原時間較長，自費傷口小且可縮短復健時間
骨科	FBZ020077002	MFBZ02ARRT	艾思瑞斯泰若普肌腱固定懸吊紐/十字韌帶懸吊鈕(AR-1588RT)	"Arthrex" Tight-Rope Syndesmosis Repair System ACL Tightrope	32000	1.產品縫線材質為FiberWire材質較為穩固。2.可減少使用其他釘子固定，讓病患術後可盡早下床活動增加滿意度。3.操作方便，減少手術時間。	本產品是用於將韌帶固定在所附屬破裂骨端和關節端的小骨片段，此處多無法用骨螺絲固定，此系統也可與外固定和長髓釘包含骨板合併，配合骨折支撐帶和石膏使用。本產品可用於修復跟隨肌腱韌帶的破損，提供軟組織的固定生長，如肌腱韌帶重建。	健保品項是用Ethibond線帶著tendon兩頭，恢復期8周才使前十字韌帶活動，自費是使用fiber wire的線拉住韌帶兩頭，fiber wire線比Ethibond強度更強，活動力上比健保品項更加穩固
骨科	FBZ020149002	MFBZ02APEK	“艾思瑞斯”普仕拉克縫合錨釘-不可吸收普仕拉克縫合錨	“Arthrex” PushLock SutureAnchor-PEEK PushLock	28000	適用於各種運動醫學傷害之韌帶修補。如用於Bankart、SLAP、Rotator cuff repair等。	1.深層或表面的感染。 2.對植入物的材料過敏或有其他反應。	健保需要二次手術拔除且傷口較大

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ020503001	MFBZ00ACLE	艾克曼貼附性下肢骨板系統	“Acumed” Congruent Lower Extremity Bone Plate System (Plate)	69000	“艾克曼”貼附性下肢骨板系統中的骨釘、骨板與其配件是設計用於提供骨折、骨融合或切骨手術時的固定。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死或是傷口不充分癒合。	無
骨科	FBZ021308001	MFBZ02C001	懸吊固定裝置	XO-Button Suspensory Fixation Device	22000	懸吊式設計，專用來固定重建十字韌帶於股骨端，固定效果優於健保固定螺釘且不傷重建之韌帶	1.潛在的手術感染，包括深處及表面2.植入物材質的潛在過敏和其他反應	健保給付品項是依靠生物可吸收性螺釘固定韌帶，固定時有傷害韌帶及造成骨隧道擴張之風險；自費品項固定時不傷害重建之韌帶，且與重建隧道呈現36度密合，增加癒合生長機率。
骨科	FBZ021444001	MFBZ02Z018	近端尺骨互鎖式骨板	Proximal Ulna locking plate	60000	1. 人體工學超薄設計 2. 互鎖式螺釘 3. 不鏽鋼材質	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。 不癒合或癒合不良，造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。 對裝置材料過敏及其他反應。	骨板材質較硬，互鎖式螺釘提供3倍的固定力，關節面周邊做削薄設計，較不易有異物感，癒合速度較快可提早回復行動力

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ021444001	MFBZ00Z006	遠端肱骨互鎖式骨板	Distal Humerus locking plate	60000	1. 人體工學超薄設計 2. 互鎖式螺釘 3. 不鏽鋼材質	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。 不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。 對裝置材料過敏及其他反應。	骨板材質較硬,互鎖式螺釘提供3倍的固定力,關節面周邊做削薄設計,較不易有異物感,癒合速度較快可提早回復行動力
骨科	FBZ021444003	MFBZ00Z007	遠端腓骨互鎖式骨板	Distal Fibular locking plate	60000	1. 人體工學超薄設計 2. 互鎖式螺釘 3. 不鏽鋼材質	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。 不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。 對裝置材料過敏及其他反應。	骨板材質較硬,互鎖式螺釘提供3倍的固定力,關節面周邊做削薄設計,較不易有異物感,癒合速度較快可提早回復行動力
骨科	FBZ021707001	MFBZ02SY40	"信迪思"歐瑞克椎間植入物	"SYNTHESES" Oracle Cage System	125000	本品由側邊切口植入,配合微創側開手術使用。	無	1. 植入CAGE面積小 2. 穩定性大 3. 尺寸較為齊全,可供選擇 4. 手術傷口小,肌肉破壞小,術中出血量少,感染率較低 5. 特殊撐開器系統可透光,減少術中視線的遮擋

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ021711001	MFBZ02M016	“歐特美”手部骨板系統 1.6、2.0、2.4mm	“OsteoMed” Hand Plating System	46000	本骨板系統組為符合人體解剖學之鈦合金骨板、骨螺釘互鎖固定系統組，多重角度式的互鎖設計，可使骨螺釘固定骨折達到解剖學最適位置，骨板有加壓和鎖定孔洞的設計，搭配各式骨釘可讓骨折處達到穩固的解剖復位，促進骨折處癒合，手術傷口小，復原期縮短。骨板採鏡面拋光處理，薄型及圓弧狀之設計，可避免傷害軟組織，並讓肌腱有順暢的活動，減少併發症，避免異物感，且可及早回復活動度。	可能的副作用：植入物變形或失效可能因為植入物選擇過小或受到高作用壓力。過敏反應可能因為對鈦金屬或不鏽鋼敏感。癒合緩慢可能因為患者血液循環系統障礙。手術部位可能有紅腫、感染、疼痛、發炎之情形。	健保給付品項並無互鎖設計，復位固定效果不佳，無法用於複雜性骨折及骨質疏鬆病人。無人體解剖學設計，與近關節面的服貼性不佳，易造成固定失敗；接近關節處的骨折，可能於傳統骨板固定後，會限制關節之活動度大小，延長癒合時間，復健期長。
骨科	FBZ021824001	MFBZ020692	鎖定加壓近端橈骨骨板	RADIUS HEAD	59000	遠端橈骨鎖定加壓骨板是針對遠端橈骨骨折所設計，符合解剖構造及形狀，提供穩定的支撐並減少周邊軟組織的刺激	異物感	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症
骨科	FBZ022185001	MFBZ022326	克洛斯縫合錨釘	“Linvatec” CrossFT Suture Anchor	22000	PEEK材質主體帶高強度縫線可將肌腱韌帶重新附著於骨頭	無	健保材質為金屬有機率產生異物感
骨科	FBZ022251001	MFBZ02C006	帕普洛縫合錨釘	PopLok Knotless Suture Anchor	22000	4.5mm PEEK材質設計，專用來做肩關節旋轉袖韌帶雙列式(Double Row)修補法用	1.潛在的手術感染，包括深處及表面 2.植入物材質的潛在過敏和其他反應	無健保同級品可做比較
骨科	FBZ022269001	MFBZ021099	骨盆專用鎖定加壓骨板系統	Low Profile Pelvic system	75400	針對骨盆骨折及複雜性骨折使用，提升臨床手術骨折復位穩定固定，骨盆專用骨板操作使用更加便利，達到相對穩定固定之病患可提早活動之效益	異物感	提供更加穩定性，病患可提早活動，避免併發症

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ022283001	MFBZ02Z019	恩希比多軸性近端 外側股骨互鎖式骨 板	NCB PP Proximal Lateral Femur	82000	1. 人體工學超薄設計 2. 多角度互鎖式螺釘 3. 鈦合金材質 4. 針對人工關節置換再 骨折之病人有較良好的 固定力	骨板、骨螺釘組合的 鬆脫、彎曲、裂縫或 斷裂,或因不癒合、骨 質疏鬆、顯著的不穩 定性粉碎骨折造成骨 固定喪失。 不癒合或癒合不良,造 成喪失旋轉或角度上 的解剖位置。深層或 表淺性感染。 對裝置材料過敏及其 他反應。	鈦合金材質較不易 被人體排斥,多角度 互鎖式螺釘提供人 工關節置換再骨折 之病人更良好之固 定力,材質較硬,癒合 速度較快可提早回 復行動力
骨科	FBZ022283001	MFBZ02Z020	恩希比多軸性遠端 外側股骨互鎖式骨 板	NCB PP Distal Lateral Femur	82000	1. 人體工學超薄設計 2. 多角度互鎖式螺釘 3. 鈦合金材質 4. 針對人工關節置換再 骨折之病人有較良好的 固定力	骨板、骨螺釘組合的 鬆脫、彎曲、裂縫或 斷裂,或因不癒合、骨 質疏鬆、顯著的不穩 定性粉碎骨折造成骨 固定喪失。 不癒合或癒合不良,造 成喪失旋轉或角度上 的解剖位置。深層或 表淺性感染。 對裝置材料過敏及其 他反應。	鈦合金材質較不易 被人體排斥,多角度 互鎖式螺釘提供人 工關節置換再骨折 之病人更良好之固 定力,材質較硬,癒合 速度較快可提早回 復行動力
骨科	FBZ022283001	MFBZ02Z021	恩希比股骨中段互 鎖式骨板	NCB Femur Shaft	60000	1. 人體工學超薄設計 2. 多角度互鎖式螺釘 3. 鈦合金材質 4. 針對人工關節置換再 骨折之病人有較良好的 固定力	骨板、骨螺釘組合的 鬆脫、彎曲、裂縫或 斷裂,或因不癒合、骨 質疏鬆、顯著的不穩 定性粉碎骨折造成骨 固定喪失。 不癒合或癒合不良,造 成喪失旋轉或角度上 的解剖位置。深層或 表淺性感染。 對裝置材料過敏及其 他反應。	鈦合金材質較不易 被人體排斥,多角度 互鎖式螺釘提供人 工關節置換再骨折 之病人更良好之固 定力,材質較硬,癒合 速度較快可提早回 復行動力

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ022402001	MFBZ024565	"邁特"喜立克固定錨系統	"Mitek" Healix BR Anchor System	27000	本產品為複合性可吸收的螺紋縫線固定錨，預裝於拋棄式製入器元件上，用以將兩股或三股#2縫線固定至骨骼。	無	提供更加穩定性，病患可提早活動，避免併發症
骨科	FBZ022596002	MFBZ020024	"信迪思"2.4mm 多角度鎖定骨螺釘	"Synthes" VA Locking screw 2.4mm	3900	多角度鎖定螺釘可以針對骨鬆或需要橋式固定技術的多片段骨折，也可以彈性固定。	異物感	提供更加穩定性，病患可提早活動，避免併發症
骨科	FBZ022596003	MFBZ02S006	多角度鎖定加壓遠端橈骨骨板	VA	63000	遠近端橈骨鎖定加壓骨板是針對遠近端橈骨骨折所設計，符合解剖構造及形狀，提供穩定的支撐並減少周邊軟組織的刺激。	異物感	此產品有鎖定加壓功能及人體解剖的骨板設計，健保品無鎖定及人體解剖設計。
骨科	FBZ023033001	MFBZ020049	"邁特"樂鎖勞固定錨	"Mitek" VERSALOK Anchor	28000	本產品適用於旋轉肌斷裂修補、二頭肌肌腱固定術，將軟組織重新附著到骨骼上	無	提供更加穩定性，病患可提早活動，避免併發症

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ023041006	MFBZ02NA25	諾亞生物可吸收骨替代材料-軟塊狀(2.5cm3)	Novabone Bioactive Synthetic Graft-Putty	32000	1. 骨吸收(Absorbability)-骨頭可吸收，降解時間為6個月到1年左右，持續半年以上有骨激發之效用，不會像硫酸鈣在三個月被降解代謝掉，可持續提供骨再造所需之骨傳導。 2. 骨激發(osteo-stimulation)-造成骨生長因子之基因呈2~3倍數表達。 3. 抑菌效果(Antimicrobial)-可抑制大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 4. 幫助凝血之效果(hemostatic)-可以提升25%之凝血速度。 5. 臨床上使用超過3年-目前國外所治療的適應症除了一般骨缺損填補還包括:骨髓炎(osteomyelitis)、骨癌Bone Tumors、小兒脊椎側彎AIS、大缺損處之骨填充Cyst Defect	無	1. 生物晶體可以被人體吸收，六個月開始降解，降解期為6個月~1年 2. 可以確保新生骨在六個月時間完整生長，針對骨質不好的病患可以提供長期骨頭生長介面。 3. 可以塑性，不會有變硬問題，手術方便使用。 4. 有骨激發特性，可以使骨生長因子之基因表達呈倍數生成。 5. 有抑制細菌效果，可抑制與傷口感染有關之大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 6. 可達到25%之凝血效果。 7. 針對癒合不良或癒合遲緩之病患在6個月~1年左右得到良好成效，且治療大片骨缺損癒後效果佳。 8. 經臨床文獻證實生物晶體可以治療細菌感染所引起之骨髓炎。 9. 經臨床證實可填補於因骨髓手

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ023041007	MFBZ02NA50	諾亞生物可吸收骨替代材料-軟塊狀(5.0cm3)	Novabone Bioactive Synthetic Graft-Putty	39000	1. 骨吸收(Absorbability)-骨頭可吸收，降解時間為6個月到1年左右，持續半年以上有骨激發之效用，不會像硫酸鈣在三個月被降解代謝掉，可持續提供骨再造所需之骨傳導。 2. 骨激發(osteo-stimulation)-造成骨生長因子之基因呈2~3倍數表達。 3. 抑菌效果(Antimicrobial)-可抑制大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 4. 幫助凝血之效果(hemostatic)-可以提升25%之凝血速度。 5. 臨床上使用超過3年-目前國外所治療的適應症除了一般骨缺損填補還包括:骨髓炎(osteomyelitis)、骨癌Bone Tumors、小兒脊椎側彎AIS、大缺損處之骨填充Cyst Defect	無	1. 生物晶體可以被人體吸收，六個月開始降解，降解期為6個月~1年 2. 可以確保新生骨在六個月時間完整生長，針對骨質不好的病患可以提供長期骨頭生長介面。 3. 可以塑性，不會有變硬問題，手術方便使用。 4. 有骨激發特性，可以使骨生長因子之基因表達呈倍數生成。 5. 有抑制細菌效果，可抑制與傷口感染有關之大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 6. 可達到25%之凝血效果。 7. 針對癒合不良或癒合遲緩之病患在6個月~1年左右得到良好成效，且治療大片骨缺損癒後效果佳。 8. 經臨床文獻證實生物晶體可以治療細菌感染所引起之骨髓炎。 9. 經臨床證實可填補於因骨髓手

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ023041008	MFBZ02N025	諾亞生物可吸收骨替代材料-軟塊狀注射型(2.5cm3)	Novabone Bioactive Synthetic Graft-Syrin	34000	1. 骨吸收(Absorbability)-骨頭可吸收，降解時間為6個月到1年左右，持續半年以上有骨激發之效用，不會像硫酸鈣在三個月被降解代謝掉，可持續提供骨再造所需之骨傳導。 2. 骨激發(osteo-stimulation)-造成骨生長因子之基因呈2~3倍數表達。 3. 抑菌效果(Antimicrobial)-可抑制大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 4. 幫助凝血之效果(hemostatic)-可以提升25%之凝血速度。 5. 臨床上使用超過3年-目前國外所治療的適應症除了一般骨缺損填補還包括:骨髓炎(osteomyelitis)、骨癌Bone Tumors、小兒脊椎側彎AIS、大缺損處之骨填充Cyst Defect	無	1. 生物晶體可以被人體吸收，六個月開始降解，降解期為6個月~1年 2. 可以確保新生骨在六個月時間完整生長，針對骨質不好的病患可以提供長期骨頭生長介面。 3. 可以塑性，不會有變硬問題，手術方便使用。 4. 有骨激發特性，可以使骨生長因子之基因表達呈倍數生成。 5. 有抑制細菌效果，可抑制與傷口感染有關之大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 6. 可達到25%之凝血效果。 7. 針對癒合不良或癒合遲緩之病患在6個月~1年左右得到良好成效，且治療大片骨缺損癒後效果佳。 8. 經臨床文獻證實

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ023041009	MFBZ02N050	諾亞生物可吸收骨替代材料-軟塊狀注射型(5.0cm3)	Novabone Bioactive Synthetic Graft-Syrin	46000	1. 骨吸收(Absorbability)-骨頭可吸收，降解時間為6個月到1年左右，持續半年以上有骨激發之效用，不會像硫酸鈣在三個月被降解代謝掉，可持續提供骨再造所需之骨傳導。 2. 骨激發(osteo-stimulation)-造成骨生長因子之基因呈2~3倍數表達。 3. 抑菌效果(Antimicrobial)-可抑制大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 4. 幫助凝血之效果(hemostatic)-可以提升25%之凝血速度。 5. 臨床上使用超過3年-目前國外所治療的適應症除了一般骨缺損填補還包括:骨髓炎(osteomyelitis)、骨癌Bone Tumors、小兒脊椎側彎AIS、大缺損處之骨填充Cyst Defect	無	1. 生物晶體可以被人體吸收，六個月開始降解，降解期為6個月~1年 2. 可以確保新生骨在六個月時間完整生長，針對骨質不好的病患可以提供長期骨頭生長介面。 3. 可以塑性，不會有變硬問題，手術方便使用。 4. 有骨激發特性，可以使骨生長因子之基因表達呈倍數生成。 5. 有抑制細菌效果，可抑制與傷口感染有關之大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 6. 可達到25%之凝血效果。 7. 針對癒合不良或癒合遲緩之病患在6個月~1年左右得到良好成效，且治療大片骨缺損癒後效果佳。 8. 經臨床文獻證實生物晶體可以治療細菌感染所引起之骨髓炎。 9. 經臨床證實可填補於因骨髓手

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ023041010	MFBZ02NA10	諾亞生物可吸收骨替代材料-軟塊狀注射型(10.0cm3)	Novabone Bioactive Synthetic Graft-Syrin	59000	1. 骨吸收(Absorbability)-骨頭可吸收，降解時間為6個月到1年左右，持續半年以上有骨激發之效用，不會像硫酸鈣在三個月被降解代謝掉，可持續提供骨再造所需之骨傳導。 2. 骨激發(osteo-stimulation)-造成骨生長因子之基因呈2~3倍數表達。 3. 抑菌效果(Antimicrobial)-可抑制大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 4. 幫助凝血之效果(hemostatic)-可以提升25%之凝血速度。 5. 臨床上使用超過3年-目前國外所治療的適應症除了一般骨缺損填補還包括:骨髓炎(osteomyelitis)、骨癌Bone Tumors、小兒脊椎側彎AIS、大缺損處之骨填充Cyst Defect	無	1. 生物晶體可以被人體吸收，六個月開始降解，降解期為6個月~1年 2. 可以確保新生骨在六個月時間完整生長，針對骨質不好的病患可以提供長期骨頭生長介面。 3. 可以塑性，不會有變硬問題，手術方便使用。 4. 有骨激發特性，可以使骨生長因子之基因表達呈倍數生成。 5. 有抑制細菌效果，可抑制與傷口感染有關之大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 6. 可達到25%之凝血效果。 7. 針對癒合不良或癒合遲緩之病患在6個月~1年左右得到良好成效，且治療大片骨缺損癒後效果佳。 8. 經臨床文獻證實生物晶體可以治療細菌感染所引起之骨髓炎。 9. 經臨床證實可填補於因骨髓手

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ023041011	MFBZ02N010	諾亞生物可吸收骨替代材料-軟塊狀(1.0cm3)	Novabone Bioactive Synthetic Graft-Putty	24000	1. 骨吸收(Absorbability)-骨頭可吸收，降解時間為6個月到1年左右，持續半年以上有骨激發之效用，不會像硫酸鈣在三個月被降解代謝掉，可持續提供骨再造所需之骨傳導。 2. 骨激發(osteo-stimulation)-造成骨生長因子之基因呈2~3倍數表達。 3. 抑菌效果(Antimicrobial)-可抑制大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 4. 幫助凝血之效果(hemostatic)-可以提升25%之凝血速度。 5. 臨床上使用超過3年-目前國外所治療的適應症除了一般骨缺損填補還包括:骨髓炎(osteomyelitis)、骨癌Bone Tumors、小兒脊椎側彎AIS、大缺損處之骨填充Cyst Defect	無	1. 生物晶體可以被人體吸收，六個月開始降解，降解期為6個月~1年 2. 可以確保新生骨在六個月時間完整生長，針對骨質不好的病患可以提供長期骨頭生長介面。 3. 可以塑性，不會有變硬問題，手術方便使用。 4. 有骨激發特性，可以使骨生長因子之基因表達呈倍數生成。 5. 有抑制細菌效果，可抑制與傷口感染有關之大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 6. 可達到25%之凝血效果。 7. 針對癒合不良或癒合遲緩之病患在6個月~1年左右得到良好成效，且治療大片骨缺損癒後效果佳。 8. 經臨床文獻證實生物晶體可以治療細菌感染所引起之骨髓炎。 9. 經臨床證實可填補於因骨髓手

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ023395001	MFBZ02L145	創世傳奇超耐磨高彎曲度脛骨墊片	LEGION PS HIGH FLEX XLPE INSERT	49000	1.工具操作更方便、植入物設計符合生理解剖構造2.病人術後活動彎曲活動程度良好3.可依病人狀況搭配另外的股骨組件	1.植入物組件的鬆動、彎曲、裂縫貨斷裂。植入物斷裂可能在創傷、劇烈活動、不適當的對準或使用壽命期間發生。2.脛骨、股骨或臍骨斷裂。3.急性術後感染或深部感染或滑膜炎。4.外皮壞死或傷口遲發性癒合。5.血管損傷。	.傳統聚乙烯墊片經7.5 Mrad 單位的伽瑪射線壓縮塑化後而形成超耐磨的XLPE。2.使用高分子聚乙烯脛骨襯墊搭配傳統鈷鉻合金股骨組件能降低磨損率達73%，可增加襯墊使用年限。
骨科	FBZ023405001	MFBZ02S002	鈦合金鎖定鎖骨骨板	LCP clavicle	62000	為鎖骨斷裂專用骨板，有別於傳統的骨釘固定效果，符合人體工學設計，使用時相當安全且可縮減手術時間。	異物感	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症
骨科	FBZ023405004	MFBZ022760	"信迪思"2.7mm 多角度鎖定骨螺釘	"Synthes"VA Locking screw 2.7mm	3900	多角度鎖定螺釘可以針對骨鬆或需要橋式固定技術的多片段骨折，也可以彈性固定		提供更加穩定性，病患可提早活動，避免併發症
骨科	FBZ023616001	MFBZ020530	遠端內側脛骨互鎖式骨板	Distal Medial Tibia locking plate	72000	鈦合金遠端脛骨鎖定骨板針對骨幹軀端至關節的不平整部位提供了人體工學設計，預先以骨骼解剖造型的單一部位專用骨板，可以克服傳統骨板造型的死角，不再需要在術中耗時費心折彎，也避免減損骨板強度節省手術時間有助病患康復。	異物感	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ023688001	MFBZ02B010	歐特選去礦化補骨物 1cc	OsteoSelect DBM Putty	26000	歐特選去礦化補骨物是為經過無菌手術技術處理去除礦物質的人骨組織，再與生物可吸收性的載體(CMC)混合製成，方便塑形，兼具骨頭生長之必備要素—骨引導性及骨誘導性。在最終包裝狀態下，使用低劑量gamma放射做最終滅菌，並通過動物體內測試，能提供成骨過程必需之生長架構及生長因子，可提高手術的植骨成功率，避免術後因為骨頭不癒合，而需再次手術的可能風險。	可能包括但不僅限於以下：軟組織或/及骨頭感染(骨髓炎)、發燒、手術部位變型、骨生長不完全、延遲性骨癒合或骨不癒合、高鈣血症或暫時性高鈣血症、新生骨的破裂、疾病傳染及不良的免疫反應。	本衛材來自人骨組織，本身存在骨傳導性，酸洗去礦化後保留了人骨自然的生長因子，維持了生物活性，更能發揮骨誘導的潛力，易生成新骨。加上CMC載體增強操作特性，不易被水沖散，固著性佳，服貼任何部位、空隙。健保產品無生長因子，無生長活性，無法誘導骨新生。
骨科	FBZ023688002	MFBZ02B025	歐特選去礦化補骨物2.5cc	OsteoSelect DBM Putty	50000	歐特選去礦化補骨物是為經過無菌手術技術處理去除礦物質的人骨組織，再與生物可吸收性的載體(CMC)混合製成，方便塑形，兼具骨頭生長之必備要素—骨引導性及骨誘導性。在最終包裝狀態下，使用低劑量gamma放射做最終滅菌，並通過動物體內測試，能提供成骨過程必需之生長架構及生長因子，可提高手術的植骨成功率，避免術後因為骨頭不癒合，而需再次手術的可能風險。	可能包括但不僅限於以下：軟組織或/及骨頭感染(骨髓炎)、發燒、手術部位變型、骨生長不完全、延遲性骨癒合或骨不癒合、高鈣血症或暫時性高鈣血症、新生骨的破裂、疾病傳染及不良的免疫反應。	本衛材來自人骨組織，本身存在骨傳導性，酸洗去礦化後保留了人骨自然的生長因子，維持了生物活性，更能發揮骨誘導的潛力，易生成新骨。加上CMC載體增強操作特性，不易被水沖散，固著性佳，服貼任何部位、空隙。健保產品無生長因子，無生長活性，無法誘導骨新生。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ024458001	MFBZ020262	多角度鎖定加壓足部骨板	VA FOOT	63000	足部骨折或矯正手術後之固定，提供穩定支撐幫助癒合	異物感	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症
骨科	FBZ024648001	MFBZ02Z022	恩希比脛骨,肱骨中段互鎖式骨板	NCB Tibia & Humerus Shaft	60000	1. 人體工學超薄設計 2. 多角度互鎖式螺釘 3. 鈦合金材質 4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏及其他反應。	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力
骨科	FBZ024782001	MFBZ020144	遠端腓骨互鎖式骨板	Distal Fibular locking plate	63000	本產品適用於遠端腓骨骨折之固定，肥股骨幹及遠端腓骨之截骨手術及骨不連接，尤其用於骨質疏鬆骨。	異物感	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症
骨科	FBZ025518001	MFBZ02M001	美敦力克萊迪脊椎系統	Medtronic Clydesdale Spinal System	125000			
骨科	FBZ025622001	MFBZ02C002	派瑞斯縫合固定錨釘	PressFT Suture Anchor	22000	2.6mm PLA mix Beta TCP材質，可吸收性且可促進骨生長，並附兩股#2 Hi-Fi縫線，可穩固縫合肩關節唇孟韌帶	1.潛在的手術感染，包括深處及表面2.植入物材質的潛在過敏和其他反應	健保給付品項是鈦合金材質，不可吸收；自費品項為生物可吸收，且可促進骨生長之材質，能加速病患復原。
骨科	FBZ025742001	MFBZ02Z025	超耐磨髌骨人工墊片 (26,29,32,35,38,41mm)	Prolong Patella	41000	有效減少磨損	PE材質損耗	耐磨程度遠高於健保墊片
骨科	FBZ025775001	MFBZ02Z026	鈦金屬人工髌臼杯 (38:80mm,每	TM Cup	65000	促進骨生長 摩擦係數高，具高穩定度	金屬過敏	骨生長速度遠高於其他髌臼杯

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ026601001	MFBZ02ST35	“史賽克”利普縫線固定錨釘(耗材) 3910-200-035	“Stryker” PEEK Zip Anchor	27000	此款錨釘為內部中空設計，除不需額外使用工具擴孔，可字深鎖刀，也因中空設計可增加癒合速度。	可能出現縫線或錨釘斷裂的情況	較一般健保品項比較能增加使用年限，以降低病人日後須再次手術機率。不佔醫院總額，供應本院病患選擇使用，為兼顧本院醫療品質及增加病人與病患的福祉
骨科	FBZ026907001	MFBZ020009	美敦力索樂拉脊椎固定系統：固定桿	Medtronic CD Horizon SOLERA Sextant Spin	28000			
骨科	FBZ026908001	MFBZ02M010	美敦力索樂拉脊椎固定系統：實心釘	Medtronic CD Horizon SOLERA Sextant Spin	25000			
骨科	FBZ026987001	MFBZ02C005	克洛特縫合固定錨釘	CrossFT Suture Anchor	27000	4.5mm及5.5mm PLAmix Beta TCP材質，可吸收性且可促進骨生長，並附四股#2 Hi-Fi縫線，可穩固縫合肩關節旋轉袖韌帶	1.潛在的手術感染，包括深處及表面2.植入物材質的潛在過敏和其他反應	健保給付品項是鈦合金材質，不可吸收；自費品項為生物可吸收，且可促進骨生長之材質，能加速病患復原。
骨科	FBZ027128002	MFBZ020027	銀聯生物可吸收性骨釘骨板系統	Inion OTPS FreedomPlate & Inion FreedomScrew	29000	結合適當的固定輔具的使用，針對外傷和重建手術，用於維持上肢、足部與腳踝的鬆質骨骨折、骨切開術或關節固定術的復位與固定。本產品為生物可吸收性植入物，由含有L-乳酸和DL-乳酸的可吸收性共聚物製成，於人體內2-4年即可被完全吸收，患者無需二次入院拔除植入物。	併發症與其他內固定手術類似：過早承受負重、活動可能導致植入物折彎、鬆脫、斷裂或移動。	手術後皆可維持骨塊間之相對位置的穩定性，但健保給付特材之材質為金屬，不被人體吸收，得視骨頭癒合狀況，二次手術取出金屬植入物，而本產品為生物可吸收性材質，可於人體內2-4年被完全吸收，植入後無需再住院取出植入物。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ027128003	MFBZ020235	銀聯生物可吸收性 骨釘骨板系統	Inion OTPS FreedomPlate & Inion FreedomScrew	29000	結合適當的固定輔具的使用，針對外傷和重建手術，用於維持上肢、足部與腳踝的鬆質骨骨折、骨切開術或關節固定術的復位與固定。本產品為生物可吸收性植入物，由含有L-乳酸和DL-乳酸的可吸收性共聚物製成，於人體內2-4年即可被完全吸收，患者無需二次入院拔除植入物。	併發症與其他內固定手術類似：過早承受負重、活動可能導致植入物折彎、鬆脫、斷裂或移動。	手術後皆可維持骨塊間之相對位置的穩定性，但健保給付特材之材質為金屬，不被人體吸收，得視骨頭癒合狀況，二次手術取出金屬植入物，而本產品為生物可吸收性材質，可於人體內2-4年被完全吸收，植入後無需再住院取出植入物。
骨科	FBZ027128004	MFBZ022490	銀聯生物可吸收性 骨釘骨板系統	Inion OTPS FreedomPlate & Inion FreedomScrew	29000	結合適當的固定輔具的使用，針對外傷和重建手術，用於維持上肢、足部與腳踝的鬆質骨骨折、骨切開術或關節固定術的復位與固定。本產品為生物可吸收性植入物，由含有L-乳酸和DL-乳酸的可吸收性共聚物製成，於人體內2-4年即可被完全吸收，患者無需二次入院拔除植入物。	併發症與其他內固定手術類似：過早承受負重、活動可能導致植入物折彎、鬆脫、斷裂或移動。	手術後皆可維持骨塊間之相對位置的穩定性，但健保給付特材之材質為金屬，不被人體吸收，得視骨頭癒合狀況，二次手術取出金屬植入物，而本產品為生物可吸收性材質，可於人體內2-4年被完全吸收，植入後無需再住院取出植入物。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ027128005	MFBZ020635	銀聯生物可吸收性骨釘骨板系統	Inion OTPS FreedomPlate & Inion FreedomScrew	29000	結合適當的固定輔具的使用，針對外傷和重建手術，用於維持上肢、足部與腳踝的鬆質骨骨折、骨切開術或關節固定術的復位與固定。本產品為生物可吸收性植入物，由含有L-乳酸和DL-乳酸的可吸收性共聚物製成，於人體內2-4年即可被完全吸收，患者無需二次入院拔除植入物。	併發症與其他內固定手術類似：過早承受負重、活動可能導致植入物折彎、鬆脫、斷裂或移動。	手術後皆可維持骨塊間之相對位置的穩定性，但健保給付特材之材質為金屬，不被人體吸收，得視骨頭癒合狀況，二次手術取出金屬植入物，而本產品為生物可吸收性材質，可於人體內2-4年被完全吸收，植入後無需再住院取出植入物。
骨科	FBZ027380004	MFBZ02M027	“歐特美”益密克鎖定加壓足部骨板系統 2.7mm	“OSTEOMED” EXTREMILOCK FOOT PLATING SYSTEM	65000	1.材質為鈦合金，生物相容性高。符合人體前足部解剖學。2.骨釘與骨板互鎖，最大鎖定角度可達±2°，可穩固固定骨折部位。3.楔形骨板便於矯正姆指外翻變形及成人扁平足；鉤形骨板能穩固固定第五跖骨基部骨折；第一跖趾關節融合骨板有解剖學1°背曲的設計，術後可儘早回復功能，減少併發症	可能的副作用：植入物變形或失效可能因為植入物選擇過小或受到高作用壓力。過敏反應可能因為對鈦金屬或不鏽鋼敏感。癒合緩慢可能因為患者血液循環系統障礙。手術部位可能有紅腫、感染、疼痛、發炎之情形。	健保骨板材質為不鏽鋼，生物相容性低。固定方式為利用骨釘骨板和骨頭間的摩擦力做固定，可能阻礙骨膜血液供應，使斷裂處癒合不良。且易有承載力不夠，最後可能導致骨板斷裂或彎曲等現象。必定需要再二次手術將骨板取出。且無解剖學構造設計，易有異物感。
骨科	FBZ027391001	MFBZ02ST62	“史賽克”瑞利斯縫線固定錨釘(耗材) 3910-600-062	“Stryker” Reelx STT Suture Anchor	27000	此款醫材具有引線設計，方便帶線且植入錨釘後還可再調整張力，可將手術達到最佳效果	可能出現縫線或錨釘斷裂的情況	較一般健保品項比較能增加使用年限，以降低病人日後須再次手術機率。不佔醫院總額，供應本院病患選擇使用，為兼顧本院醫療品質及增加病人與病患的福祉

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ027409001	MFBZ02E008	美精技優補骨補骨材料 1 cc	" Exactech" Optecure Allograft Demineraliz	27000	本特材成份經美國組織銀行確認具有骨誘導作用的人體去礦物質化骨基質(DBM)，DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子。另外含有皮質骨及鬆質骨骨碎片，於固定容積內可提供應力，讓產品同時具備骨傳導及骨誘導，成骨效果佳。	未有任何嚴重副作用，極少數患者可能有患處紅腫，或其他一般手術會碰到的副作用。	傳統健保人工代用骨為顆粒型態，僅具骨傳導作用填補於缺損處，本特材添加可誘導骨生成之生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。
骨科	FBZ027409002	MFBZ02E001	美精技優補骨補骨材料 2 cc	" Exactech" Optecure Allograft Demineraliz	45000	本特材成份經美國組織銀行確認具有骨誘導作用的人體去礦物質化骨基質(DBM)，DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子。另外含有皮質骨及鬆質骨骨碎片，於固定容積內可提供應力，讓產品同時具備骨傳導及骨誘導，成骨效果佳。	未有任何嚴重副作用，極少數患者可能有患處紅腫，或其他一般手術會碰到的副作用。	傳統健保人工代用骨為顆粒型態，僅具骨傳導作用填補於缺損處，本特材添加可誘導骨生成之生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。
骨科	FBZ027409003	MFBZ02E002	美精技優補骨補骨材料 5 cc	" Exactech" Optecure Allograft Demineraliz	75000	本特材成份經美國組織銀行確認具有骨誘導作用的人體去礦物質化骨基質(DBM)，DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子。另外含有皮質骨及鬆質骨骨碎片，於固定容積內可提供應力，讓產品同時具備骨傳導及骨誘導，成骨效果佳。	未有任何嚴重副作用，極少數患者可能有患處紅腫，或其他一般手術會碰到的副作用。	傳統健保人工代用骨為顆粒型態，僅具骨傳導作用填補於缺損處，本特材添加可誘導骨生成之生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ027409006	MFBZ02E003	美精技優補骨補骨材料(含異體骨片) 1 cc	" Exactech" Optecure Allograft Demineraliz	33000	本特材成份經美國組織銀行確認具有骨誘導作用的人體去礦物質化骨基質(DBM)，DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子。另外含有皮質骨及鬆質骨骨碎片，於固定容積內可提供應力，讓產品同時具備骨傳導及骨誘導，成骨效果佳。	未有任何嚴重副作用，極少數患者可能有患處紅腫，或其他一般手術會碰到的副作用。	傳統健保人工代用骨為顆粒型態，僅具骨傳導作用填補於缺損處，本特材添加可誘導骨生成之生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。
骨科	FBZ027409007	MFBZ02E004	美精技優補骨補骨材料(含異體骨片) 2 cc	" Exactech" Optecure Allograft Demineraliz	57000	本特材成份經美國組織銀行確認具有骨誘導作用的人體去礦物質化骨基質(DBM)，DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子。另外含有皮質骨及鬆質骨骨碎片，於固定容積內可提供應力，讓產品同時具備骨傳導及骨誘導，成骨效果佳。	未有任何嚴重副作用，極少數患者可能有患處紅腫，或其他一般手術會碰到的副作用。	傳統健保人工代用骨為顆粒型態，僅具骨傳導作用填補於缺損處，本特材添加可誘導骨生成之生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。
骨科	FBZ027409008	MFBZ02E005	美精技優補骨補骨材料(含異體骨片) 5 cc	" Exactech" Optecure Allograft Demineraliz	88000	本特材成份經美國組織銀行確認具有骨誘導作用的人體去礦物質化骨基質(DBM)，DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子。另外含有皮質骨及鬆質骨骨碎片，於固定容積內可提供應力，讓產品同時具備骨傳導及骨誘導，成骨效果佳。	未有任何嚴重副作用，極少數患者可能有患處紅腫，或其他一般手術會碰到的副作用。	傳統健保人工代用骨為顆粒型態，僅具骨傳導作用填補於缺損處，本特材添加可誘導骨生成之生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ027420001	MFBZ02ST22	“史賽克”艾康尼 斯縫合錨釘(耗 材) 3910-500- 522	“ Stryker” ICONIX Suture Anchor	30000	此款為全縫線設計錨釘 ，因直徑小，可減少骨 質流失，並提供最大接 觸面積，增加癒合	可能出現縫線斷裂情 況	較一般健保品項比 較能增加使用年限 ，以降低病人日後 須再次手術機率。 不佔醫院總額，供 應本院病患選擇使 用，為兼顧本院醫 療品質及增加病人 與病患的福祉
骨科	FBZ027420001	MFBZ02ST12	“史賽克”艾康尼 斯縫合錨釘(耗 材) 3910-500- 512	“ Stryker” ICONIX Suture Anchor	27000	此款為全縫線設計錨釘 ，因直徑小，可減少骨 質流失，並提供最大接 觸面積，增加癒合	可能出現縫線斷裂情 況	較一般健保品項比 較能增加使用年限 ，以降低病人日後 須再次手術機率。 不佔醫院總額，供 應本院病患選擇使 用，為兼顧本院醫 療品質及增加病人 與病患的福祉
骨科	FBZ027420001	MFBZ02ST25	“史賽克”艾康尼 斯縫合錨釘(耗 材) 3910-500- 525	“ Stryker” ICONIX Suture Anchor	27000	此款為全縫線設計錨釘 ，因直徑小，可減少骨 質流失，並提供最大接 觸面積，增加癒合	可能出現縫線斷裂情 況	較一般健保品項比 較能增加使用年限 ，以降低病人日後 須再次手術機率。 不佔醫院總額，供 應本院病患選擇使 用，為兼顧本院醫 療品質及增加病人 與病患的福祉
骨科	FBZ027474001	MFBZ02D001	“愛美迪康”美迪 納氣球椎體成形術 套組	“ IMedicom” MADINAUT Kyphoplasty System	69000	在椎體內置入可膨脹的 球囊，藉由球囊把塌陷 處撐開後，灌注骨水泥 ，來穩定椎體。容易恢 復椎體高度及角度，也 可以減少骨水泥亂流去 傷到神經。	術後的可能副作用包 含:過敏或過敏性反應 ，深層或表層的傷口 感染。後退的椎體骨 頭碎片可能引起脊髓 或神經根的損害而導 致神經根的病變、局 部麻痺或麻痺。	傳統治療方式採經 皮椎體成形術，能 撐出之高度易受限 制。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ027514001	MFBZ02WANK	“瑞德”穎朋全踝系列	“Wright” Inbone Total Ankle System	270000	本產品用於全踝關節置換手術使用，目的是減輕踝關節疼痛，恢復對位，和替代踝部關節的屈曲及伸展運動，來恢復病患的部分行動力，適用於嚴重風濕性關節炎，受傷後或變形關節之嚴重關節損傷	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	目前無任何健保全人工踝關節，都是以傳統重建型鎖合螺絲進行踝關節融合術為多，融合後的踝關節無法再活動
骨科	FBZ027795001	MFBZ02M017	美敦力蓋普斯鈦塗層脊椎系統	Medtronic Capstone PTC Spinal System	103000			
骨科	FBZ027798001	MFBZ02PDB4	普登斯人工骨	PRO-DENSE Bone Graft-4cc	58000	硫酸鈣與磷酸鈣組合，三段式吸收時間與骨頭生長時間相近。	如仿單	注射型人工骨、成分非單一。
骨科	FBZ028217001	MFBZ02DAKT	"帝富"愛強全人工膝關節系統(墊片)	Depuy Attune Knee System Tibia Insert	145000	抗氧化高分子聚乙烯材質，與股骨型合度匹配，提供更佳的穩定性與活動度，減少不必要之磨耗	無	使用年限更長，活動度更高，更符合人體運動學
骨科	FBZ028346001	MFBZ02WANS	“瑞德”艾飛特全踝系列	“Wright” INFINITY Total Ankle System	373000	本產品用於全踝關節置換手術使用，目的是減輕踝關節疼痛，恢復對位，和替代踝部關節的屈曲及伸展運動，來恢復病患的部分行動力，適用於嚴重風濕性關節炎，受傷後或變形關節之嚴重關節損傷		目前無任何健保全人工踝關節，都是以傳統重建型鎖合螺絲進行踝關節融合術為多，融合後的踝關節無法再活動
骨科	FBZ028671001	MFBZ026891	“邁特”喜立克固定錨植入物系統	“Mitek” Healix Advance Anchor Implant System	38000	是一種預裝於拋棄式置入器組合件上的複合式(PLGA/TCP)可吸收性螺紋縫線固定錨，用於將兩股或三股2號縫線固定至骨骼。該植入物以無菌方式供應，立即可用。	可吸收性植入物的不良反應包括輕微發炎和異物反應	可吸收材質，提供更加穩定性，病患可提早活動，避免併發症
骨科	FBZ028690001	MFBZ02DAKF	"帝富"愛強全人工膝關節系統(髕骨) size 3-8	Depuy Attune Knee System Femoral	55000	抗氧化高分子聚乙烯，解剖型設計，更符合人體工學	無	使用年限較長

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ028833001	MFBZ02C007	Y型全縫線縫合錨釘	Y-knot Flex All-Suture Anchor	30000	1.3mm及1.8mm Flat Braided Suture材質製造，並附有兩股#2 Hi-Fi縫線，可穩固縫合肩關節唇盂韌帶。骨缺損較傳統錨釘小，可使病患加速復原	1.潛在的手術感染，包括深處及表面2.植入物材質的潛在過敏和其他反應	健保給付品項是2.7mm鈦合金材質，不可吸收；自費品項為1.3mm及1.8mm，降低手術時骨損失且固定效果優於健保品，能加速病患復原。
骨科	FBZ028834001	MFBZ021627	“邁特”快克固定錨植入物系統	“Mitek” MicroFix Quick Anchor Implant System	37000	本產品 本產品 預裝拋棄式固定錨 預裝拋棄式固定錨 預裝拋棄式固定錨 預裝拋棄式固定錨 /置入器組件，設計用來協助和安裝固定錨到骨骼。置入器組件，設計用來協助和安裝固定錨到骨骼。置入器組件，設計用來協助和安裝固定錨到骨骼。置入器組件，設計用來協助和安裝固定錨到骨骼。置入器組件，設計用來協助和安裝固定錨到骨骼。置入器組件，設計用來協助和安裝固定錨到骨骼。置入器組件，設計用來協助和安裝固定錨到骨骼。置入器組件，設計用來協助和安裝固定錨到骨骼。置入器組件，設計用來協助和安裝固定錨到骨骼。	可吸收性植入裝置的不良反應包括輕微發炎與異物。	提供更加穩定性，病患可提早活動，避免併發症
骨科	FBZ028843001	MFBZ02C008	Y型縫合錨釘	Y-knot RC All-Suture Anchor	36000	2.8mm Flat Braided Suture材質製造，並附有四股#2 Hi-Fi縫線，可穩固縫合肩關節旋轉袖韌帶。骨缺損較傳統錨釘小，可使病患加速復原	1.潛在的手術感染，包括深處及表面2.植入物材質的潛在過敏和其他反應	健保給付品項是5.5mm鈦合金材質，不可吸收；自費品項為2.8mm，降低手術時骨損失且固定效果優於健保品，能加速病患復原。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ028843001	MFBZ022586	“靈威特”Y型縫合錨釘	“Linvatec” Y-Knot RC All-Suture Anchor	36000	全縫線設計可減少骨缺損 可將肌腱韌帶重新附著於骨頭上	無	健保材質為金屬有機率產生異物感
骨科	FBZ028995001	MFBZ020475	“邁特”喜立克進階免打結縫合錨	“Mitek”Healix Advance Knotless Anchor	37000	本產品適用於旋轉肌肌腱、二頭肌肌腱固定術,將軟組織重新附著到骨駁上	無	提供更加穩定性・病患可提早活動・ 避免併發症 1. 生物晶體可以被
骨科	FBZ029061001	MFBZ02N013	“諾亞”膠原活性生物可吸收骨替代材料-可塑型顆粒5cc	“NovaBone” Bioactive Synthetic Collage	60000	1. 骨吸收 (Absorbability)-骨頭可吸收・降解時間為6個月到1年左右・持續半年以上有骨激發之效用・不會像硫酸鈣在三個月被降解代謝掉・可持續提供骨再造所需之骨傳導。 2. 骨激發 (osteo-stimulation)-造成骨生長因子之基因呈2~3倍數表達。 3. 抑菌效果(Antimicrobial)-可抑制大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 4. 幫助凝血之效果 (hemostatic)-可以提升25%之凝血速度。 5. 臨床上使用超過3年-目前國外所治療的適應症除了一般骨缺損填補還包括:骨髓炎 (osteomyelitis)、骨癌 Bone Tumors、小兒脊椎側彎AIS、大缺損處之骨填充Cyst Defect	無	人體吸收・六個月開始降解・降解期為6個月~1年 2. 可以確保新生骨在六個月時間完整生長・針對骨質不好的病患可以提供長期骨頭生長介面。 3. 可以塑性・不會有變硬問題・手術方便使用。 4. 有骨激發特性・可以使骨生長因子之基因表達呈倍數生成。 5. 有抑制細菌效果・可抑制與傷口感染有關之大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 6. 可達到25%之凝血效果。 7. 針對癒合不良或癒合遲緩之病患在6個月~1年左右得到良好成效・且治療大片骨缺損癒後效果佳。 8. 經臨床文獻證實生物晶體可以治療細菌感染所引起之骨髓炎。 9. 經臨床證實可填補於因骨髓手

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ029061002	MFBZ02N100	“諾亞”膠原活性生物可吸收骨替代材料-可塑型顆粒10c	“NovaBone” Bioactive Synthetic Collage	86000	1. 骨吸收(Absorbability)-骨頭可吸收，降解時間為6個月到1年左右，持續半年以上有骨激發之效用，不會像硫酸鈣在三個月被降解代謝掉，可持續提供骨再造所需之骨傳導。 2. 骨激發(osteo-stimulation)-造成骨生長因子之基因呈2~3倍數表達。 3. 抑菌效果(Antimicrobial)-可抑制大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 4. 幫助凝血之效果(hemostatic)-可以提升25%之凝血速度。 5. 臨床上使用超過3年-目前國外所治療的適應症除了一般骨缺損填補還包括:骨髓炎(osteomyelitis)、骨癌Bone Tumors、小兒脊椎側彎AIS、大缺損處之骨填充Cyst Defect	無	1. 生物晶體可以被人體吸收，六個月開始降解，降解期為6個月~1年 2. 可以確保新生骨在六個月時間完整生長，針對骨質不好的病患可以提供長期骨頭生長介面。 3. 可以塑性，不會有變硬問題，手術方便使用。 4. 有骨激發特性，可以使骨生長因子之基因表達呈倍數生成。 5. 有抑制細菌效果，可抑制與傷口感染有關之大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 6. 可達到25%之凝血效果。 7. 針對癒合不良或癒合遲緩之病患在6個月~1年左右得到良好成效，且治療大片骨缺損癒後效果佳。 8. 經臨床文獻證實生物晶體可以治療細菌感染所引起之骨髓炎。 9. 經臨床證實可填補於因骨髓手

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ029061003	MFBZ02N011	“諾亞”膠原活性生物可吸收骨替代材料-可塑型顆粒15c	“NovaBone” Bioactive Synthetic Collage	120000	1. 骨吸收(Absorbability)-骨頭可吸收，降解時間為6個月到1年左右，持續半年以上有骨激發之效用，不會像硫酸鈣在三個月被降解代謝掉，可持續提供骨再造所需之骨傳導。 2. 骨激發(osteo-stimulation)-造成骨生長因子之基因呈2~3倍數表達。 3. 抑菌效果(Antimicrobial)-可抑制大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 4. 幫助凝血之效果(hemostatic)-可以提升25%之凝血速度。 5. 臨床上使用超過3年-目前國外所治療的適應症除了一般骨缺損填補還包括:骨髓炎(osteomyelitis)、骨癌Bone Tumors、小兒脊椎側彎AIS、大缺損處之骨填充Cyst Defect	無	1. 生物晶體可以被人體吸收，六個月開始降解，降解期為6個月~1年 2. 可以確保新生骨在六個月時間完整生長，針對骨質不好的病患可以提供長期骨頭生長介面。 3. 可以塑性，不會有變硬問題，手術方便使用。 4. 有骨激發特性，可以使骨生長因子之基因表達呈倍數生成。 5. 有抑制細菌效果，可抑制與傷口感染有關之大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 6. 可達到25%之凝血效果。 7. 針對癒合不良或癒合遲緩之病患在6個月~1年左右得到良好成效，且治療大片骨缺損癒後效果佳。 8. 經臨床文獻證實生物晶體可以治療細菌感染所引起之骨髓炎。 9. 經臨床證實可填補於因骨髓手

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ029061004	MFBZ02N012	“諾亞”膠原活性生物可吸收骨替代材料-可塑型顆粒2*1	“NovaBone” Bioactive Synthetic Collage	143000	1. 骨吸收(Absorbability)-骨頭可吸收，降解時間為6個月到1年左右，持續半年以上有骨激發之效用，不會像硫酸鈣在三個月被降解代謝掉，可持續提供骨再造所需之骨傳導。 2. 骨激發(osteo-stimulation)-造成骨生長因子之基因呈2~3倍數表達。 3. 抑菌效果(Antimicrobial)-可抑制大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 4. 幫助凝血之效果(hemostatic)-可以提升25%之凝血速度。 5. 臨床上使用超過3年-目前國外所治療的適應症除了一般骨缺損填補還包括:骨髓炎(osteomyelitis)、骨癌Bone Tumors、小兒脊椎側彎AIS、大缺損處之骨填充Cyst Defect	無	1. 生物晶體可以被人體吸收，六個月開始降解，降解期為6個月~1年 2. 可以確保新生骨在六個月時間完整生長，針對骨質不好的病患可以提供長期骨頭生長介面。 3. 可以塑性，不會有變硬問題，手術方便使用。 4. 有骨激發特性，可以使骨生長因子之基因表達呈倍數生成。 5. 有抑制細菌效果，可抑制與傷口感染有關之大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 6. 可達到25%之凝血效果。 7. 針對癒合不良或癒合遲緩之病患在6個月~1年左右得到良好成效，且治療大片骨缺損癒後效果佳。 8. 經臨床文獻證實生物晶體可以治療細菌感染所引起之骨髓炎。 9. 經臨床證實可填補於因骨髓手

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ029061005	MFBZ02N007	“諾亞”膠原活性生物可吸收骨替代材料-可塑型板片1cc	“NovaBone” Bioactive Synthetic Collage	33000	1. 骨吸收(Absorbability)-骨頭可吸收，降解時間為6個月到1年左右，持續半年以上有骨激發之效用，不會像硫酸鈣在三個月被降解代謝掉，可持續提供骨再造所需之骨傳導。 2. 骨激發(osteo-stimulation)-造成骨生長因子之基因呈2~3倍數表達。 3. 抑菌效果(Antimicrobial)-可抑制大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 4. 幫助凝血之效果(hemostatic)-可以提升25%之凝血速度。 5. 臨床上使用超過3年-目前國外所治療的適應症除了一般骨缺損填補還包括:骨髓炎(osteomyelitis)、骨癌Bone Tumors、小兒脊椎側彎AIS、大缺損處之骨填充Cyst Defect	無	1. 生物晶體可以被人體吸收，六個月開始降解，降解期為6個月~1年 2. 可以確保新生骨在六個月時間完整生長，針對骨質不好的病患可以提供長期骨頭生長介面。 3. 可以塑性，不會有變硬問題，手術方便使用。 4. 有骨激發特性，可以使骨生長因子之基因表達呈倍數生成。 5. 有抑制細菌效果，可抑制與傷口感染有關之大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 6. 可達到25%之凝血效果。 7. 針對癒合不良或癒合遲緩之病患在6個月~1年左右得到良好成效，且治療大片骨缺損癒後效果佳。 8. 經臨床文獻證實生物晶體可以治療細菌感染所引起之骨髓炎。 9. 經臨床證實可填補於因骨髓手

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ029061006	MFBZ02N008	“諾亞”膠原活性生物可吸收骨替代材料-可塑型板片2.5	“NovaBone” Bioactive Synthetic Collage	51000	1. 骨吸收(Absorbability)-骨頭可吸收，降解時間為6個月到1年左右，持續半年以上有骨激發之效用，不會像硫酸鈣在三個月被降解代謝掉，可持續提供骨再造所需之骨傳導。 2. 骨激發(osteo-stimulation)-造成骨生長因子之基因呈2~3倍數表達。 3. 抑菌效果(Antimicrobial)-可抑制大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 4. 幫助凝血之效果(hemostatic)-可以提升25%之凝血速度。 5. 臨床上使用超過3年-目前國外所治療的適應症除了一般骨缺損填補還包括:骨髓炎(osteomyelitis)、骨癌Bone Tumors、小兒脊椎側彎AIS、大缺損處之骨填充Cyst Defect	無	1. 生物晶體可以被人體吸收，六個月開始降解，降解期為6個月~1年 2. 可以確保新生骨在六個月時間完整生長，針對骨質不好的病患可以提供長期骨頭生長介面。 3. 可以塑性，不會有變硬問題，手術方便使用。 4. 有骨激發特性，可以使骨生長因子之基因表達呈倍數生成。 5. 有抑制細菌效果，可抑制與傷口感染有關之大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 6. 可達到25%之凝血效果。 7. 針對癒合不良或癒合遲緩之病患在6個月~1年左右得到良好成效，且治療大片骨缺損癒後效果佳。 8. 經臨床文獻證實生物晶體可以治療細菌感染所引起之骨髓炎。 9. 經臨床證實可填補於因骨髓手

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ029061007	MFBZ02N009	“諾亞”膠原活性生物可吸收骨替代材料-可塑型板片5cc	“NovaBone” Bioactive Synthetic Collage	60000	1. 骨吸收(Absorbability)-骨頭可吸收，降解時間為6個月到1年左右，持續半年以上有骨激發之效用，不會像硫酸鈣在三個月被降解代謝掉，可持續提供骨再造所需之骨傳導。 2. 骨激發(osteo-stimulation)-造成骨生長因子之基因呈2~3倍數表達。 3. 抑菌效果(Antimicrobial)-可抑制大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 4. 幫助凝血之效果(hemostatic)-可以提升25%之凝血速度。 5. 臨床上使用超過3年-目前國外所治療的適應症除了一般骨缺損填補還包括:骨髓炎(osteomyelitis)、骨癌Bone Tumors、小兒脊椎側彎AIS、大缺損處之骨填充Cyst Defect	無	1. 生物晶體可以被人體吸收，六個月開始降解，降解期為6個月~1年 2. 可以確保新生骨在六個月時間完整生長，針對骨質不好的病患可以提供長期骨頭生長介面。 3. 可以塑性，不會有變硬問題，手術方便使用。 4. 有骨激發特性，可以使骨生長因子之基因表達呈倍數生成。 5. 有抑制細菌效果，可抑制與傷口感染有關之大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 6. 可達到25%之凝血效果。 7. 針對癒合不良或癒合遲緩之病患在6個月~1年左右得到良好成效，且治療大片骨缺損癒後效果佳。 8. 經臨床文獻證實生物晶體可以治療細菌感染所引起之骨髓炎。 9. 經臨床證實可填補於因骨髓手

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ029061008	MFBZ02N006	“諾亞”膠原活性生物可吸收骨替代材料-可塑型板片10c	“NovaBone” Bioactive Synthetic Collage	86000	1. 骨吸收(Absorbability)-骨頭可吸收，降解時間為6個月到1年左右，持續半年以上有骨激發之效用，不會像硫酸鈣在三個月被降解代謝掉，可持續提供骨再造所需之骨傳導。 2. 骨激發(osteo-stimulation)-造成骨生長因子之基因呈2~3倍數表達。 3. 抑菌效果(Antimicrobial)-可抑制大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 4. 幫助凝血之效果(hemostatic)-可以提升25%之凝血速度。 5. 臨床上使用超過3年-目前國外所治療的適應症除了一般骨缺損填補還包括:骨髓炎(osteomyelitis)、骨癌Bone Tumors、小兒脊椎側彎AIS、大缺損處之骨填充Cyst Defect	無	1. 生物晶體可以被人體吸收，六個月開始降解，降解期為6個月~1年 2. 可以確保新生骨在六個月時間完整生長，針對骨質不好的病患可以提供長期骨頭生長介面。 3. 可以塑性，不會有變硬問題，手術方便使用。 4. 有骨激發特性，可以使骨生長因子之基因表達呈倍數生成。 5. 有抑制細菌效果，可抑制與傷口感染有關之大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 6. 可達到25%之凝血效果。 7. 針對癒合不良或癒合遲緩之病患在6個月~1年左右得到良好成效，且治療大片骨缺損癒後效果佳。 8. 經臨床文獻證實生物晶體可以治療細菌感染所引起之骨髓炎。 9. 經臨床證實可填補於因骨髓手

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ029061009	MFBZ02N016	“諾亞”膠原活性生物可吸收骨替代材料-彎曲型板片50*	“NovaBone” Bioactive Synthetic Collage	63000	1. 骨吸收(Absorbability)-骨頭可吸收，降解時間為6個月到1年左右，持續半年以上有骨激發之效用，不會像硫酸鈣在三個月被降解代謝掉，可持續提供骨再造所需之骨傳導。 2. 骨激發(osteo-stimulation)-造成骨生長因子之基因呈2~3倍數表達。 3. 抑菌效果(Antimicrobial)-可抑制大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 4. 幫助凝血之效果(hemostatic)-可以提升25%之凝血速度。 5. 臨床上使用超過3年-目前國外所治療的適應症除了一般骨缺損填補還包括:骨髓炎(osteomyelitis)、骨癌Bone Tumors、小兒脊椎側彎AIS、大缺損處之骨填充Cyst Defect	無	1. 生物晶體可以被人體吸收，六個月開始降解，降解期為6個月~1年 2. 可以確保新生骨在六個月時間完整生長，針對骨質不好的病患可以提供長期骨頭生長介面。 3. 可以塑性，不會有變硬問題，手術方便使用。 4. 有骨激發特性，可以使骨生長因子之基因表達呈倍數生成。 5. 有抑制細菌效果，可抑制與傷口感染有關之大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 6. 可達到25%之凝血效果。 7. 針對癒合不良或癒合遲緩之病患在6個月~1年左右得到良好成效，且治療大片骨缺損癒後效果佳。 8. 經臨床文獻證實生物晶體可以治療細菌感染所引起之骨髓炎。 9. 經臨床證實可填補於因骨髓手

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ029061010	MFBZ02N017	“諾亞”膠原活性生物可吸收骨替代材料-彎曲型板片50*	“NovaBone” Bioactive Synthetic Collage	88000	1. 骨吸收(Absorbability)-骨頭可吸收，降解時間為6個月到1年左右，持續半年以上有骨激發之效用，不會像硫酸鈣在三個月被降解代謝掉，可持續提供骨再造所需之骨傳導。 2. 骨激發(osteo-stimulation)-造成骨生長因子之基因呈2~3倍數表達。 3. 抑菌效果(Antimicrobial)-可抑制大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 4. 幫助凝血之效果(hemostatic)-可以提升25%之凝血速度。 5. 臨床上使用超過3年-目前國外所治療的適應症除了一般骨缺損填補還包括:骨髓炎(osteomyelitis)、骨癌Bone Tumors、小兒脊椎側彎AIS、大缺損處之骨填充Cyst Defect	無	1. 生物晶體可以被人體吸收，六個月開始降解，降解期為6個月~1年 2. 可以確保新生骨在六個月時間完整生長，針對骨質不好的病患可以提供長期骨頭生長介面。 3. 可以塑性，不會有變硬問題，手術方便使用。 4. 有骨激發特性，可以使骨生長因子之基因表達呈倍數生成。 5. 有抑制細菌效果，可抑制與傷口感染有關之大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 6. 可達到25%之凝血效果。 7. 針對癒合不良或癒合遲緩之病患在6個月~1年左右得到良好成效，且治療大片骨缺損癒後效果佳。 8. 經臨床文獻證實生物晶體可以治療細菌感染所引起之骨髓炎。 9. 經臨床證實可填補於因骨髓手

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ029061011	MFBZ02N014	“諾亞”膠原活性生物可吸收骨替代材料-彎曲型板片100	“NovaBone” Bioactive Synthetic Collage	120000	1. 骨吸收(Absorbability)-骨頭可吸收，降解時間為6個月到1年左右，持續半年以上有骨激發之效用，不會像硫酸鈣在三個月被降解代謝掉，可持續提供骨再造所需之骨傳導。 2. 骨激發(osteo-stimulation)-造成骨生長因子之基因呈2~3倍數表達。 3. 抑菌效果(Antimicrobial)-可抑制大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 4. 幫助凝血之效果(hemostatic)-可以提升25%之凝血速度。 5. 臨床上使用超過3年-目前國外所治療的適應症除了一般骨缺損填補還包括:骨髓炎(osteomyelitis)、骨癌Bone Tumors、小兒脊椎側彎AIS、大缺損處之骨填充Cyst Defect	無	1. 生物晶體可以被人體吸收，六個月開始降解，降解期為6個月~1年 2. 可以確保新生骨在六個月時間完整生長，針對骨質不好的病患可以提供長期骨頭生長介面。 3. 可以塑性，不會有變硬問題，手術方便使用。 4. 有骨激發特性，可以使骨生長因子之基因表達呈倍數生成。 5. 有抑制細菌效果，可抑制與傷口感染有關之大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 6. 可達到25%之凝血效果。 7. 針對癒合不良或癒合遲緩之病患在6個月~1年左右得到良好成效，且治療大片骨缺損癒後效果佳。 8. 經臨床文獻證實生物晶體可以治療細菌感染所引起之骨髓炎。 9. 經臨床證實可填補於因骨髓手

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ029061012	MFBZ02N015	“諾亞”膠原活性生物可吸收骨替代材料-彎曲型板片100	“NovaBone” Bioactive Synthetic Collage	143000	1. 骨吸收(Absorbability)-骨頭可吸收，降解時間為6個月到1年左右，持續半年以上有骨激發之效用，不會像硫酸鈣在三個月被降解代謝掉，可持續提供骨再造所需之骨傳導。 2. 骨激發(osteo-stimulation)-造成骨生長因子之基因呈2~3倍數表達。 3. 抑菌效果(Antimicrobial)-可抑制大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 4. 幫助凝血之效果(hemostatic)-可以提升25%之凝血速度。 5. 臨床上使用超過3年-目前國外所治療的適應症除了一般骨缺損填補還包括:骨髓炎(osteomyelitis)、骨癌Bone Tumors、小兒脊椎側彎AIS、大缺損處之骨填充Cyst Defect	無	1. 生物晶體可以被人體吸收，六個月開始降解，降解期為6個月~1年 2. 可以確保新生骨在六個月時間完整生長，針對骨質不好的病患可以提供長期骨頭生長介面。 3. 可以塑性，不會有變硬問題，手術方便使用。 4. 有骨激發特性，可以使骨生長因子之基因表達呈倍數生成。 5. 有抑制細菌效果，可抑制與傷口感染有關之大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、黑麴菌。 6. 可達到25%之凝血效果。 7. 針對癒合不良或癒合遲緩之病患在6個月~1年左右得到良好成效，且治療大片骨缺損癒後效果佳。 8. 經臨床文獻證實生物晶體可以治療細菌感染所引起之骨髓炎。 9. 經臨床證實可填補於因骨髓手

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ029081001	MFBZ02Z017	邦美遠端橈骨交叉互鎖式骨板系統 遠端橈骨骨板	BiometDVR Crosslock Distal Radius Platin	60190	1. 人體工學超薄設計2. 交叉互鎖式螺釘3. 可選用無螺紋互鎖鋼釘，避免術後韌帶磨損4. 快速導針設計，減少手術時間	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良，造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏及其他反應。	遠端螺釘交叉互鎖，針對骨折提供更良好的固定力，快速導針裝置減少開刀時所需時間，鈦合金材質不易被人體排斥，關節面削薄不易有異物感
骨科	FBZ029455001	MFBZ020620	"拜歐博"水平距骨下關節植入系統	"BIOPRO" Horizon Subtaiar Implant	47000	於治療距跗關節脫位及其後遺症的距跗關節穩定裝置。此植入體旨在穩定跗骨結構上的距骨，以防止跗骨結構上的距骨過度前移、側移/或蹠曲，同時能使距跗關節正常。	少部分患者對外來物具金屬敏感性或刺激性反應。	目前健保給付品項無用於過度足內翻的治療與距骨下關節的穩定特材。
骨科	FBZ029721001	MFBZ02VATP	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 3.5mm4H~14H Length87mm~237mm	3.5 mm Variable Angle LCP Proximal Tibia Plate	90000	支撐多片段的遠端骨骨折，多角度鎖定螺釘可以針對骨鬆或需要橋式固定技術的多片段骨折也可以彈性固定螺釘之前選擇鎖定角度	由專科醫師選擇合適適應症使用 無特殊副作用	此產品有鎖定加壓功能及人體解剖的骨板設計，健保品無鎖定及人體解剖設計。
骨科	FBZ029721002	MFBZ029350	"信迪思"多角度3.5互鎖骨釘	"Synthes" VA 3.5 Locking Screw	3900	多角度鎖定螺釘可以針對骨鬆或需要橋式固定技術的多片段骨折，也可以彈性固定。	異物感	提供更加穩定性，病患可提早活動，避免併發症

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ029909001	MFBZ02BPPH	“邦美”阿爾卑斯系列近端肱骨骨板系列互鎖式骨板	Biomet”A.L.P.S Proximal Humerus Plating System Locking Plate	70000	1. 人體工學設計, 依骨折需求提供高位骨板針對肱骨頭骨折加強固定。2. 擴散型互鎖式釘, 關節135度傾角設計, 提供最大化螺釘固定力, 減少術後肱骨頭內傾的機會。3. 可選用鈍端無螺紋互鎖式釘, 減少術後螺釘頭穿出關節面的機會。4. 快速導針設計, 減少手術時間。	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏及其他反應。	1. 人體工學設計, 避免骨板造成肩胛骨壓迫, 術後感到不適, 肩部活動功能受損。2. 多向角度擴散型互鎖式釘, 提供最大化螺釘固定力, 更完整固定多數骨塊。3. TiMax鈦合金, 高彈性材質, 強度約超過一般鈦合金10-20%, 讓骨板更合身, 且生物適應性優於健保醫療鋼。4. 自費互鎖式骨板支撐強度優於一般健保傳統加壓式骨板。
骨科	FBZ029939001	MFBZ02BFMB	“邦美”奧斯福單側人工膝關節系統-活動式襯墊組件	“ Biomet” Oxford Partial Knee System-Mobi	65000	"1. 單側人工膝關節置換系統包括股骨組件和脛骨組件 2. 因退化或創傷後單側受影響方進行單側人工膝關節置換 3. 極佳臨床經驗提供15年產品存活率94%及20年91% 4. 雙向活動式墊片更能減少摩差力增加活動力 "	"1.傷害血管造成血腫或傷口癒合延遲或感染 2.暫時性或永久性神經傷害導致疼痛或麻木 3.組件選擇或定位不當造成關節活動不足 "	"1. 極佳的臨床經驗並提供了15年產品存活率94%及20年91% 2. 墊片為高分子聚乙烯健保則是一般聚乙烯墊片 3. 雙向活動式墊片更能減少摩差力增加活動力 "

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ030118001	MFBZ03AJSA	"邦美"傑格縫合錨釘(1.4-2.9mm)	"Biomet" JuggerKnot Soft Anchor	31250	本產品屬於軟性全縫線錨釘，不帶硬質組件，避免傳統硬性錨釘位移等後遺症。且錨釘直徑小，能大幅減少手術造成的骨骼缺損，亦允許多點軟組織固定。也能應用於手指和手腕等骨骼與韌帶皆較精細的部位。	患者可能會對異物有過敏反應。手術中或手術後骨折及/或術後疼痛。	1、此產品為全縫線錨釘，減沙69%骨缺損對於骨頭傷害較小，可允許多點軟組織固定。2、全縫線錨釘所需的骨鑽孔通道明顯比典型縫線錨釘的小，減少肩盂位骨折的風險。3、本產品屬於軟性全縫線錨釘，不帶硬質組件，避免傳統硬性錨釘位移等後遺症。4、全縫線錨釘排列密度較高，提升總體抗拉力。
骨科	FBZ030337001	MFBZ03VACP	多角度鎖定加壓股骨髁骨板	VA-LCP Condylar Plate	90000	支撐多片段的遠端骨骨折,多角度鎖定螺釘可以針對骨鬆或需要橋式固定技術的多片段骨折也可以彈性固定螺釘之前選擇鎖定角度	由專科醫師選擇合適適應症使用 無特殊副作用	此產品有鎖定加壓功能及人體解剖的骨板設計，健保品無鎖定及人體解剖設計。
骨科	FBZ030337002	MFBZ030051	"信迪思"多角度5.0mm互鎖式骨釘	"Synthes" VA Locking Screw Stardrive(5.0mm)	3900	多角度鎖定螺釘可以針對骨鬆或需要橋式固定技術的多片段骨折，也可以彈性固定。	異物感	提供更加穩定性，病患可提早活動，避免併發症
骨科	FBZ030868008	MFBZ03TY00	歐尼克迷你系統骨釘骨板組	Osteonic Mini Locking Plate System	57200	鈦合金材質、人體解剖型設計	無	相見於健保品項，螺釘互鎖設計，加強掌骨的固定效果
骨科	FBZ030868009	MFBZ03WL01	歐尼克手腕系統骨釘骨板組	Osteonic Wrist Locking Plate System	59800	鈦合金材質、人體解剖型設計	無	相見於健保品項，此產品在關節面提供更多螺釘加強固定

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ031084001	MFBZ03CM91	凱燕快特連免打結縫合錨釘	"Cayenne" Quattro Link Knotless Anchor	25000	1.可一次固定八條縫線，並帶有self-punching設計，骨質疏鬆的病人可免除pre-drill步驟，增加固定力。2.錨釘硬度較健保相似於骨骼，並有免打結設計，可減少骨溶解症狀產生及大幅減少手術時間以降低感染率。	1.不癒合或延遲癒合，可能導致植入物破損。2.植入物彎曲或斷裂。3.植入物鬆脫或移位。4.因裝置存在造成疼痛、不適或異常感覺。5.癒合不足。	1.聚醚醚酮材質相較健保金屬材質能提供病人更好的生物相容性，減少過敏反應。2.可一次固定八條縫線，並帶有self-punching設計，骨質疏鬆的病人可免除pre-drill步驟，增加固定力。3.錨釘硬度較健保相似於骨骼，並有免打結設計，可減少骨溶解症狀產生及大幅減少手術時間以降低感染率。
骨科	FBZ031182001	MFBZ020355	"信迪思"多方向鎖定肱骨髓內釘系統(組)	"SYNTHES" MultiLoc Humeral Nailing System	76000	本產品用於治療肱骨骨折，包括1.多方向鎖定肱骨髓內釘(短):適用於近端肱骨之骨折2.多方向鎖定肱骨髓內釘(長):適用於肱骨骨幹骨折、肱骨近端骨幹的延長骨折、肱骨近端和肱骨骨幹合併骨折	異物感	提供較穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症
骨科	FBZ031289001	MFBZ034755	克洛特無結縫合錨釘	"Linvatec" Knotless CrossFT Suture Anchor	27000	無結式的縫合錨釘 可將肌腱韌帶重新附著於骨頭	無	健保品項沒有無結式錨釘故無健保替代品
骨科	FBZ031571001	MFBZ034810	"艾易特"頸椎融合器	"EIT" Cellular TitaniumCervical Cage	125000	適用於經成像報告(放射線、CT、MRI)證實有椎間盤退化和/或頸椎不穩定所導致頸椎(C2-T1)多個椎體神經根、脊髓病變和/或疼痛的骨骼發育成熟病患之頸椎前路椎體融合。	疼痛	無

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ031689001	MFBZ03LP07	多角度鎖定加壓遠端橈骨系統-加長型骨板	Variable Angle LCP Two Column Volar Distal Radius Plate System	75000	支撐多片段的遠端骨骨折，多角度鎖定螺釘可以針對骨鬆或需要腳式固定技術的多片斷骨折也可以支撐多片段的遠端骨骨折	無	比健保品項穩定性更好,更能節省手術時間
骨科	FBZ031709001	MFBZ030358	"捷邁"博適耐人工膝關節系統-PS含維生素E高度交聯襯墊	"Zimmer"PERSONA The Personalized Knee System-PS Vivacit-E Highly crosslinked Articular surface	126500	為半限制型人工膝關節組，由四種依照解剖學設計的組件組成	聚乙烯關節面磨損、骨溶解、組件鬆脫、組件斷裂/損壞、關節脫臼/不穩定、骨折...	添加維他命E1，加強PE抗氧化性，更加耐磨，使用年限更高
骨科	FBZ031892001	MFBZ036025	特諾可肌腱固定錨釘	"Linvatec" TenoLok Tenodesis Anchor	33000	Tendon-in-Bone的設計 可將肌腱或韌帶直接種進骨頭內		可將肌腱或韌帶重新種進骨頭內
骨科	FBZ031898002	MFBZ030612	"格雷美特"海柏克距骨下關節植入系統	"GraMedica" HyProCure Sinus Tarsi Implant System	92000	用於治療距跗關節脫位及其後遺症的距跗關節穩定裝置。此植入體旨在穩定跗骨結構上的距骨，以防止跗骨結構上的距骨過度前移、側移/或蹠曲，同時能使距跗關節正常。	感染、異物反應、對植入體不耐受及因切口留疤。	目前健保給付品項無用於過度足內翻的治療與距骨下關節的穩定特材。
骨科	FBZ032232001	MFBZ031525	"靈威特"斯瑪奈爾骨固定釘	"Linvatec" SmartNail Implant	20000	可用於剝離性骨軟骨炎將軟骨釘回骨頭上	無	無替代健保品項

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ032247001	MFBZ032247	“史賽克”普欣奇可調環骨植入物	“Stryker” ProCinch Adjustable Loop	34000	本產品適用於前/後十字韌帶重建手術，可將欲重建之韌帶固定於股骨頭，有別於以往固定式鈕扣，本可調式鈕扣無需針對股骨頭進行鈕扣之迴轉半徑鑽孔，可減少病人損傷及造成兩刷效應、增加癒合速度。	極小機率過敏反應	無同類健保替代品可使用
骨科	FBZ032699001	MFBZ031511	"信迪思"股骨頸系統	"Synthes" Femoral Neck System	73000	骨板和骨釘植入物用於暫時固定或穩定股骨頸骨折的骨骼	異物感	提供較穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症
骨科	FBZ032822001	MFBZ035402	"捷邁"博適耐人工膝關節系統髌骨組件-含維生素E高度交聯髌骨組件	PERSONA The Personlized Knee System- All-Poly Patella- Vivacit-E Highly Crosslinked Patella	45500			添加維他命E1 增加抗氧化能力 提高使用年限
骨科	FBZ032986001	MFBZ031400	“卡伯菲”皮克羅碳纖維複合物骨板系統-遠端股骨骨板	“CarboFix” Piccolo Composite Plate System - Distal Femur Plate	120000	本產品遠端股骨的多段骨折包括踝上、關節面、關節外踝之骨折不癒合或癒合不良。骨板是以碳纖維增強聚合物製成，沿著骨板輪廓的不透射鉀標記供在螢光下的可見性。骨板輪廓的設計旨在符合橈骨遠端解剖學。骨板遠端部位提供圓形螺紋孔洞，接下來是一個橢圓形孔洞，螺紋孔洞在非鎖定和鎖定螺紋都適用。	1.由於骨折無法癒合、骨質疏鬆、明顯與斷裂處連接不穩定，而造成組件鬆脫、彎曲碎裂或斷裂以致無法固定。 2.額外的骨折。 3.骨頭無法癒合或癒合不全。	骨板互鎖設計，有別於健保骨板，此設計彎曲度更符合人體解剖曲線，能更服貼，減少異物感

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ032986002	MFBZ031700	“卡伯菲”皮克羅碳纖維複合物骨板系統-近端肱骨骨板	“CarboFix” Piccolo Composite Plate System – Proximal Humerus Plate	95000	本產品用於治療近端肱骨骨折和骨切開術。骨板是以碳纖維增強聚合物製成，沿著骨板輪廓的不透射鉭標記供在螢光下的可見性。骨板輪廓的設計旨在符合橈骨遠端解剖學。骨板遠端部位提供圓形螺紋孔洞，接下來是一個橢圓形孔洞，螺紋孔洞在非鎖定和鎖定螺紋都適用。	副作用1. 由於骨折無法癒合、骨質疏鬆、明顯與斷裂處連接不穩定，而造成組件鬆脫、彎曲碎裂或斷裂以致無法固定。 2.額外的骨折。 3.骨頭無法癒合或癒合不全。	骨板是以長碳纖維增強複合物製成，沿著骨板輪廓的不透射鉭標記提供在螢光透射下的可見性。骨板為可透光，多重複雜性骨折下，協助使用者更好確認復位情況
骨科	FBZ032986003	MFBZ031500	“卡伯菲”皮克羅碳纖維複合物骨板系統-遠端腓骨骨板	“CarboFix” Piccolo Composite Plate System - Distal Fibula Plate	95000	本產品用於治療遠端腓骨在骨幹區域的骨折、骨頭截骨術。骨板是以碳纖維增強聚合物製成，沿著骨板輪廓的不透射鉭標記供在螢光下的可見性。骨板輪廓的設計旨在符合橈骨遠端解剖學。骨板遠端部位提供圓形螺紋孔洞，接下來是一個橢圓形孔洞，螺紋孔洞在非鎖定和鎖定螺紋都適用。	1.由於骨折無法癒合、骨質疏鬆、明顯與斷裂處連接不穩定，而造成組件鬆脫、彎曲碎裂或斷裂以致無法固定。 2.額外的骨折。 3.骨頭無法癒合或癒合不全。	骨板是以長碳纖維增強複合物製成，沿著骨板輪廓的不透射鉭標記提供在螢光透射下的可見性。骨板為可透光，多重複雜性骨折下，協助使用者更好確認復位情況

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ032986004	MFBZ031600	“卡伯菲”皮克羅碳纖維複合物骨板系統-遠端橈骨骨板	“CarboFix” Piccolo Composite Plate System - Distal Radius Plate	95000	本產品用於治療遠端掌側橈骨骨折和骨切開術。骨板是以碳纖維增強聚合物製成，沿著骨板輪廓的不透射鉭標記供在螢光下的可見性。骨板輪廓的設計旨在符合橈骨遠端解剖學。骨板遠端部位提供圓形螺紋孔洞，接下來是一個橢圓形孔洞，螺紋孔洞在非鎖定和鎖定螺紋都適用。	1.由於骨折無法癒合、骨質疏鬆、明顯與斷裂處連接不穩定，而造成組件鬆脫、彎曲碎裂或斷裂以致無法固定。2.額外的骨折。3.骨頭無法癒合或癒合不全。	骨板是以長碳纖維增強複合物製成，沿著骨板輪廓的不透射鉭標記提供在螢光透射下的可見性。骨板為可透光，多重複雜性骨折下，協助使用者更好確認復位情況
骨科	FBZ034016001	MFBZ030475	“史賽克”無結錨釘固定系統	OMEGA PEEK Knotless Anchor System	36000	Stryker無結錨釘固定系統(單)適用於將軟組織固定於骨骼手術的最新型骨材、此品項術中效果更為穩定，操作使用容易，可以幫助主刀者更有效率的完成手術。	有極小過敏、感染機率	本錨釘設計為無結式縫合錨釘，縫合後無需打結即可固定於骨隧道內，術後病患不會產生異物感。主要用於旋轉袖肌撕裂傷縫合術，針對較大程度撕裂傷患者能進行有效的縫合，且錨釘之固定處為皮質骨層，對於骨質密度較差之患者，能進行有效的固定。使用此縫合錨釘，針對病患軟組織撕裂部位可進行交叉式雙列修補（傳統健保給付品項僅能進行單列式修補），可使受損之軟組織大面積的覆蓋於骨頭上，大幅增加術後癒合率。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FBZ035059001	MFBZ032505	“瑟諾美”優尼奧斯去礦化異體植骨-泥膠 0.5cc	"Cellumed"Unio us DBM	25000	本產品乃用於填補各種不同大小之骨缺損,以促進骨生長及 骨融合。本品乃由去礦物質的人骨基質和具生物相容的載體 羧甲基纖維素(Carboxymethyl Cellulose)、澱粉(Starch)以及 甘油(Glycerol)所組成之即用型注射器。"瑞輔生去礦化異體 植骨"提供 0.5、1 cc 等容量。	正常使用無副作用	1 有效的骨傳導性 (通過細胞增殖和細胞轉移產生心細胞) .有效的骨誘導性 (幹細胞轉化為成骨細胞) .優異的黏度和成形性.4.使用天然聚合物原料作為載體具有出色的生物相容性.5內赴注射頭,方便用於注射器注射
骨科	FBZ035059002	MFBZ033501	“瑟諾美”優尼奧斯去礦化異體植骨-泥膠 1cc	"Cellumed"Unio us DBM	35000	本產品乃用於填補各種不同大小之骨缺損,以促進骨生長及 骨融合。本品乃由去礦物質的人骨基質和具生物相容的載體 羧甲基纖維素(Carboxymethyl Cellulose)、澱粉(Starch)以及 甘油(Glycerol)所組成之即用型注射器。"瑞輔生去礦化異體 植骨"提供 0.5、1 cc 等容量。	正常使用無副作用	1 有效的骨傳導性 (通過細胞增殖和細胞轉移產生心細胞) .有效的骨誘導性 (幹細胞轉化為成骨細胞) .優異的黏度和成形性.4.使用天然聚合物原料作為載體具有出色的生物相容性.5內赴注射頭,方便用於注射器注射
骨科	FNX025309001	MFEX00LE25	金屬切割鑽頭 25.4mm	LEGEND 9CM, 25.4mm Metal Cutter	25000	適用於頭頸部 /ENT (耳科、神經科、神經解剖、鼻竇、鼻科、鼻咽 /喉部)、神經解剖 (頭顱、顱面) 整形外科、關節內窺鏡檢查、脊椎、口腔/上頷面及整形/修復/美容以及普通手術過程中切割 /切除、清除、鑽孔及鋸開軟組織與硬組織以及骨骼與生物材料.	無	無

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	FNX025309001	MFEX00LE16	金屬切割鑽頭 1.6mm	LEGEND 9cm, 1.6mm Metal Cutter	25000	適用於頭頸部/ENT (耳科、神經科、神經解剖、鼻竇、鼻科、 咽喉部)、神經解剖 (頭顱、顱面)整形 外科、關節內窺鏡檢 查、脊椎、口腔/上頷 面及整形/修復/美容以 及普通手術過程中切割 /切除、清除、鑽孔及 鋸開軟組織與硬組織以 及骨骼與生物材料.	無	無
骨科	FNX025309001	MFEX00LE30	金屬切割鑽頭 3.0mm	LEGEND 3.0mm Metal Cutter	25000	適用於頭頸部/ENT (耳科、神經科、神經解剖、鼻竇、鼻科、 咽喉部)、神經解剖 (頭顱、顱面)整形 外科、關節內窺鏡檢 查、脊椎、口腔/上頷 面及整形/修復/美容以 及普通手術過程中切割 /切除、清除、鑽孔及 鋸開軟組織與硬組織以 及骨骼與生物材料.	無	無
骨科	THZ013975001	MTHZ010000	“飛洛散”斯龐 嘉止血粉	“FERROSAN ” SPONGOSTAN POWDER	14400	1.豬凝膠製品,主要提 供血小板凝集和附著之 介質2.可廣泛運用在各 科手術當中出血使用3. 能完全覆蓋在粗糙不規 則的出血表面,4.容量 較多,8ml5.價格較低6. 調配後穩定度長達8小 時以上7.4~6周內吸收 8.有三種使用方式	對豬凝膠製品過敏者 (目前尚無案例被報告)	目前尚無健保品項 與之比較
骨科	TKY018487W01	MTKP0390SS	4.0射頻切除系統- 電極探針	4.0MM 90-S MAX SERFAS Energy Suction Probe	22000			

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科	TKY018487W01	MTKP03EP00	射頻切除系統-電極探針	Energy Probes Suction 90-S	22000			
骨科	TKY018487W01	MTKP03EP40	射頻切除系統-電極探針90-S Acclerator	Energy Probes Suction 90-S Accelerator	22000	病人接受膝、肩、踝、肘、腕、關節鏡手術時，可用於進行軟組織的手術切除、部分切除和凝結以及血管止血。	極小機率過敏、不良反應	無類似健保給付品項
骨科	TKY030685W01	MTKY03VAPR	“邁特”手術用電燒系統	“Mitek”VAPR VUE Radiofrequency System	35000	本產品設計用於關節鏡手術中執行軟組織燒灼(itt.化)、修焚、切割和血管止血。	無	提供更加穩定性，病患可提早活動，避免併發症
骨科	TKY030685W02	MTKY032200	“邁特”手術用電燒刀系統	“Mitek”VAPR VUE Radiofrequency System	21000	本產品設計用於關節鏡手術中執行軟組織燒灼、修焚、切割和血管止血。	無	提供更加穩定性，病患可提早活動，避免併發症
骨科、神經外科	FBZ002926001	MFBZ00T001	“鏡鈦”脊椎固定系統(微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷	“INTAI” SPINAL FIXATION SYSTEM(CANNULATE	23000	此微創系統規格齊全，備有長翼折斷釘設計，適用於經皮手術，亦備有專利導引釘，適用於微切傷口手術，全系統螺身皆為中空自攻螺牙，搭配雙側孔設計可為灌骨水泥增加穩定度	出血或血腫，植入物引起之疼痛，不適，異常感	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果
骨科、神經外科	FBZ002926002	MFBZ00T002	“鏡鈦”脊椎固定系統(微創連接管30~100MM)	“INTAI” SPINAL FIXATION SYSTEM(ROD)	11600	此微創連接管可搭配鏡鈦微創系統達到小傷口及減少破壞肌肉之效果，進而達到良好術後恢復效果	出血或血腫，植入物引起之疼痛，不適，異常感	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果
骨科、神經外科	FBZ002926003	MFBZ00T006	“鏡鈦”脊椎固定系統(微創連接管110~300MM)	“INTAI” SPINAL FIXATION SYSTEM(ROD)	15000	此微創連接管可搭配鏡鈦微創系統達到小傷口及減少破壞肌肉之效果，進而達到良好術後恢復效果	出血或血腫，植入物引起之疼痛，不適，異常感	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果
骨科、神經外科	FBZ002964003	MFBZ00SM06	“雙美”膠原蛋白骨填料	“Sunmax” Collagen Bone Graft Matrix Plu	21000	1%膠原蛋白合成、硬度較軟方便置入骨空腔中	無	無

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、神經外科	FBZ002964004	MFBZ00SM07	" ?美" 膠原蛋白骨填料	" Sunmax" Collagen Bone Graft Matrix Plu	33000	1%膠原蛋白合成、硬度較軟方便置入骨空腔中	無	無
骨科、神經外科	FBZ003096001	MFBZ00R321	瑞寶億歐森連結桿-彈性二節(2支連接桿及各含1個彈簧)	ReBorn Essence Awesome Connection Rod	65000	1.本連結桿系統於三解剖學平面上具備微動度，可提供脊椎所需的穩定度。本連結桿系統所使用之鈦合金骨桿直徑為5.5mm，此規格尺寸已廣泛應用於脊椎臨床手術中。2.具備軸向可壓縮特性，根據沃夫定律(Wolff's law)，可促進骨融合率3.有助於降低老年患者於骨/螺釘及螺釘/骨桿界面之應力；此外，可避免傳統剛性骨桿對於手術當節之應力遮蔽效應，以及近椎節過度負載的問題。	延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低、失去知覺/藥物治療反應、組織或神經的損傷	術後可提供病患較大的活動角度，並可避免手術當節應力遮蔽而產生的臨近節病變。
骨科、神經外科	FBZ003255001	MFBZ00T007	" 鏡鈦" 高分子複合/鈦合金材料椎間融合系統(微創 PEEK C	" INTAI" INTERBODY FUSION SYSTEM	64000	本產品適用於椎間盤退變之脊椎前、後路手術，如椎間盤摘除減壓、神經孔擴大成型及脊柱椎體滑脫、岬部骨折、或退化造成不穩定，經使用椎弓根釘固定後之才椎間盤填充用。亦可搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。	嚴重的骨質疏鬆患者及脊椎有活動性感染者不建議使用	本產品設計為狼牙彎月型，使其符合椎間盤前端外緣形狀，支撐椎體時可以提供更佳的穩定效果。前端倒角式設計可以協助椎間融合器更容易植入椎間盤清除後之空間位置。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、神經外科	FBZ003326001	MFBZ00R248	瑞寶億里貝斯腰椎椎間融合器-每椎節置放2個cage	ReBorn Essence Z- Brace Lumbar Interverte	62000	由Ti-6Al-4V製成，裝置經過加工切削成Z型的結構，植入時以工具撐開植入物後端使前端縮小而易於植入，Z型切痕提供.8mm壓縮空間，使植入後對於椎間上下終板提供壓力，進而促進骨融合，中間具有植骨面積，可提供植骨使用，且壓縮後可讓中間的植骨與上下椎間終板與植骨做為接觸，使植骨與終板達到骨傳導，以促進骨融合。	硬脊膜破裂、因手術創傷造成神經受損、感染、延遲癒合或不癒合、對於植入物之金屬材質過敏、植入物之抗力作用使骨密度降低。	提供更佳的融合環境。降低植入物沉降進入椎體，而造成不能維持椎間盤高度的現象。
骨科、神經外科	FBZ003326002	MFBZ00R148	瑞寶億里貝斯腰椎椎間融合器-每椎節置放1個cage	ReBorn Essence Z- Brace Lumbar Interverte	81000	由Ti-6Al-4V製成，裝置經過加工切削成Z型的結構，植入時以工具撐開植入物後端使前端縮小而易於植入，Z型切痕提供.8mm壓縮空間，使植入後對於椎間上下終板提供壓力，進而促進骨融合，中間具有植骨面積，可提供植骨使用，且壓縮後可讓中間的植骨與上下椎間終板與植骨做為接觸，使植骨與終板達到骨傳導，以促進骨融合。	硬脊膜破裂、因手術創傷造成神經受損、感染、延遲癒合或不癒合、對於植入物之金屬材質過敏、植入物之抗力作用使骨密度降低。	提供更佳的融合環境。降低植入物沉降進入椎體，而造成不能維持椎間盤高度的現象。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、神經外科	FBZ003330001	MFBZ00R848	瑞寶德里貝斯頸椎椎間融合器	ReBorn Essence Z- Brace Cervical Interver	62000	由Ti-6Al-4V製成，裝置經過加工切削成Z型的結構，植入時以工具撐開植入物後端使前端縮小而易於植入，Z型切痕提供.8mm壓縮空間，使植入後對於椎間上下終板提供壓力，進而促進骨融合，中間具有植骨面積，可提供植骨使用，且壓縮後可讓中間的植骨與上下椎間終板與植骨做為接觸，使植骨與終板達到骨傳導，以促進骨融合。	硬脊膜破裂、因手術創傷造成神經受損、感染、延遲癒合或不癒合、對於植入物之金屬材質過敏、植入物之抗力作用使骨密度降低。	提供更佳的融合環境。降低植入物沉降進入椎體，而造成不能維持椎間盤高度的現象。
骨科、神經外科	FBZ004676001	MFBSF90001	瑞寶億諾瓦脊椎內固定系統 (螺釘杯頭100MM)	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYST	19000	提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置，術後傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成感染。
骨科、神經外科	FBZ004676003	MFBSF90000	瑞寶億諾瓦脊椎內固定系統 (短型預彎桿)	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYST	9000	提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置，術後傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成感染。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、神經外科	FBZ004676004	MFBSF90004	瑞寶億諾瓦脊椎內固定系統 (長型預彎桿)	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYST	16000	提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置，術後傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成感染。
骨科、神經外科	FBZ004676005	MFBSF90002	瑞寶億諾瓦脊椎內固定系統 (內固定二節)	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYST	92000	提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置，術後傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成感染。
骨科、神經外科	FBZ004676006	MFBSF90003	瑞寶億諾瓦脊椎內固定系統 (內固定三節)	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYST	128000	提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置，術後傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成感染。
骨科、神經外科	FBZ005475001	MFBZ00W000	“台微醫” 膠原蛋白人工骨替代物 (GS028315)	“ WILTROM” COLLAGEN BONE GRAFT SUBSTITUTE	13800	良好生物相容性·操作特性佳·具骨引導特性·具可吸收特性,	凡對豬萃取的蛋白質過敏者應該避免使用	本產品為一種由人體可吸收之膠原蛋白添加β型三鈣磷酸鹽(Collagen/B-TCP)之混合物。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、神經外科	FBZ005889001	MFBZ002530	“中央醫療”骨填充囊袋	Vessel-X Bone Filling Container System	145000	此產品可減少壓迫性骨折治療時使用骨水泥之滲漏，並固定骨水泥於椎體內成形	可能造成神經傷害，意外穿刺傷，深層或淺層傷口感染，流血，血腫，經脈血栓栓塞，疼痛或缺乏疼痛感，因植入造成椎體後側損傷	目前無類似健保產品
骨科、神經外科	FBZ006926002	MFBZ000250	擎力美賽諾斯生物可吸收骨替代材料-2.5cc	XeliteMed CeraOss Bioactive Synthetic Putty	58500	本產品是一種骨替代材料，主要材料組成包括磷酸三鈣及生物活性玻璃45S5。本產品具骨引導性 (Osteoconductive)，在骨組織中可逐漸被人體吸收並由新生骨取代，達成骨損傷修復目的。	當併發症產生時，可能需再次手術或取出植入物。副作用及併發症包括但不限於: 1. 手術部位的骨骼發生變形 2. 傷口併發症，包括水腫、血腫、手術部位受損、傷口感染、骨骼破裂、以及其他手術過程常見的併發症 3. 植入物失去、前突和/或移位 4. 植入部位組織萎縮	1. 健保給付品項不含生物活性玻璃，本產品含生物活性玻璃，可加強骨修復效果。 2. 健保給付品項無法塑型且無抗沖刷能力，本產品可依臨床需求進行塑型且具抗沖刷能力。 2. 健保給付品項於骨缺損處無法緊密貼合周圍骨組織，本產品可與植骨處周圍骨組織緊密貼合，減少空隙。
骨科、神經外科	FBZ006926003	MFBZ000500	擎力美賽諾斯生物可吸收骨替代材料-5cc	XeliteMed CeraOss Bioactive Synthetic Putty	90000	本產品是一種骨替代材料，主要材料組成包括磷酸三鈣及生物活性玻璃45S5。本產品具骨引導性 (Osteoconductive)，在骨組織中可逐漸被人體吸收並由新生骨取代，達成骨損傷修復目的。	當併發症產生時，可能需再次手術或取出植入物。副作用及併發症包括但不限於: 1. 手術部位的骨骼發生變形 2. 傷口併發症，包括水腫、血腫、手術部位受損、傷口感染、骨骼破裂、以及其他手術過程常見的併發症 3. 植入物失去、前突和/或移位 4. 植入部位組織萎縮	1. 健保給付品項不含生物活性玻璃，本產品含生物活性玻璃，可加強骨修復效果。 2. 健保給付品項無法塑型且無抗沖刷能力，本產品可依臨床需求進行塑型且具抗沖刷能力。 2. 健保給付品項於骨缺損處無法緊密貼合周圍骨組織，本產品可與植骨處周圍骨組織緊密貼合，減少空隙。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、神經外科	FBZ007067001	MFBZ000814	“瑞寶億”肯尼斯腰椎椎間融合器	ReBorn Essence Canis Lumbar Intervertebral Cage	135000	可使用後側路椎間孔椎間融合術或後入路椎間融合術的植入系統。本產品設計可因開放式手術或微創手術時使用，可直線嵌入或嵌入後在旋轉90度撐開，旋轉嵌入技術可以減少神經傷害機率。	失去知覺/藥物治療反應;感染;不明原因的發燒;對於移植物體、殘骸以及腐蝕物的異質身體反應(過敏);組織或神經的受損;壓力或血腫所引起的暫時性或永久的神經受損;任何或所有單位的初期或後期鬆弛。	可使用後側路椎間孔椎間融合術或後入路椎間融合術的植入系統。本產品設計可因開放式手術或微創手術時使用，可直線嵌入或嵌入後在旋轉90度撐開，旋轉嵌入技術可以減少神經傷害機率。
骨科、神經外科	FBZ007179001	MFBZ000018	"擎力美"擎力得球囊椎體成形術套組-8G套組(單球)	"XelitMed" Xelitpander Balloon Kyphoplasty-8G	75000	本產品是在灌入骨水泥之前先置入一個可以擴張的球囊，將塌陷的脊椎骨復位，並行成一個可以安全灌注骨水泥空腔，效果比其他方式都來的好，幾乎可以完全避免因骨水泥外漏壓迫脊髓神經而導致癱瘓的嚴重併發症。	手術醫師應在術前將可能發生之不良影響告知病患，包括但不限於：心跳停止、腦血管病變、肺栓塞、心肌梗塞、猝死、動脈壓降低、短暫心臟傳導障礙。副作用及併發症包括但不限於：1.神經傷害，包括會導致神經根病變、輕癱、脊髓癱瘓或神經根穿刺。2.脂肪栓塞、血栓或其他物質可能會導致病狀性肺栓塞或其他臨床後遺症。3.血胸或氣胸。4.深層或表淺的傷口感染。5.球囊可填充部份破裂，造成碎片停留在脊椎體內。6.球囊破裂會導致顯影劑滲漏，可能會引起過敏反應或過敏性反應。7.流血、出血或血腫。	健保給付品項不含球囊導管，本產品含球囊導管，可在脊椎的鬆質骨中製造空隙，最大程度降低骨水泥洩漏，恢復椎體高度較顯著，將來發生鄰近椎體骨折率較低。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、神經外科	FBZ007179002	MFBZ000011	"擎力美"擎力得球囊椎體成形術套組-11G套組(單球)	"XelitMed" Xelitpander Balloon Kyphoplasty-11G	105000	本產品是在灌入骨水泥之前先置入一個可以擴張的球囊，將塌陷的脊椎骨復位，並行成一個可以安全灌注骨水泥空間，效果比其他方式都來的好，幾乎可以完全避免因骨水泥外漏壓迫脊髓神經而導致癱瘓的嚴重併發症。	手術醫師應在術前將可能發生之不良影響告知病患，包括但不限於：心跳停止、腦血管病變、肺栓塞、心肌梗塞、猝死、動脈壓降低、短暫心臟傳導障礙。副作用及併發症包括但不限於：1.神經傷害，包括會導致神經根病變、輕癱、脊髓癱瘓或神經根穿刺。2.脂肪栓塞、血栓或其他物質可能會導致病狀性肺栓塞或其他臨床後遺症。3.血胸或氣胸。4.深層或表淺的傷口感染。5.球囊可填充部份破裂，造成碎片停留在脊椎體內。6.球囊破裂會導致顯影劑滲漏，可能會引起過敏反應或過敏性反應。7.流血、出血或血腫。	健保給付品項不含球囊導管，本產品含球囊導管，可在脊椎的鬆質骨中製造空隙，最大程度降低骨水泥洩漏，恢復椎體高度較顯著，將來發生鄰近椎體骨折率較低。
骨科、神經外科	FBZ010866002	MFBZ01WAP1	"瑞德"艾羅麥人工骨骼替代品- 1c.c	" WRIGHT" ALLOMATRIX INJECTABLE PUTTY-1c.	21000	本產品用於填補手術或創傷造成的骨缺損，成分含有硫酸鈣，去礦化骨基質(DBM)	傷口可能的併發症包含：血腫、患處引流、骨折、感染及其他一般手術可能發生之併發症。	本產品為硫酸鈣及磷酸鈣特殊比例之混和配方，國內健保品人工骨僅含有單一硫酸鈣或是單一磷酸鈣成分
骨科、神經外科	FBZ011128001	MFBZ01M005	美敦力雷格斯脊椎矯正系統：多角度微創骨釘	Medtronic CD Horizon Legacy Spinal Syste	17000	本系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸椎、腰椎，或薦椎融合的輔助器材		傷口較小，因此恢復期較短。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、神經外科	FBZ017077002	MFBZ01J005	“信迪思”椎體替代裝置(≤30mm)	Synmesh 1L	89000	適用於因腫瘤或創傷（例：骨折）所照成的脊椎椎體退化、損傷或不穩固。可以取代頸椎、胸椎和腰椎的椎體，依據病患的病症分析，多種樣式的設計，可供醫師選擇最適合病患的尺寸。調整植入物外型、彎曲或切割時，應特別小心，改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重複前後彎曲，都可能減損功能，必須與原廠之建議器械配合使用，此系統必須與內固定系統一起搭配使用。	過敏反應肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷，植入物而引起的疼痛	無
骨科、神經外科	FBZ019642001	MFBZ01M001	美敦力思迪經皮脊椎固定系統：中節固定桿	Medtronic CD Horizon Longitude Percutane	32000	本系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸椎、腰椎，或薦椎融合的輔助器材	術後脊椎有可能彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少；因不適當的植入位置或放置器械使組織或神經受損	傷口較小，因此恢復期較短。
骨科、神經外科	FBZ019971001	MFBZ01MP10	美敦力正中置物骨板固定系統：骨板	Medtronic CENTERPIECE Plate Fixation Sys	26000	本產品使用目的是提供一種工具，可以在椎板成形術之後，避免植骨材料被擠壓出。	N/A	無可比較之健保品
骨科、神經外科	FBZ019971002	MFBZ01MS26	美敦力正中置物骨板固定系統：骨釘	Medtronic CENTERPIECE Plate Fixation Sys	4800	本產品使用目的是提供一種工具，可以在椎板成形術之後，避免植骨材料被擠壓出。	N/A	無可比較之健保品

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、神經外科	FBZ022346001	MFBZ02M011	美敦力凱豐球囊椎體成形術套組	Medtronic KyphoPak Tray	79000	包含一般使用於球囊椎體成形術中的裝置，套組包含以下所述之組件，用以治療初次骨折。	包括感染；骨水泥滲漏至脊髓周圍的肌肉和組織以及在罕見情況下可能造成癱瘓的神經損傷；骨水泥滲漏至血管、肺部或心臟損傷。	無可比較之健保品
骨科、神經外科	FBZ025050001	MFBZ020030	“美新”史派節克椎體支撐系統	" Vexim" SpineJack System	155000	手術傷口小、有效恢復椎體高度	發炎、出血、血腫、發燒等	無
骨科、神經外科	FBZ025050001	MFBZ02VS01	美新史派節克椎體支撐系統	"Vexim" SpineJack Systems	120000	以微創手術進行傷口小、流血少、有效的進行傾頹椎體的高度回昇與終板重建；植入的植入物於撐起後能更有效的維持回昇的狀態待骨泥注入後更形穩固。	可能有發炎、血腫、出血、過敏、血栓、脊椎粉碎、肋骨粉碎、無法承受外漏、肺栓塞極、高血壓/血管迷走性反應、無法耐受骨水泥、暫時性局部劇痛、暫時性反射性痛、腦神經方面的併發症	目前健保無類似產品
骨科、神經外科	FBZ027131001	MFBA13UT01	奧普天脫鈣骨基質泥/膠?1CC	Optium DBM 1cc	30000	奧普天脫鈣骨基質泥/膠是由冷凍乾燥的脫鈣骨基質組成，用LNH的技術和甘油處理，甘油更為長效，能增加骨引導的時間。	甘油可能導致血糖過高症。臨床醫師在移植含甘油的骨空隙填充物後指出有個案發生尿道吻合、腳部浮腫、發燒、術區感染和移植失敗。	具有骨引導性和骨誘導性，能在癒合過程中被宿主骨頭吸收、重塑並取代之。可刺激骨增生。
骨科、神經外科	FBZ027131002	MFBA13UT25	奧普天脫鈣骨基質泥/膠2.5CC	Optium DBM 2.5cc	60000	奧普天脫鈣骨基質泥/膠是由冷凍乾燥的脫鈣骨基質組成，用LNH的技術和甘油處理，甘油更為長效，能增加骨引導的時間。	甘油可能導致血糖過高症。臨床醫師在移植含甘油的骨空隙填充物後指出有個案發生尿道吻合、腳部浮腫、發燒、術區感染和移植失敗。	具有骨引導性和骨誘導性，能在癒合過程中被宿主骨頭吸收、重塑並取代之。可刺激骨增生。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、神經外科	FBZ027131003	MFBA13UT05	奧普天脫鈣骨基質泥/膠5CC	Optium DBM 5cc	95000	奧普天脫鈣骨基質泥/膠是由冷凍乾燥的脫鈣骨基質組成，用LNH的技術和甘油處理，甘油更為長效，能增加骨引導的時間。	甘油可能導致血糖過高症。臨床醫師在移植含甘油的骨空隙填充物後指出有個案發生尿道吻合、腳部浮腫、發燒、術區感染和移植失敗。	具有骨引導性和骨誘導性，能在癒合過程中被宿主骨頭吸收、重塑並取代之。可刺激骨增生。
骨科、神經外科	FBZ027511001	MFBZ02WMH5	“瑞德”密格注射型人工代用骨	“Wright” MIIG High Strength Injectable	41000	本產品為注射型人工骨，用於填補手術或創傷造成的骨缺損，成分含有硫酸鈣	傷口可能的併發症包含：血腫、患處引流、骨折、感染及其他一般手術可能發生之併發症。	本產品為硫酸鈣及磷酸鈣特殊比例之混和配方，國內健保品人工骨僅含有單一硫酸鈣或是單一磷酸鈣成分
骨科、神經外科	FBZ028342001	MFBZ02J004	“帝富脊椎”微博皮質固定螺釘脊椎固定系統-雙軸線皮	CBT	29000	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定。可用於 CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。
骨科、神經外科	FBZ029049001	MFBZ024611	“喜望”骨撐開系統	“Seawon” SPASY Inflatable Bone Expander System	76000	本產品利用氣囊導管將骨水泥注入脊椎骨折的裂縫	無	無健保品
骨科、神經外科	FBZ029716002	MFBZ02SA20	信迪思亞克椎板成形術系統/骨釘	"Synthes"Arch Laminoplasty System/Screw	7500	適用於下頸椎和上胸椎(C3-T3)的椎板成形術；可用來支撐施行椎板成形術所用的植骨，以避免植骨材料被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷 2.遞民反映肇因於無法適應植入物材質 3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙 4.植入物引起的疼痛。	頸椎後開專用plate, 相較與健保顏顱或外傷專用之plate，screw鎖入後不會突起，較為平整,及穩定。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、神經外科	FBZ030108001	MFBZ033250	"美敦力"索樂拉領航脊椎固定系統-短節固定桿	"Medtronic"CD Horizon Solera Voyager Spinal System - Short Rod	29575	本產品含多種形狀及尺寸的脊椎固定桿及連結組件，其可牢固地固定於各式構造並可搭配“美敦力”索樂拉領航脊椎固定系統中骨釘使用，以符合個案需求。使用於非兒科病患時，某些美敦力脊椎系統的植入物組件可與本系統產品配合使用。	術後可能出現感染、傷口壞死或傷口裂開；疼痛、不適感或因植入物而產生的異常感覺。	相較之下健保品項的療效傷口較大、出血較多、恢復較慢
骨科、神經外科	FBZ030109001	MFBZ031250	"美敦力"索樂拉領航脊椎固定系統-骨釘	"Medtronic"CD Horizon Solera Voyager Spinal System - Screw	29575	本產品含多種形狀及尺寸的脊椎固定桿及連結組件，其可牢固地固定於各式構造並可搭配“美敦力”索樂拉領航脊椎固定系統中骨釘使用，以符合個案需求。使用於非兒科病患時，某些美敦力脊椎系統的植入物組件可與本系統產品配合使用。	術後可能出現感染、傷口壞死或傷口裂開；疼痛、不適感或因植入物而產生的異常感覺。	相較之下健保品項的療效傷口較大、出血較多、恢復較慢
骨科、神經外科	FBZ030978001	MFBZ037770	美敦力艾樂斐特脊椎系統	Medtronic ELEVATE Spinal System	180000	Elevate可延展調整脊柱前凸角度及高度，以符合病人解剖結構。此植入物結構為中空設計，因此可放入自體移植骨。植入物可自身體後側或椎間孔以傳統切開或微創手術植入。	在未使用互補性支持的情況下，移位與未固定所導致潛在的不良事件風險可能會增加，例如術後感染、骨移植植物取出部位出現併發症等等。	無可替代之健保品項

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、神經外科	FBZ032231001	MFBZ031816	美敦力科能鈦塗層椎間融合系統	Medtronic Cornerstone-SR Ti-Coated Cervical Fusion System	70000	本裝置包括各式寬度、高度及形狀的椎間融合器，由純鈦塗層的聚醚醚酮（PEEK）所製成，可在椎體間融合術時置入在兩個頸椎椎體間，提供支撐及矯正。植入物的中空構造可填入如自體移植骨及骨替代物等材料。	可能對植入物產生異物反應，包括可能形成腫瘤、自體免疫疾病、及/或疤痕。	鈦塗層摩擦係數更高，降低融合器位移機率
骨科、神經外科	FBZ032994003	MFBZ034526	“漢森柏”去礦化骨填充物(ExFuse)	“HansBiomed” Demineralized Bone Matrix(ExFuse)	34450	本產品成分不僅含有骨誘導生長因子，可誘導成骨細胞移動至填充部位。另外含有15%鬆質骨骨片進而增加骨傳導的能力，使成骨細胞更容易附著於填充部位並協助骨再生。本產品所使用之載體經過美國專利申請，操作性良好，生長因子不容易因沖洗流失。	使用補骨醫材的潛在副作用包含但不限於：軟組織/骨骼感染(骨髓炎)、發燒、手術部位骨骼變形、骨骼生長不全，延遲癒合或不癒合、高鈣血症或暫時性高鈣血症、新生骨破裂、疾病傳播和不良免疫反應。	一般健保品項僅具有骨傳導功能，本產品兼具骨傳導及骨誘導生長因子能誘導骨生長修復，骨生長能力較佳。
骨科、神經外科	FBZ032994004	MFBZ030325	“漢森柏”去礦物骨填充物(ExFuse)EG3G	“HansBiomed” Demineralized Bone Matrix(ExFuse)	70980	本產品成分不僅含有骨誘導生長因子，可誘導成骨細胞移動至填充部位。另外含有15%鬆質骨骨片進而增加骨傳導的能力，使成骨細胞更容易附著於填充部位並協助骨再生。本產品所使用之載體經過美國專利申請，操作性良好，生長因子不容易因沖洗流失。	使用補骨醫材的潛在副作用包含但不限於：軟組織/骨骼感染(骨髓炎)、發燒、手術部位骨骼變形、骨骼生長不全，延遲癒合或不癒合、高鈣血症或暫時性高鈣血症、新生骨破裂、疾病傳播和不良免疫反應。	一般健保品項僅具有骨傳導功能，本產品兼具骨傳導及骨誘導生長因子能誘導骨生長修復，骨生長能力較佳。
骨科、神經外科	FBZ033626003	MFBZ030100	邦格爾去礦化異體植骨	Bongener Fiber type DBM	39000	本產品由去礦化人工骨組成,調配成凝膠狀	無	骨生長效果更佳,清洗傷口時不易被水沖散

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、神經外科	FBZ033626004	MFBZ032500	邦格爾去礦化異體植骨	Bongener Fiber type DBM	71500	本產品由去礦化人工骨組成,調配成凝膠狀	無	骨生長效果更佳,清洗傷口時不易被水沖散
骨科、神經外科	FBZ034134001	MFBZ032529	“英特格堤”飛爾霍克腰椎椎間融合系統	“Integrity” Flarehawk Lumbar Interbody Fusion System	210000	PEEK 外殼與Titanium 墊片組合，可經由工具進行高密度植骨以提升融合率，目前唯一擴展式椎間盤融合器中，高度與寬度能夠達到同時展開，提供椎間盤內更多的乘載面積，進而降低融合器可能造成之風險如沉降。	植入物輕微移位 (Migration)、沉陷、斷裂、失去固定、椎骨骨折、神經系統或血管或內臟受損，某些退化性疾病或潛在的生理疾病如糖尿病，類風濕關節炎或骨質疏鬆症可能會改變癒合過程，從而增加植入物斷裂或脊柱骨折的風險。	本產品為可擴展式結構，能在術中以較小的體積植入椎間盤，可縮表皮小傷口並再搭配專用器械進行組裝以達到最終高度，優點在於能夠搭配微創手術進行及降低植入時對脊柱結構及/或神經的破壞風險。
骨科、神經外科	FBZ034252001	MFBZ031344	美敦力史佐斯費爾擴張式椎體切除術系統-頸椎	Medtronic T2 Stratosphere Expandable Corpectomy System – Cervical	300000	適用於椎體置換，可輔助手術矯正及穩定胸腰及頸椎。適用於胸椎及腰椎(T1-L5)和頸椎(C2-C7)	無	無
骨科、神經外科	FBZ034252002	MFBZ031320	美敦力史佐斯費爾擴張式椎體切除術系統-胸腰椎	Medtronic T2 Stratosphere Expandable Corpectomy System – Thoracic/Lumbar	300000	適用於椎體置換，可輔助手術矯正及穩定由腫瘤及創傷造成之脊椎疾病，適用於胸椎及腰椎(T1-L5)	無	無
骨科、神經外科	FBZ035808001	MFBZ031536	荷貝莉防沾黏阻隔凝膠	“BNC”Hibarry Anti-Adhesion Barrier Gel	48000	膠狀易施打，適用於腰椎初次施行椎板切除術或椎間盤切除術之患者。		無健保給付品
骨科、神經外科	FBZ035808002	MFBZ031365	荷貝莉防沾黏阻隔凝膠	“BNC”Hibarry Anti-Adhesion Barrier Gel	60000	膠狀易施打，適用於腰椎初次施行椎板切除術或椎間盤切除術之患者。		無健保給付品
骨科、神經外科	FBZ035808003	MFBZ034512	荷貝莉防沾黏阻隔凝膠	“BNC”Hibarry Anti-Adhesion Barrier Gel	90000	膠狀易施打，適用於腰椎初次施行椎板切除術或椎間盤切除術之患者。		無健保給付品

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、神經外科	TTZ029348001	MTTZ02TG05	茵特葛拉硬脊膜組織黏膠5ml	Exact	52000	本產品適用於脊椎手術時做為硬膜修復縫合的輔助，提供防水密封的功能	無	此品項目前並無健保給付品項可比較
骨科、神經外科、麻醉疼痛科	FBZ029731001	MFBZ02MK01	美敦力凱豐二代套組	“Medtronic” Kyphopak Tray II	130000	擴張式骨球囊的主要主件為Y型轉接器連接IBT桿及位於遠側尖端的IBT球囊。球囊設計為其擴張時，可壓縮海綿骨和/或移動皮質骨。球囊置入時，可運用迎光透視攝影收縮球囊遠端及近端的不透光標記來定位。 Kyphopak II的球囊更具彈性，可將脊椎撐出更符合人體工學的空腔。內附的骨水泥注射器材質比前一代止滑效果更好；其數位儀版、注射器刻度分開，板手也經過改良，讓手術可以更順利進行。	與大部份外科手術一樣，儘管球囊擴張椎體成形術得併發症發生率低，但仍可能發生嚴重的不良事件，有些可能是致命的，包括心臟病發作、心臟停搏（心臟停止搏動）、中風和栓塞（血液、脂肪或骨水泥遊走至肺部或心臟）。	無類似健保品項

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、神經外科、麻醉疼痛科	FBZ029731002	MFBZ02MK02	美敦力凱豐二代套組(單囊)	“Medtronic” Kyphopak Tray II (Single Balloons)	95000	擴張式骨球囊的主要主件為Y型轉接器連接IBT桿及位於遠側尖端的IBT球囊。球囊設計為其擴張時，可壓縮海綿骨和/或移動皮質骨。球囊置入時，可運用迎光透視攝影收縮球囊遠端及近端的不透光標記來定位。 Kyphopak II的球囊更具彈性，可將脊椎撐出更符合人體工學的空腔。內附的骨水泥注射器材質比前一代止滑效果更好；其數位儀版、注射器刻度分開，板手也經過改良，讓手術可以更順利進行。	與大部份外科手術一樣，儘管球囊擴張椎體成形術得併發症發生率低，但仍可能發生嚴重的不良事件，有些可能是致命的，包括心臟病發作、心臟停搏（心臟停止搏動）、中風和栓塞（血液、脂肪或骨水泥遊走至肺部或心臟）。	無類似健保品項
骨科、神經外科、整形外科	FBZ029071001	MFBZ021501	“瑟諾美”瑞輔生去礦化異體植骨1cc	Cellumed Rafugen DBM	24050	本產品乃用於填補各種不同大小之骨缺損，以促進骨生長及骨融合。由去礦物質的人骨基質和具生物相容的載體	儘管瑞輔生 去礦化異體植骨 做過體內及體外的測試並顯示無明顯地抗原反應，然而，仍保留植入後產生免疫反應的可能性。	此產品含有生長因子.健保產品沒有
骨科、神經外科、整形外科	FBZ029071002	MFBZ020500	“瑟諾美”瑞輔生去礦化異體植骨0.5cc	Cellumed Rafugen DBM 0.5cc	16900	本產品乃用於填補各種不同大小之骨缺損，以促進骨生長及骨融合。由去礦物質的人骨基質和具生物相容的載體	儘管瑞輔生 去礦化異體植骨 做過體內及體外的測試並顯示無明顯地抗原反應，然而，仍保留植入後產生免疫反應的可能性。	此產品含有生長因子.健保產品沒有

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、整形外科	FBZ020077003	MFBZ02ATRS	“艾思瑞斯”泰若普肌腱固定懸吊紐	“Arthrex” Tight-Rope Syndesmosis Repair System	46000	1.產品縫線材質為FiberWire材質較為穩固。2.可減少使用其他釘子固定，讓病患術後可盡早下床活動增加滿意度。3.操作方便,減少手術時間。	本產品是用於將韌帶固定在所附屬破裂骨端和關節端的小骨片段，此處多無法用骨螺絲固定，此系統也可與外固定和長髓釘包含骨板合併，配合骨折支撐帶和石膏使用。本產品可用於修復跟隨肌腱韌帶的破損，提供軟組織的固定生長，如肌腱韌帶重建。	健保需要二次手術拔除且傷口較大
骨科、整形外科	FBZ020149001	MFBZ02APAB	“艾思瑞斯”普仕拉克縫合錨釘-可吸收普仕拉克縫合錨釘	“Arthrex” PushLock Suture Anchor-Bio PushLock	28000	適用於各種運動醫學傷害之韌帶修補。如用於Bankart、SLAP、Rotator cuff repair等。	Arthrex產品系列中的PushLock是用於將組織固定縫合至骨頭上之固定物。此產品適用腳，踝，膝，手，腕，肘，肩，髖。	健保品項為金屬材質，易對特殊體質造成過敏。
骨科、整形外科	FBZ023869001	MFBZ02ASSA	“艾思瑞斯”思維拉克縫合錨釘	“Arthrex” SwiveLock Suture Anchors	35000	此產品由聚乳酸Poly(L-Lactide)和/或polyetheretherketone(PEEK)組成。生物複合性材料為polylactic acid和tricalcium phosphate(TCP)組成。部分產品含有植體專用鈦合金製成之孔眼。	Arthrex產品系列中的Swivelock是用於將組織固定縫合至骨頭上之固定物。此產品適用腳，踝，膝，手，腕，肘，肩，髖。	健保品項的產品需打結。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、整形外科	FBZ024051001	MFBZ02ARRS	“艾思瑞斯”迷你泰若普肌腱固定懸吊紐	“Arthrex” Mini Tight-Rope Repair System	46000	1.產品縫線材質為FiberWire材質較為穩固。2.可減少使用其他釘子固定，讓病患術後可盡早下床活動增加滿意度。3.操作方便,減少手術時間。	本產品是用於將韌帶固定在所附屬破裂骨端和關節端的小骨片段，此處多無法用骨螺絲固定，此系統也可與外固定和長髓釘包含骨板合併，配合骨折支撐帶和石膏使用。本產品可用於下列癒合過程，提供固定之用：如Hallux Valgus重建，用於減少第一與第二趾骨間角度。	傳統是用k-pin復原健保品項為金屬材質，易對特殊體質造成過敏。
骨科、整形外科	FBZ030102001	MFBZ03BJMS	”邦美”傑格迷你縫合錨釘	”Biomet” JuggerKnot Mini Soft Anchor	31250	本產品屬於軟性全縫線錨釘，不帶硬質組件，避免傳統硬性錨釘位移等後遺症。且錨釘直徑小，能大幅減少手術造成的骨骼缺損，亦允許多點軟組織固定。也能應用於手指和手腕等骨骼與韌帶皆較精細的部位。	患者可能會對異物有過敏反應。手術中或手術後骨折及/或術後疼痛。	1、此產品為全縫線錨釘，減沙69%骨缺損對於骨頭傷害較小，可允許多點軟組織固定。2、全縫線錨釘所需的骨鑽孔通道明顯比典型縫線錨釘的小，減少肩盂位骨折的風險。3、本產品屬於軟性全縫線錨釘，不帶硬質組件，避免傳統硬性錨釘位移等後遺症。4、全縫線錨釘排列密度較高，提升總體抗拉力。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、整形外科	FBZ033408001	MFBZ031510	“信德立”可吸收鎂合金骨螺釘	“Syntellix” Magnezix CS	114000	“Syntellix” Magnezix CS為鎂合金組成的生物可吸收，並獲CE 認證的可降解醫用鎂合金，其力學特性與人骨及其相似，可在體內完全降解(約1-2年)，由人體自身骨組織取代，臨床實驗證實鎂具有骨引導作用並可抑制感染。	可能引起的不良反應: 因錯誤選擇導致植入物失效、過早負重或過度負重、過敏反應、植入物引起疼痛、因血管病變導致延後癒合、因加速降解導致植入物本身的生物力學降低。	本產品可在1-2年於體內降解,無須再次手術移除臨床實驗證實鎂具有骨引導作用並可抑制感染。
骨科、整形外科、心臟血管外科、神經外科	TBZ015833001	MTBZ01HHEL	歐其克止血帶 ExtraLarge Black & W	“ OHK” HemaClear Nonpneumatic Tourniquet	7000	一次性使用、減少術後疼痛、避免皮膚潰爛及產生水泡	壓力環下之皮膚會暫時性褪色 (<24小時)、止血帶固定處會有餘留的疼痛感 – 最久可至七天(極少)	一次性使用、減少術後疼痛、避免皮膚潰爛及產生水泡
骨科、整形外科、心臟血管外科、神經外科	TBZ015833002	MTBZ01HHLB	歐其克止血帶 Blue、Orange、Brown	“ OHK” HemaClear Nonpneumatic Tourniquet	7000	一次性使用、減少術後疼痛、避免皮膚潰爛及產生水泡	壓力環下之皮膚會暫時性褪色 (<24小時)、止血帶固定處會有餘留的疼痛感 – 最久可至七天(極少)	一次性使用、減少術後疼痛、避免皮膚潰爛及產生水泡
骨科、整形外科、心臟血管外科、神經外科	TBZ015833004	MTBZ01HHSP	歐其克止血帶 Small Pink	“ OHK” HemaClear Nonpneumatic Tourniquet	5000	一次性使用、減少術後疼痛、避免皮膚潰爛及產生水泡	壓力環下之皮膚會暫時性褪色 (<24小時)、止血帶固定處會有餘留的疼痛感 – 最久可至七天(極少)	一次性使用、減少術後疼痛、避免皮膚潰爛及產生水泡
骨科、整形外科、心臟血管外科、神經外科	TBZ015833005	MTBZ01HHMA	歐其克止血帶 Model A、Model F	“ OHK” HemaClear Nonpneumatic Tourniquet	5000	避免感染、消除術後水泡及皮膚潰爛、減少手術後疼痛	壓力環下之皮膚會暫時性褪色 (<24小時)、止血帶固定處會有餘留的疼痛感 – 最久可至七天(極少)	一次性使用、減少術後疼痛、避免皮膚潰爛及產生水泡

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、整形外科、外科	FBZ006950001	MFBZ001300	“奧澄”解剖型橈骨鎖定加壓骨板系統	“Ocean” Anatomic Radius Locking Plate System	54000	醫療級鈦合金材質、有效固定橈骨骨折，使病人即早恢復正常生活、新型發明設計滑動槽有效降低術中擺位之不必要耗時，減少術中風險。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患、因個人體質差異，有可能發生延遲癒合或不癒合情況、某些患者可能對植入物產生排斥現象、可能發生延遲癒合或不癒合，使植入物斷裂、植入物可能產生異物感、為矯正不良影響，額外的手術可能是必要的。	手術效果更為優良、固定較穩定、病患較快可恢復到正常生活
骨科、整形外科、外科	FBZ007361001	MFBZ003210	“奧澄”解剖型鎖定加壓骨板系統-上肢系列	Ocean Anatomic Locking Plate System-Upper Limb	56000	設計創新發明可改變角度鎖入，更有效抓取碎骨、醫療級鈦合金材質、加強骨釘頸部強度設計、增加與骨板結合穩定效果	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患、因個人體質差異，有可能發生延遲癒合或不癒合情況、某些患者可能對植入物產生排斥現象、可能發生延遲癒合或不癒合，使植入物斷裂、植入物可能產生異物感、為矯正不良影響，額外的手術可能是必要的。	手術效果較優良、固定較穩定、可多角度抓取、病患較快可恢復到正常生活

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、整形外科、外科	FBZ007361003	MFBZ000308	“奧澄”解剖型鎖定加壓骨板系統-肩部系列	Ocean Anatomic Locking Plate System-Shoulder	60000	設計創新發明可改變角度鎖入，更有效抓取碎骨、醫療級鈦合金材質、加強骨釘頸部強度設計、增加與骨板結合穩定效果	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患、因個人體質差異，有可能發生延遲癒合或不癒合情況、某些患者可能對植入物產生排斥現象、可能發生延遲癒合或不癒合，使植入物斷裂、植入物可能產生異物感、為矯正不良影響，額外的手術可能是必要的。	手術效果較優良、固定較穩定、可多角度抓取、病患較快可恢復到正常生活
骨科、整形外科、外科	FBZ007361004	MFBZ000202	“奧澄”解剖型鎖定加壓骨板系統-足踝系列	“Ocean” Anatomic Locking Plate System-Ankle	53500	設計創新發明可改變角度鎖入，更有效抓取碎骨、醫療級鈦合金材質、加強骨釘頸部強度設計、增加與骨板結合穩定效果	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患、因個人體質差異，有可能發生延遲癒合或不癒合情況、某些患者可能對植入物產生排斥現象、可能發生延遲癒合或不癒合，使植入物斷裂、植入物可能產生異物感、為矯正不良影響，額外的手術可能是必要的。	手術效果較優良、固定較穩定、可多角度抓取、病患較快可恢復到正常生活

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、整形外科、外科	FBZ007361005	MFBP050102	“奧澄”解剖型鎖定加壓骨板系統-足跟系列	Ocean Anatomic Locking Plate System-Heel	66500	設計創新發明可改變角度鎖入，更有效抓取碎骨、醫療級鈦合金材質、加強骨釘頸部強度設計、增加與骨板結合穩定效果	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患、因個人體質差異，有可能發生延遲癒合或不癒合情況、某些患者可能對植入物產生排斥現象、可能發生延遲癒合或不癒合，使植入物斷裂、植入物可能產生異物感、為矯正不良影響，額外的手術可能是必要的。	手術效果較優良、固定較穩定、可多角度抓取、病患較快可恢復到正常生活
骨科、整形外科、外科	FBZ007361006	MFBZ002080	“奧澄”解剖型鎖定加壓骨板系統-小骨系列	Ocean Anatomic Locking Plate System-Mini	53500	設計創新發明可改變角度鎖入，更有效抓取碎骨、醫療級鈦合金材質、加強骨釘頸部強度設計、增加與骨板結合穩定效果	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患、因個人體質差異，有可能發生延遲癒合或不癒合情況、某些患者可能對植入物產生排斥現象、可能發生延遲癒合或不癒合，使植入物斷裂、植入物可能產生異物感、為矯正不良影響，額外的手術可能是必要的。	手術效果較優良、固定較穩定、可多角度抓取、病患較快可恢復到正常生活

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、整形外科、神經外科	FSZ006164001	MFSZ006010	德撫癒可吸收防沾黏凝膠1ml	DEFEHERE Absorbable Adhesion Barrier	19200	1. 本品為無色、透明、黏稠、無菌且無熱源之交聯型透明質酸凝膠 (6%)，充於注射針筒內。僅供一次性使用。適用於預防或減少肌腱、周邊神經及關節攣縮鬆解手術後，組織間產生纖維化或沾黏的發生。 2. 本品為使用專利 CHAP 自體酯交聯技術製造之透明質酸凝膠，具有高黏稠性及高延展性的凝膠，可附著於塗抹的組織表面，形成一層抗組織沾黏的屏障，以減少手術後組織的沾黏。無額外添加劑，生物相容性高，不易產生過敏反應。 3. 本品主成份為透明質酸組成，生物相容性高，可被人體正常代謝吸收，不易產生過敏反應。且透明質酸具有潤滑、止痛及抗發炎的作用，可緩解患者術後及復健之疼痛、不適感，增加關節活動角度。	臨床使用上，尚未有嚴重不良反應報告。	臨床上無健保給付之相似品項。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、整形外科、神經外科	FSZ006164002	MFSZ006020	德撫癒可吸收防沾黏凝膠2ml	DEFEHERE Absorbable Adhesion Barrier	37050	1. 本品為無色、透明、黏稠、無菌且無熱源之交聯型透明質酸凝膠 (6%)，充於注射針筒內。僅供一次性使用。適用於預防或減少肌腱、周邊神經及關節攣縮鬆解手術後，組織間產生纖維化或沾黏的發生。 2. 本品為使用專利 CHAP 自體酯交聯技術製造之透明質酸凝膠，具有高黏稠性及高延展性的凝膠，可附著於塗抹的組織表面，形成一層抗組織沾黏的屏障，以減少手術後組織的沾黏。無額外添加劑，生物相容性高，不易產生過敏反應。 3. 本品主成份為透明質酸組成，生物相容性高，可被人體正常代謝吸收，不易產生過敏反應。且透明質酸具有潤滑、止痛及抗發炎的作用，可緩解患者術後及復健之疼痛、不適感，增加關節活動角度。	臨床使用上，尚未有嚴重不良反應報告。	臨床上無健保給付之相似品項。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
骨科、整形外科、神經外科	FSZ006164003	MFSZ006015	德撫癒可吸收防沾黏凝膠1.5ml	DEFEREHERE Absorbable Adhesion Barrier	27950	1. 本品為無色、透明、黏稠、無菌且無熱源之交聯型透明質酸凝膠 (6%)，充於注射針筒內。僅供一次性使用。適用於預防或減少肌腱、周邊神經及關節攣縮鬆解手術後，組織間產生纖維化或沾黏的發生。2. 本品為使用專利 CHAP 自體酯交聯技術製造之透明質酸凝膠，具有高黏稠性及高延展性的凝膠，可附著於塗抹的組織表面，形成一層抗組織沾黏的屏障，以減少手術後組織的沾黏。無額外添加劑，生物相容性高，不易產生過敏反應。3. 本品主成份為透明質酸組成，生物相容性高，可被人體正常代謝吸收，不易產生過敏反應。且透明質酸具有潤滑、止痛及抗發炎的作用，可緩解患者術後及復健之疼痛、不適感，增加關節活動角度。	臨床使用上，尚未有嚴重不良反應報告。	臨床上無健保給付之相似品項。
婦產科	FSZ001142001	MFSZ00BR05	宮安康宮腔用可吸收防沾黏凝膠	MateRegen Gel	17000	本產品用於子宮鏡和其他子宮腔手術後，預防或減少子宮腔術後沾黏形成，以利傷口自然癒合之過程。	不良事件報告的類型和頻率與一般手術後發生之事件一致的。	L0004可吸收性防沾黏材質目前無健保給付品項

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
婦產科	FSZ005261002	MFSZ00HB40	瀚醫生技防粘連可吸收膠	HANBIO Barri Gel	15000	Barrigel是透明且黏稠的大分子玻尿酸凝膠 1.避免手術後沾粘產生的後遺症如腸阻塞.不孕.骨盆腔疼痛。2.操作簡易方便，包含C/S及腹腔鏡及子宮腔鏡手術之預防沾黏。3.比起片狀的防沾黏產品更能節省收刀時間。	無	此產品目前無健保給付之品項
婦產科	FSZ005261004	MFSZ00HB05	瀚醫生技防粘連可吸收膠5ml	HANBIO Barrigel	8500	Barrigel是透明且黏稠的大分子玻尿酸凝膠 1.避免手術後沾粘產生的後遺症如腸阻塞.不孕.骨盆腔疼痛。2.操作簡易方便，包含C/S及腹腔鏡及子宮腔鏡手術之預防沾黏。3.比起片狀的防沾黏產品更能節省收刀時間。	無	此產品目前無健保給付之品項
婦產科	FSZ005697001	MFSZ00PAAB	玻達癒可吸收防沾黏凝膠 (10.0毫升/支)	PROTAHERE Absorbable Adhesion Barrier	18000	本品為具有高黏稠性及高延展性的凝膠，可附著於塗抹的組織表面，形成一層抗組織沾黏的屏障，以減少手術後組織的沾黏。	臨床上尚未有不良反應事件報告	無類似之健保給付品項
婦產科	SAY023875001	MSDPLS0316	柯惠可吸收傷口縫合裝置V-Loc180 VLOCL0316	V-Loc 180 Absorbable Wound Closure Devic	1750	V-Loc 180可吸收傷口縫合裝置包含一倒鉤可吸收線,一端配備手術針,另一端則是環狀作用器.倒鉤裝置和環狀端作用器的設計可使組織縫合不需進行手術線節結.	請勿重複滅菌使用.V-Loc 180 傷口縫合裝置僅適用連續縫合法.不建議使用於筋膜縫合，胃腸吻合，心血管手術，神經手術.	與傳統縫線相比不須打結可減少縫合時間並增加縫合處牢固度

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
婦產科	FSZ019410001	MFSZ010001	亞諾貝爾生化可吸收膠(開放式專用)	Hyalobarrier gel	14400	1. 亞諾貝爾生化可吸收膠已經實驗證實能有效降低手術後沾黏的發生率與減輕嚴重程度、提高術後懷孕率，並能於未完全止血時使用。 2. 3D凝膠狀的規格使它有別於其他防沾粘產品，能完整包覆不規則組織或器官，形成一層屏障。	尚未有嚴重的不良反應報告	1. 亞諾貝爾生化可吸收膠已經實驗證實能有效降低手術後沾黏的發生率與減輕嚴重程度、提高術後懷孕率，並能於未完全止血時使用。2. 3D凝膠狀的規格使它有別於其他防沾粘產品，能完整包覆不規則組織或器官，形成一層屏障。
婦產科	FSZ019410002	MFFZ05END3	亞諾貝爾生化可吸收膠(內視鏡專用)	Hyalobarrier gel endo	11950	1. 亞諾貝爾生化可吸收膠已經實驗證實能有效降低手術後沾黏的發生率與減輕嚴重程度、提高術後懷孕率，並能於未完全止血時使用。 2. 3D凝膠狀的規格使它有別於其他防沾粘產品，能完整包覆不規則組織或器官，形成一層屏障。	尚未有嚴重的不良反應報告	1. 亞諾貝爾生化可吸收膠已經實驗證實能有效降低手術後沾黏的發生率與減輕嚴重程度、提高術後懷孕率，並能於未完全止血時使用。2. 3D凝膠狀的規格使它有別於其他防沾粘產品，能完整包覆不規則組織或器官，形成一層屏障。
婦產科	FSZ019410002	MFSZ010002	亞諾貝爾生化可吸收膠(內視鏡用)	Hyalobarrier gel endo	14100	1. 亞諾貝爾生化可吸收膠已經實驗證實能有效降低手術後沾黏的發生率與減輕嚴重程度、提高術後懷孕率，並能於未完全止血時使用。 2. 3D凝膠狀的規格使它有別於其他防沾粘產品，能完整包覆不規則組織或器官，形成一層屏障。	尚未有嚴重的不良反應報告	1. 亞諾貝爾生化可吸收膠已經實驗證實能有效降低手術後沾黏的發生率與減輕嚴重程度、提高術後懷孕率，並能於未完全止血時使用。2. 3D凝膠狀的規格使它有別於其他防沾粘產品，能完整包覆不規則組織或器官，形成一層屏障。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
婦產科、一般外科	FSZ005697002	MFSZ000406	玻達癒可吸收防沾黏凝膠	PROTAHERE Absorbable Adhesion Barrier	13650	適用於避免或減少婦產科骨盆腔部位手術後組織沾黏的發生。骨盆腔部位手術如開腹手術、腹腔鏡手術、子宮鏡和其他子宮腔手術...等，本產品可避免或減少術後沾黏形成，以利傷口自然癒合之過程。本品為具有高黏稠性及高延展性的凝膠，可附著於塗抹的組織表面，形成一層抗組織沾黏的屏障，以減少手術後組織的沾黏。於開腹手術、腹腔鏡手術及子宮鏡手術皆可使用本產品。	臨床使用上，尚未有嚴重不良反應報告。	目前尚無健保給付之品項
婦產科、一般外科、大腸直腸外科、泌尿外科	FFZ023001001	MFFZ020001	百特克沾黏溶液	Baxter Adept 4% Icodextrin	17000	1. Adept克沾黏溶液為唯一能夠提供腹骨盆腔全方位防沾黏效果的產品。 2. Adept克沾黏溶液為唯一獲得美國FDA核准使用在婦科內視鏡手術的防沾黏產品。 3. 有效降低術後沾黏發生率及嚴重度；針對多處病灶的手術如：子宮內膜異位症、子宮肌瘤切除，或是卵巢、輸卵管相關手術，如：巧克力囊腫、卵巢囊腫、輸卵管整形手術、或不孕症相關手術，能有效達到全方位防沾黏的效果。	可能有皮膚紅腫或搔癢，自限性外陰水腫(6%)	無對照品項

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
婦產科、一般外科、大腸直腸外科、泌尿外科、胸腔外科	BBY002663001	MBBY00E507	大吉士內視鏡取物袋5" *7"	ENDO POCKET MEMORY WIRE	1260	可適用於婦產科、外科、泌尿外科、直腸大腸外科等腹腔鏡手術，能安全方便地取出組織樣本	無	無健保品項
婦產科、外科	FSZ016580001	MFSZ01S213	生物消溶阻黏膜0.02*100*130mm	SurgiWrap Bioresorbable Adhesion Barrier	13500	1.最接近物理性隔離效果的防沾黏膜，臨床應用效果最佳。2.聚乳酸材料與縫線相同，已使用在人體臨床上超過45年，被人體分解成水及二氧化碳，無任何副作用安全有效。	1.若發生感染可能導致治療失敗。2.由於手術創傷可能使神經血管受到損傷。3.由於劇烈活動、創傷或載荷過重可能導致本品彎曲、破裂、鬆脫、摩擦或固定位置移動。	1.本產品可分解吸收。2.本產品除可形成物理性隔離層外，更具防止組織沾粘之功能。3.本產品使用部位及科別較廣。
婦產科、外科	FSZ016580003	MFSZ01S220	生物消溶阻黏膜0.02*130*200mm	SurgiWrap Bioresorbable Adhesion Barrier	17500	1.最接近物理性隔離效果的防沾黏膜，臨床應用效果最佳。2.聚乳酸材料與縫線相同，已使用在人體臨床上超過45年，被人體分解成水及二氧化碳，無任何副作用安全有效。	1.若發生感染可能導致治療失敗2.由於手術創傷可能使神經血管受到損傷。	1.本產品可分解吸收。2.本產品除可形成物理性隔離層外，更具防止組織沾粘之功能。3.本產品使用部位及科別較廣。
婦產科、泌尿外科	FSZ024613001	MFSZ020000	波士頓科技鎖淋單一切口吊帶系統	Boston Scientific Solyx SIS System	33000	Sling有4cm de-tang減少植入後攣縮或繃曲變形	以下為安置尿道下吊索可能產生的併發症，但並不僅限於此：膿瘍；過敏反應；出血；瘀傷/血腫等	目前此SIS技術並無相對健保給付條件給付此材料。此產品與健保差異為體外無切開傷口放置吊帶，低疼痛感，恢復較快速。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
婦產科、泌尿外科	FSZ025630001	MFSZ02P001	博美敦歐菲拉迷你懸吊帶系統	“Promedon” OPHIRA Mini Sling System	30250	本產品為治療女性應力性尿失禁症之醫療器材，包含：A. 一個迷你懸吊帶 (編碼：S-38-AF) · 由具生物相容性的合成材料所製成。B. 一個拋棄式的伸縮置入手把 (編碼：DPN-MN) · 協助懸吊帶植入(B)。	無	本產品為一永久植入性產品，兩端為聚丙烯固定柱及中間為第一型聚丙烯單股纖維網 (Type I PP Monofilament) 組成，從尿道下方給予支持，在壓力下可使尿道密合。固定柱附著於閉孔內肌，藉此將懸吊帶固定。
腸胃肝膽內科	CDZ032765001	MCDZ030808	“美迪格”保利取異物取出器(單次使用)	“Medi-Globe” PolyCatch Poly and Foreign-Body Retrieval Device (Single Use)	3490	開口1.5~3.2cm 袋體可旋轉，收取異物後緊收後可以完全將異物包覆在柔軟TPU袋內，袋體可以360度旋轉	無	無健保品項可比較
影像醫學科	CMZ020976001	MCMZ02BDCS	“百而康”遞西微珠藥物傳遞栓塞系統	“Biocompatibles” DC Bead Drug Delivery Embolisation System	58000	本產品具生物相容、親水、不可被吸收等特性。經過晶確校正能填充鹽類doxorubicin的水膠微球體。可達成(1)在供應惡性腫瘤養分的增生血管內形成栓塞；(2)局部持續對腫瘤釋放一定劑量的doxorubicin。	可能發生輕微發燒、噁心、嘔吐等症狀。	本產品可大幅改善健保給付品項所帶來之較高比例的全身性或化療藥物doxorubicin所引起的副作用。根據臨床實證，對於病人的腫瘤治療反應也可大幅提升。治療後的3-5年存活率也較健保品項高，除可延長病患的存活時間，也可提高其生活品質。
影像醫學科	CMZ030763001	MCMZ038LP0	泰爾茂”籟芙微球體	“Terumo” LifePearl drug-elution microspheres for embolisation	62000	本產品含有polyethylene glycol、具生物相容性的水凝膠製成	非期望區域的缺血、過敏	健保給付無相同品項

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
影像醫學科、腸胃科	CDZ030330001	MCDZ03TWBS	“泰悟”膽道支架	“Taewoong” Biliary Stent	45000	支架是以鎳鈦合金 (Nitinol) 絲線製成。它是有彈性的細網管狀彌補物，兩端和中間皆有不透射線記號	無	健保給付品項為PU塑膠材質，不能夠長期放置病患體內
整形外科	WDZ021799003	MWDZ03LM15	蜜適純	L-Mesitran	680	可清創、抗菌、減輕惡臭、促進癒合、減少慢性炎症反應	無	加速傷口清創及癒合
整形外科	WDZ026887003	MWDZ02BD10	巴帝特傷口與皮膚科護理敷料100ml	"Biotitus" Derma ointment	3600	Antiseptic action、Stimulates the development of granulation tissue、good quality epithelium and favors healing、Anti-fungal activity、Anti-inflammatory、Wound debridement、Anti-scar。	1. 在敷上後立即局部熱熱的或不舒服感覺，有時可能出現周圍充血；此現象在 30 至 40 分鐘內消失。2. 在癒合過程中，會出現輕微的癢，在這種情況下為了不損傷新形成的皮膚，應要避免抓傷表皮，必要時可尋求醫生的意見。	巴帝特軟膏為主動式敷料，可供給傷口養分來源，如左邊所述，屬多功能特性產品；目前並未有相同功能特性健保給付品項。
整形外科	WWZ004686001	MWWZ004325	"耐敷吉"膠原蛋白傷口敷料	Life Fusion Collagen Wound Dressing	5000	由高純度膠原蛋白組成，有良好的生物可分解特性	在極少數及個別的狀況下不排除有過敏反應，可能副作用如感染、局部發炎、手術部位腫脹等。	較傳統敷料比較有良好的生物可分解特性，可提供濕潤的環境與空間，避免傷口過於乾燥。
整形外科	WWZ004686003	MWWZ007510	"耐敷吉"膠原蛋白傷口敷料	Life Fusion Collagen Wound Dressing	9500	由高純度膠原蛋白組成，有良好的生物可分解特性	在極少數及個別的狀況下不排除有過敏反應，可能副作用如感染、局部發炎、手術部位腫脹等。	較傳統敷料比較有良好的生物可分解特性，可提供濕潤的環境與空間，避免傷口過於乾燥。

常用科別	自費特材碼	物料代碼	中文品名	英文品名	自付金額	產品特性	副作用	健保給付品項療效比較
整形外科、 神經外科、 骨科	FSZ026881001	MFSZ02A004	亞諾葛來防沾黏生 物膠1ml	Hyaloglidle Anti- adhesion Gel 1ml	19000	安全取自天然玻尿酸， 生物相容性高，可自然 分解有效臨床證據上， 在肌腱/周邊神經/關節 手術上都有優異的防沾 黏效果。方便3D立體 凝膠，適用於各種不規 則傷口目前是台灣唯一 應用於這類手術的防沾 黏產品	目前尚未有副作用發 生	安全取自天然玻尿酸， 生物相容性高， ，可自然分解有效 臨床證據上，在肌 腱/周邊神經/關節手 術上都有優異的防 沾黏效果。方便3D 立體凝膠，適用於 各種不規則傷口目 前是台灣唯一應用 於這類手術的防沾 黏產品
整形外科、 神經外科、 骨科	FSZ026881002	MFSZ02A005	亞諾葛來防沾黏生 物膠2ml	Hyaloglidle Anti- adhesion Gel 2ml	32000	安全取自天然玻尿酸， 生物相容性高，可自然 分解有效臨床證據上， 在肌腱/周邊神經/關節 手術上都有優異的防沾 黏效果。方便3D立體 凝膠，適用於各種不規 則傷口目前是台灣唯一 應用於這類手術的防沾 黏產品	目前尚未有副作用發 生	安全取自天然玻尿酸， 生物相容性高， ，可自然分解有效 臨床證據上，在肌 腱/周邊神經/關節手 術上都有優異的防 沾黏效果。方便3D 立體凝膠，適用於 各種不規則傷口目 前是台灣唯一應用 於這類手術的防沾 黏產品
骨科	TKY030554W01	MTKY03CAES	“康美”關節鏡用 電燒探頭；AES- 30、AES-50S、 AES-90SN	“CONMED” Edge Arthroscopic Energy Probes	23250	為已滅菌之雙極探 頭，本產品在手術中 能達成快速止血(凝血) 效果以及利於做組織 切割。且此產品可由 手控或腳控來操控， 整體設計更符合人體 工學，握把上以顏色 區分不同功能的按 鈕。	電燒過程產生部份比 例之熱損傷	健保並無相對應之 品項